

Lázmérők összehasonlítása

VIVAMAX
Otthon az egészségben!

CITIZEN

VIVAMAX

ECOLOGIC



Technológia	Analóg	Digitális					Infravörös			
Márka	VIVAMAX	VIVAMAX	VIVAMAX	ECOLOGIC	CITIZEN	CITIZEN	VIVAMAX	VIVAMAX	VIVAMAX	ECOLOGIC
Cikkszám	GYVDL1	GYV30	GYVLT15S	GYEL04	GYCTA 302-CN	GYCTA303	GYV8	GYV34	GYV28	GYEL05
Digitális kijelzés	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Felület-és szobahőmérséklet mérése	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
Mérési módok	hóinalj, száj, rektális	hóinalj, száj, rektális	hóinalj, száj, rektális	hóinalj, száj, rektális	hóinalj, száj, rektális	hóinalj, száj, rektális	homlok	homlok	homlok, fül	homlok
Színekkel jelzett eredményértékelés	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
Mérési idő	4 perc	1 perc	1 perc	1 perc	1 perc	1 perc	azonnal	azonnal	azonnal	azonnal
Memória	×	utolsó mért érték	utolsó mért érték	utolsó mért érték	utolsó mért érték	utolsó mért érték	32 mért eredmény	50 mért eredmény	35 mért eredmény	50 mért eredmény
Automatikus kikapcsolás	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Néma üzemmód	✓	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
Hosszú élettartam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alvás közbeni mérés	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
Vízálló borítás	×	✓	✓	×	✓	×	×	×	×	×
Extra tulajdonságok	higany-mentes; elem nélkül működik	flexibilis fej	flexibilis fej	×	×	anti-bakteriális fej	×	×	baba funkció	×
Javasolt fogyasztói ár	2.390 Ft	1.990 Ft	1.390 Ft	990 Ft	2.290 Ft	2.490 Ft	11.990 Ft	9.990 Ft	9.990 Ft	5.990 Ft

Minden lázmérő egészségpénztárra elszámolható!