

Vivamax inhalátorok összehasonlító táblázata

Termékfotó	Cikkszám és név	Átlagos szemcseméret	Porlasztási kapacitás	Zajszint	Tartozékok	Extrák	Garancia
	GYV23 Hordozható MESH inhalátor	2,5 µm	0,15~0,3 ml/perc	szinte észrevétlen	szájcsutóra, felnőttmaszk, gyermekmaszk, mikro USB kábel, tartózsák	Porlasztási technológia: MESH , extra csendes, kisméretű, hordozható, 2 intenzitás szint	2 év
	GYV18 Hordozható MESH inhalátor	2,5 µm	0,15~0,9 ml/perc	szinte észrevétlen	szájcsutóra, felnőttmaszk, gyermekmaszk, mikro USB kábel, tartózsák	Porlasztási technológia: MESH , extra csendes, kisméretű, hordozható, beépített zene funkció , extra hosszú élettartam	2 év
	GYV25 Kompresszoros inhalátor (kutya)	3 µm	>0,25 ml/perc	<58 dB	gyermekmaszk, felnőttmaszk, szájcsutóra, orrszonda, tartalék szűrők	gyerekbarát forma	2 év
	GYV24 Kompresszoros inhalátor	3 µm	≥0,18 ml perc	<58 dB	gyermekmaszk, felnőttmaszk, szájcsutóra, orrszonda, tartalék szűrők	praktikus tároló rekesszel	2 év
	GYV13 Kompresszoros inhalátor (teknős)	3 µm	>0,25 ml/perc	<57 dB	szájcsutóra, felnőttmaszk, gyermekmaszk, orrszonda, szűrők	gyerekbarát forma	2 év
	GYV15 Kompresszoros inhalátor	3 µm	>0,25 ml/perc	<58 dB	szájcsutóra, felnőttmaszk, gyermekmaszk, orrszonda, szűrő	tároló táskával	2 év
	GYA430 Kompresszoros inhalátor	<5 µm	0,25 ml/perc	<63dB	szájcsutóra, felnőttmaszk, gyermekmaszk, orrszonda, szűrő	állítható szemcseméret	2 év
	GYA1500 Kompresszoros inhalátor (pingvin)	<5 µm	0,25 ml/perc	<63dB	szájcsutóra, felnőttmaszk, gyermekmaszk, orrszonda, szűrő	gyerekbarát forma	2 év