

Vivamax inhalátorok összehasonlító táblázata



Termékfotó	Cikkszám és név	Átlagos szemcseméret	Porlasztási kapacitás	Gyógyszer-tartály	Zajszint	Tartozékok	Extrák
	GYV29 Hordozható MESH inhalátor	2,5 µm	0,15~0,9 ml/perc	6 ml	szinte észrevétlen	szájcsutóra, felnőttmaszk, gyermekmaszk, mikro USB kábel, tartózsák	porlasztási technológia: MESH , extra csendes, arcra rögzíthető , hordozható, extra kicsi és könnyű
	GYV18 Hordozható MESH inhalátor	2,5 µm	0,15~0,9 ml/perc	6 ml	szinte észrevétlen	szájcsutóra, felnőttmaszk, gyermekmaszk, mikro USB kábel, tartózsák	porlasztási technológia: MESH , extra csendes, kisméretű, hordozható, beépített zene funkció , extra hosszú élettartam
	GYV23 Hordozható MESH inhalátor	2,5 µm	0,15~0,3 ml/perc	6 ml	szinte észrevétlen	szájcsutóra, felnőttmaszk, gyermekmaszk, mikro USB kábel, tartózsák	porlasztási technológia: MESH , extra csendes, kisméretű, hordozható, 2 intenzitás szint
	GYV27 Kompresszoros inhalátor (repülő)	2 µm	>0,2 ml/perc	6 ml	<58 dB	gyermekmaszk, felnőttmaszk, szájcsutóra, orrszonda, tartalék szűrők	gyerekbarát forma
	GYV25 Kompresszoros inhalátor (kutya)	2 µm	>0,2 ml/perc	6 ml	<58 dB	gyermekmaszk, felnőttmaszk, szájcsutóra, orrszonda, tartalék szűrők	gyerekbarát forma
	GYV13 Kompresszoros inhalátor (teknős)	2 µm	>0,2 ml/perc	6 ml	<58 dB	gyermekmaszk, felnőttmaszk, szájcsutóra, orrszonda, tartalék szűrők	gyerekbarát forma
	GYV24 Kompresszoros inhalátor	2 µm	>0,2 ml/perc	6 ml	<58 dB	gyermekmaszk, felnőttmaszk, szájcsutóra, orrszonda, tartalék szűrők	praktikus tároló rekesszel
	GYV15 Kompresszoros inhalátor	2 µm	>0,2 ml/perc	6 ml	<58 dB	gyermekmaszk, felnőttmaszk, szájcsutóra, orrszonda, tartalék szűrők	hordozó táskával



Mindegyik inhalátor használható Salvus gyógyvízzel is!