

VIVALDI Kft., Termékkatalógus

VIVAMAX – Otthon az egészségben!

Egészségmegőrzés • Wellness • Szépségápolás

2026



Megbízható
minőség!

1997 óta

 **VIVAMAX**



BEVEZETŐ

A Vivamax több mint két évtizedes történetében a **minőség** és a folyamatosan változó igényekhez igazodó **innováció** jelenti a **mozgatóerőt**. **Ennek köszönhetően** viszonteladó partnereink és vásárlóink a lehető **legmagasabb szintű kiszolgálásban részesülhetnek**. Örömkre szolgál, hogy a befektetett munka eredményeképpen a Vivamax napjainkra az **egészségtudatos magyar vásárlók egyik kedvenc márkája lett!**

A Covid járvány nagyobb egészségügyi önállóságra, tudatosabb hozzáállásra ösztönözte az embereket: kevesebbszer fordulunk személyesen orvoshoz, több időt szánunk prevencióra. Így a Vivamax márka térhódítása szinte elkerülhetetlen volt, hiszen olyan minőségi termékeket ajánlunk az otthoni egészségmegőrzésre, megelőzésre és a testi-lelki egyensúly fenntartására, melyek mára nélkülözhetlenné váltak. Ennek köszönhetően számos magyar háztartásban találkozhatunk Vivamax párástókkal, illóolaj-párolgatókkal, inhalátorokkal, vérnyomás- és lázmérőkkel, különféle masszírozókkal, szépségápoló és fitness eszközökkel.

Különösen büszkék vagyunk a **kifejezetten magyar piacra gyártott innovációinkra**. Ezek közül érdemes megemlíteni a **Salvus gyógyvízzel és illóolajokkal is használható Salty-Air ultrahangos párástó termékcsaládot**, ami néhány év alatt óriási népszerűsége tett szert a kisgyermekes családok körében.

Márkánk sikere **termékeink egyediségében és megbízhatóságában rejlik**, melyet **szigorú minőségbiztosítási rendszer** és saját **Vivamax márkaszerviz** biztosít! A **kiváló ár-érték arány**, a kifejezetten hazai **vásárlók igényeire szabott, innovatív termékválaszték** és **megnövelt garanciaidő** pedig még vonzóbbá teszi termékeinket.

Nyitottsággal és modern szemlélettel arra törekszünk, hogy termékválasztékunk naprakészen kövesse az egészségmegőrzés, wellness és szépségápolás nemzetközi trendjeit, hogy a piac újdonságai a világpremiert követően a lehető leggyorsabban a Vivamax választékban is megjelenjenek és minél előbb ott lehessenek a magyar családok otthonaiban!

Vásárlóink, viszonteladóink számára minél szélesebb termékpalettát szeretnénk kínálni. Ennek érdekében a Vivamax mellett több más saját márkát is – EcoLogic, VivaFit, MemoryPlus és Herbal Freeze – kínálunk, és büszkén képviseljük hazánkban a Citizen, Winix, Anatomic Help valamint Veera márkákat is.

Mi otthon vagyunk az egészségben, hogy Ön otthon lehessen, EGÉSZSÉGBEN!

Köszönjük viszonteladóink és vásárlóink töretlen bizalmát!
A Vivaldi Kft. csapata

Küldetésünk

Hozzájárulni embertársaink testi-lelki egészségének és mindennapi jó közérzetének megőrzéséhez, a hagyományos orvoslás és a modern technika vívmányainak felhasználásával.

Jövőképünk

Tovább erősíteni pozíciónkat a magyar piacon egészségmegőrzés, wellness és szépségápolás területen.

Értékeink

Biztos munkahelyet és vonzó karrierlehetőséget kínálni munkatársainknak, kiszámítható üzleti partner lenni és értéket teremteni szállítóink és viszonteladóink számára.

4


VÉRNYOMÁSMÉRŐK ÉS MÉRŐKÉSZÜLÉKEK



- 4 Vérnyomásmérők
- 9 Lázmérők és mérlegek, diagnosztikai eszközök

11

INHALÁTOROK ÉS SÓTERÁPIA



- 11 Inhalátorok
- 14 Sótermékek

15

OTTHONI LEVEGŐKEZELÉS



- 15 Aromadiffúzorok
- 17 Illóolajok és illóolaj keverékek
- 18 Általános párasítók és páramérők
- 19 Salty-Air ultrahangos párasítók
- 21 Légtisztító készülékek és szűrőbetétek
- 23 Páramentesítők és szűrőbetétek

24

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS (TENS) ÉS FÉNYTERÁPIA



- 24 TENS terápia
- 26 Fényterápia

27

MASSÁZSKÉSZÜLÉKEK



- 27 Masszírozó készülékek

31


MEMÓRIAHABOS ÉS ALVÁSKOMFORT TERMÉKEK



- 31 Memóriahabos alvópárnák
- 32 Refluxpárnák
- 33 Memóriahabos fedőmatracok
- 34 Pihenést segítő eszközök
- 35 Memóriahabos ülőpárnák
- 36 Egyéb ülőpárnák és deréktámaszok

38

AKTÍV ÉLET ÉS ÍZÜLETVÉDELEM



- 38 Mágneses-turmalinos szorítók
- 40 Elasztikus szorítók - VivaFit
- 42 További ízületi szorítók - Anatomic Help
- 43 További ízületi szorítók - Thuasne
- 44 Tartásjavító hátpántok
- 46 Ízületvédő krémek, gélek
- 47 Kineziológiai tapaszok
- 47 Egyéb fájdalomcsillapítás és vénamasszírozás

49

KOMPRESSZIÓS TERMÉKEK ÉS GYÓGYZOKNIK



- 49 Kompressziós harisnyák, combfixek, térdharisnyák
- 51 Kompressziós zoknik
- 51 Szorításmentes- és gyógyzoknik

52


LÁBÁPOLÓ TERMÉKEK ÉS TALPBETÉTEK



- 52 Bűtyökkorrekciós eszközök
- 54 Talpbetétek és sarokemelők

55

JÓ KÖZÉRZET ÉS FITNESS



- 55 Nyújtó- és izomlazító eszközök
- 56 Fitness, jóga- és fejlesztő eszközök
- 59 Elektromos melegítők

60

SZÉPSÉGÁPOLÁS



- 60 Bőrápoló készülékek

62

EGYÉB OTTHONI ESZKÖZÖK



- 62 Házi betegápolás
- 63 Vízezelés

- 64 Képes termékkereső
- 70 Forgalmazott márkáink



Ahol ezt a jelet látja, az a termék egészségpénztárra elszámolható!



További hasznos tartalmakért keresse fel weboldalunkat: www.vivamax.hu

VÉRNYOMÁSMÉRŐK ÉS MÉRŐKÉSZÜLÉKEK

VÉRNYOMÁSMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

„V33” FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

VIVAMAX – GYV33



- Klinikailag validált mérési pontosság
- Extra méretű LED kijelző - nagy számok, elegáns, szemkímélő, fekete alapon
- Normál karmérethez illeszkedő mandzsettával (22-32 cm)
- Intelligens felpumpálás, csak a szükséges mértékig fújja fel a mandzsettát
- Mérés közbeni elmozdulás érzékelése
- Figyelmeztető jelzés nem megfelelő mandzsetta felhelyezés esetén
- 2 felhasználó számára 2x120 memóriahely
- Szabálytalan szívritmus kijelzés
- WHO skála szerinti eredményértékelés
- Utolsó 3 mérés átlagolása
- Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem
- C-típusú adapterrel is működtethető (nem tartozék)

Vásárolható mandzsetták:

- Kis karméretre: GYVGYM (17-22 cm)
- Normál karméretre: GYV32M (22-32 cm)
- Extra karméretre: GYV19M (22-42 cm)

Klinikailag validált



„V31BT” FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ BLUETOOTH FUNKCIÓVAL

VIVAMAX – GYV31BT

EP

3 év
garancia

- Klinikailag validált mérési pontosság
- Telefonos applikációval és Bluetooth adatátviteli lehetőséggel
- Extra méretű LED kijelző - nagy számok, elegáns fekete alapon
- Normál és extra karméretre is illeszkedő mandzsetta (22-42 cm)
- 2 felhasználó számára 2x199 memóriahely
- Szabálytalan szívritmus kijelzés
- WHO skála szerinti eredményértékelés
- Utolsó 3 mérés átlagolása
- Dátum- és időkijelzés
- Energiaforrás: 4 db AAA mini ceruzaelem
- C típusú adapterrel is működtethető (nem tartozék)

Vásárolható mandzsetták:

- Kis karméretre: GYVGYM
- Normál karméretre: GYV32M
- Extra karméretre: GYV19M

TOVÁBBI AJÁNLATUNK!

„V31” FELKAROS
VÉRNYOMÁSMÉRŐ

Megegyezik a fenti modellel,
csak BLUETOOTH funkció nélkül!
VIVAMAX – GYV31



Elegáns és praktikus
hordozótáskával!



TELEFONOS
APPLIKÁCIÓVAL

„V14” FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

VIVAMAX – GYV14

EP

3 év
garancia

- Nagyméretű LCD kijelző
- Extra méretű mandzsetta: 22-42 cm
- 2 felhasználó számára 120-120 memóriahely
- Szabálytalan szívritmus kijelzés
- WHO skála szerinti eredményértékelés
- Utolsó 3 mérés átlagolása
- Dátum- és időkijelzés
- Energiaforrás: 4 db AAA mini ceruzaelem
- Adapter: opcionálisan vásárolható (mikro USB csatlakozással)

Adapter: GYV14AC

Vásárolható mandzsetták:

kis karméretre: GYVGYM; normál karméretre: GYV32M; extra karméretre: GYV19M



További hasznos tartalmakért keresse
fel weboldalunkat: www.vivamax.hu

„V26” FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

VIVAMAX – GYV26

EP

3 év
garancia

- Kiváló ár-érték arány
- Extra méretű mandzsetta: 22-40 cm
- Mérés közbeni elmozdulás érzékelése
- 2 felhasználó számára 120-120 memóriahely
- WHO skála szerinti eredményértékelés
- Dátum- és időkijelzés
- Energiaforrás: 3 db AA ceruzaelem
- C típusú adapterrel is működtethető (nem tartozék)

Vásárolható mandzsetták:

kis karméretre: GYVGYM; normál karméretre: GYV32M; extra karméretre: GYV19M



„517” FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

CITIZEN – GYCH517



- Klinikailag validált mérési pontosság
- Könnyen értelmezhető, nagy méretű kijelző
- Extra méretű mandzsetta: 22-42 cm
- 99 memóriahely
- Szabálytalan szívritmus jelzés
- WHO skála szerinti eredményértékelés
- Utolsó 3 mérés átlagolása
- Dátum- és időkijelzés
- Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem
- Adapter: opcionálisan vásárolható

Adapter: GYCH-AC



„330” FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

CITIZEN – GYCH330



- Modern formatervezés, jól olvasható kijelző
- Intelligens felpumpálás (fuzzy logic technológia)
- Mérés közbeni elmozdulás érzékelése
- 60 memóriahely
- Szabálytalan szívritmus kijelzése
- WHO skála szerinti eredményértékelés
- Utolsó 3 mérés átlagolása
- Dátum- és időkijelzés
- Energiaforrás: 4 db AAA mini ceruzaelem
- Adapter: opcionálisan vásárolható

Adapter: GYCH-AC



„304” FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

CITIZEN – GYCH304



- Klinikailag validált mérési pontosság
- 99 memóriahely
- Szabálytalan szívritmus kijelzés
- WHO skála szerinti eredménykijelzés
- Utolsó 3 mérés átlagolása
- Dátum- és időkijelzés
- Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!
CITIZEN DIGITÁLIS LÁZMÉRŐK
Részletek a 9. oldalon!



FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

ECOLOGIC – GYEL01
by vivamax



- Klinikailag validált mérési pontosság
- Normál karmérethez illeszkedő mandzsettával (22-32 cm)
- Intelligens felpumpálás: csak a szükséges mértékig fújja fel a mandzsettát
- Mérés közbeni elmozdulás érzékelése
- Figyelmeztető jelzés nem megfelelő mandzsetta felhelyezés esetén
- 2 felhasználó számára 2x99 memóriahely
- Szabálytalan szívritmus kijelzés
- WHO skála szerinti eredményértékelés
- Utolsó 3 mérés átlagolása
- Dátum- és időkijelzés
- Energiaforrás: 4 db AAA mini ceruzaelem (nem tartozék)
- C típusú adapterrel is működtethető (nem tartozék)



„V36” CSUKLÓS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

VIVAMAX – GYV36



- Könnyen kezelhető és hordozható
- Praktikus tárolódobozzal
- LED kijelző - nagy számok, elegáns fekete alapon
- 2 felhasználó számára 120-120 memóriahely
- Szabálytalan szívritmus érzékelés
- WHO skála szerinti eredményértékelés
- Helytelen felhelyezés és elmozdulás kijelzése
- Energiaforrás: 2 db AAA mini ceruzaelem



CSUKLÓS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

ECOLOGIC by vivamax – GYEL07



- Praktikus tárolódobozzal
- 2 felhasználó számára 120-120 memóriahely
- Szabálytalan szívritmus érzékelés
- WHO skála szerinti eredményértékelés
- Helytelen felhelyezés és elmozdulás kijelzése
- Energiaforrás: 2 db AA ceruzaelem (nem tartozék)



TÁROLÓTÁSKA FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐHÖZ

VIVAMAX – GYVVT

- Vivamax felkaros vérnyomásmérőkhöz ajánljuk: V14, V26, V31, V31BT és V33 típusokhoz
- Továbbá használható a GYEL01 cikkszámú EcoLogic vérnyomásmérőhöz is
- Mérete: 16x12,5x7,5 cm (összezipzározva)
- Esztétikus és tartós kivitelezés



Rendelhető mandzsetták:

Cikkszám	Terméknév	Karméret	Kompatibilis készülékek
GYCH051	Citizen normál méretű mandzsetta	22-30 cm	GYCH304 Citizen felkaros vérnyomásmérő
GYCH052	Citizen extra méretű mandzsetta	22-42 cm	GYCH517 Citizen felkaros vérnyomásmérő
GYVGYM	Vivamax kis méretű mandzsetta	17-22 cm	GYV14 Vivamax felkaros vérnyomásmérő
GYV32M	Vivamax normál méretű mandzsetta	22-32 cm	GYV26 Vivamax felkaros vérnyomásmérő
GYV19M	Vivamax extra méretű mandzsetta	22-40 cm	GYV31 Vivamax felkaros vérnyomásmérő
			GYV31BT Vivamax felkaros vérnyomásmérő
			GYV33 Vivamax felkaros vérnyomásmérő
			GYEL01 EcoLogic felkaros vérnyomásmérő
GYV365M	Vivamax merev falú mandzsetta	22-36 cm	GYV14 Vivamax felkaros vérnyomásmérő
			GYV26 Vivamax felkaros vérnyomásmérő
			GYV31 Vivamax felkaros vérnyomásmérő
			GYV31BT Vivamax felkaros vérnyomásmérő
			GYV33 Vivamax felkaros vérnyomásmérő
			GYEL01 EcoLogic felkaros vérnyomásmérő

Rendelhető adapterek és töltőkábelek:

Cikkszám	Terméknév	Kompatibilis készülékek
GYCH-AC	Citizen adapter vérnyomásmérőhöz	GYCH330 Citizen felkaros vérnyomásmérő
		GYCH517 Citizen felkaros vérnyomásmérő
GYV14AC	Vivamax adapter vérnyomásmérőhöz	GYV14 Vivamax felkaros vérnyomásmérő
GYVUSB	Mikro USB töltőkábel	GYV14 Vivamax felkaros vérnyomásmérő
GYVUSBC	USB-C töltőkábel	GYV26 Vivamax felkaros vérnyomásmérő
		GYV31 Vivamax felkaros vérnyomásmérő
		GYV31BT Vivamax felkaros vérnyomásmérő

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

CITIZEN DIGITÁLIS SZEMÉLYMÉRLEGEK

Részletek a 10. oldalon!



Vérnyomásmérő összehasonlító táblázat:

	Márka cikkszám/	Kijelző	Mandzsetta méret	Klinikailag validált	Intelligens felpumpálás	Memória	Dátum/ idő	Adapter opció	Garancia
felkaros	 CITIZEN GYCH330	nagy	normál (22-32 cm)	✗	✓	1 x 60	✓	✓	5 év
	 CITIZEN GYCH304	normál	normál (22-30 cm)	✓	✗	1 x 99	✓	✗	5 év
	 CITIZEN GYCH517	nagy	extra (22-42 cm)	✓	✗	1 x 99	✓	✓	5 év
	 VIVAMAX GYV31BT	nagy	extra (22-42 cm)	✓	✓	2 x 199	✓	✓	3 év
	 VIVAMAX GYV31	nagy	extra (22-42 cm)	✓	✓	2 x 199	✓	✓	3 év
	 VIVAMAX GYV33	nagy	normál (22-32 cm)	✓	✓	2 x 120	✗	✓	3 év
	 VIVAMAX GYV14	nagy	extra (22-42 cm)	✗	✗	2 x 120	✓	✓	3 év
	 VIVAMAX GYV26	normál	extra (22-40 cm)	✗	✓	2 x 120	✓	✓	3 év
csuklós	 ECOLOGIC GYEL01	normál	normál (22-32 cm)	✓	✓	2 x 99	✗	✓	2 év
	 VIVAMAX GYV36	normál	csukló (13-21 cm)	✗	✗	2 x 120	✗	✗	3 év
	 ECOLOGIC GYEL07	normál	csukló (13-21 cm)	✗	✗	2 x 120	✓	✗	2 év

LÁZMÉRŐK ÉS DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZÖK

SZÍNES KIJELEZŐS FÜL- ÉS HOMLOKLÁZMÉRŐ

VIVAMAX – GYV28

EP

2 év
garancia


Fülben és homlokon történő mérésre egyaránt alkalmas, valamint a szoba-hőmérsékletet és a felületek hőmérsékletét is mérhetjük vele!

Az érintés nélküli mérési technológia óriási előnye, hogy segítségével nem csak test-hőmérsékletet mérhetünk, de könnyedén ellenőrizhetjük akár a fürdővíz, bébiétel és levegő hőmérsékletét is. További előnye, hogy gyermekünk lázát alvás/mozgás közben is megmérhetjük!

- Infravörös érzékelő
- 3 színű eredményértékelés
- Választható néma üzemmód
- 35 memóriahely
- Mérési pontosság: $\pm 0,2^\circ\text{C}$
- Energiaforrás: 2 db AAA mini ceruzaelem

41
az 1-ben

- ✓ Testhőmérséklet mérésére
- ✓ Bébiételekhez
- ✓ Fürdővízhez
- ✓ Szobahőmérséklet méréshez



Fülben történő mérés



Homlok- és felületek mérése

ÉRINTÉSMENTES INFRAVÖRÖS LÁZMÉRŐ

VIVAMAX – GYV34

EP

2 év
garancia

ÚJ!

- Infravörös érzékelő, megbízható mérési eredmények
- 3 színű eredményértékelés
- Választható néma üzemmód
- 50 memóriahely
- Rendkívül hosszú élettartam (kb. 100 ezer mérés)
- Automatikus kikapcsolás 30 mp-en belül
- Mérési pontosság: $\pm 0,3^\circ\text{C}$
- Mérési tartomány testhőmérséklet esetén: $32^\circ\text{C} - 43^\circ\text{C}$
- Energiaforrás: 2 db AAA mini ceruzaelem

TOVÁBBI AJÁNLATUNK!
ÉRINTÉSMENTES
INFRAVÖRÖS LÁZMÉRŐ
ECOLOGIC by vivamax – GYEL05



41
az 1-ben

DIGITÁLIS LÁZMÉRŐ FLEXIBILIS FEJJEL (BÉKA)

VIVAMAX – GYV30


EP



DIGITÁLIS LÁZMÉRŐ FLEXIBILIS FEJJEL

VIVAMAX – GYVLT15S

EP



DIGITÁLIS LÁZMÉRŐ

ECOLOGIC by vivamax – GYEL04

ÚJ!

EP



További hasznos tartalmakért keresse fel weboldalunkat: www.vivamax.hu

ANTIBAKTERIÁLIS DIGITÁLIS LÁZMÉRŐ

CITIZEN – GYCTA-303

EP



VÍZÁLLÓ DIGITÁLIS LÁZMÉRŐ

CITIZEN – GYCTA302-CN

EP



HIGANYMENTES ANALÓG LÁZMÉRŐ

VIVAMAX – GYVDL1

EP



LERÁZÓ TOK GYVDL1 HIGANYMENTES LÁZMÉRŐHÖZ

VIVAMAX – GYVDL1L

EP



VÉROXIGÉNSZINT MÉRŐ (PULZOXIMÉTER)

VIVAMAX – GYVVOM

EP

2 év
garancia

- Grafikus impulzus kijelzés
- Újra csíptethető, hordozható
- Higiénikus és modern infravörös technológiával
- Színes és szemléletes OLED kijelző 4 irányú nézettel és 6 kijelző beállítással
- Beállítható figyelmeztető hang alacsony mért érték esetére
- SpO2 méréstartomány: 70-99%
- Mérési megbízhatóság: 80-99% között: +/-2%
70-79% között: +/-3%
- Pulzusszám mérési tartomány: 30-240 BPM
- Perfúziós index kijelzése
- Energiaforrás: 2 db AAA mini ceruzaelem



További hasznos tartalmakért
keresse fel weboldalunkat:
www.vivamax.hu



TESTÖSSZETÉTEL ELEMZŐ MULTIFUNKCIÓS MÉRLEG

VIVAMAX – GYVBF3

3 év
garancia

Vizsgálja meg, és elemezze szervezete állapotát multifunkciós mérleggel!

A készülék a testsúly mellett a következő értékeket is méri:

- **Testzsír:** A zsírszövet aránya a teljes testtömeghez viszonyítva. Minden fogyókúra fontos mérőszáma a testtömeg csökkenés mellett.
- **Izomtömeg:** Az izomtömeg százalékos arányát adja meg. Az egészséges életmódhoz elengedhetetlenül fontos testedzések hatékonyságának mérésére is használható!
- **Test hidratáltság:** A szervezet víztartalmát adja meg. A napi megfelelő folyadékbevitel élettanilag rendkívül fontos, a funkció ennek nyomon követésére is használható.
- **Csonttömeg:** A csonttömeg százalékos arányát mutatja. Kifejezetten hasznos lehet csonttrikulás megelőzésében és felismerésében is.
- **Ajánlott napi kalóriabevitel:** A betáplált értékek (nem, kor, magasság) és a mért eredmények alapján tesz javaslatot az optimális napi kalóriabevitelre.
- **BMI – Testtömeg index:** Megmutatja a testtömeg és a magasság arányát. Az érték segítségével megtudhatja, hogy testtömege normál tartományba esik-e.

További termékjellemzők:

- Szuper vékony: 2,2 cm
- Méréshatár: 150 kg
- Memória: 12 felhasználó
- Energiaforrás: 2 db AAA mini ceruzaelem



DIGITÁLIS SZEMÉLYMÉRLEGEK

CITIZEN – Fehér: GYCHMS324W; Fekete: GYCHMS324B

5 év
garancia

- Exkluzív design, japán precizitás
- Méréshatár: 150 kg
- Nagy teherbírású, elegáns üvegfelület
- Választható mértékegység: kg, lb, st
- Kijelzi a különbséget az előző méréshez képest
- Energiaforrás: CR2032 gombaelem



INHALÁTOROK ÉS SÓTERÁPIA

Az **inhalációs terápia** során a hatóanyagok közvetlenül a tüdőbe kerülnek, hogy ott fejtsek ki hatásukat, ahol a legnagyobb szükség van rá. Az inhalátor elsődleges feladata, hogy a folyékony gyógyszert nagyon apró részecskékből álló, finom köddé alakítsa, amit aztán a beteg könnyedén belélegezhet.

Többféle inhalátor típus közül választhatunk, melyek közül a legismertebbek és legnépszerűbbek a kompresszoros és MESH membrános típusok. A kompresszoros készülékek nagyobb szemcséjű gyógyszer porlasztására is alkalmasak, míg egy csendesen működő, hordozható MESH inhalátor a gyakori felső légúti fertőzések esetén lehet praktikus társ a gyógyulásban.

Fiziológiás sóoldattal vagy Salvus gyógyvízzel alkalmazva pedig mindkét technológia kíméletes gyógymódot kínál, amelyet akár a legkisebbek esetében is biztonsággal alkalmazhatunk. A sós oldat belélegzése ugyanis hígítja a letapadt váladékot, így megkönnyítheti annak felköhögését.

SALVUS GYÓGYVÍZ

SALVUS – GYSALV-VIZ



- A bükkszéki eredetű gyógyvíz összetételét tekintve a világon egyedülálló, igen magas összes oldott anyag tartalmú
- Magas ásványi sótartalmú, alkáli-hidrogén-karbonátos-kloridos, brómos-jodidos gyógyvíz
- Kiszerezés: 6 x 1,5 l
- Alkalmazási terület:
 - Légúti hurutos megbetegedések esetén: ultrahangos párástító készülékkel vagy szaunavízként belélegző kúra
 - Gyomorbetegségek esetén ivókúra



KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

**SALVUS GYÓGYVÍZ
PERMET – 50 ML**

SALVUS – GYSALV1



KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

**SALVUS GYÓGYVÍZ
ORRPERMET – 50 ML**

SALVUS – GYSALV2



További hasznos tartalmakért keresse fel weboldalunkat: www.vivamax.hu

KOMPRESSZOROS INHALÁTOROK

VIVAMAX

ECOLOGIC
by vivamax

EP

- Átlagos szemcseméret: 2 µm
- Porlasztási kapacitás: ≥0,2 ml/perc
- Gyógyszertartály kapacitás: 6 ml
- Zajszint: ≤58 dB(A)




Salvus gyógyvízzel
használható!

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

SALVUS GYÓGYVÍZ

GYLSLV-VIZ



Kompresszoros inhalátorok gyerekbarát formavilággal:



További kompresszoros inhalátorok:



További hasznos tartalmakért
keresse fel weboldalunkat!

Cikkszám	Terméknév	Márka	Garancia
GYV13	Kompresszoros inhalátor „teknős”	VIVAMAX	3
GYV25	Kompresszoros inhalátor „kutya”	VIVAMAX	3
GYEL03	Kompresszoros inhalátor „Dr.Bongo”	ECOLOGIC	2

Cikkszám	Terméknév	Márka	Garancia
GYV15	Kompresszoros inhalátor hordozó táskával	VIVAMAX	3
GYEL02	Kompresszoros inhalátor	ECOLOGIC	2

Tartozékok:

A fenti inhalátorok alaptartozékai:

levegővezeték, gyógyszeradagoló, gyermekmaszk, felnőttmaszk, csutóra, orrszonda, tartálék szűrők (5db)

További tartozékok rendelhetők:

Gyógyszeradagoló kompresszoros inhalátorokhoz – zöld: GYV13GY; kék: GYV15GY; fehér: GYVUGY

Tartozék szett kompresszoros inhalátorokhoz (levegővezeték, gyermekmaszk, felnőttmaszk, csutóra, orrszonda)

– zöld maszkkal: GYV13T; kék maszkkal: GYV15T; átlátszó maszkkal: GYVUT

Szűrő kompresszoros inhalátorokhoz (5 db) – GYV13SZ; GYV15SZ



„AIR MASK” HORDOZHATÓ MESH INHALÁTOR AIMESH TECHNOLÓGIÁVAL

VIVAMAX – GYV35



A készülék extra tulajdonságai:

- ✓ A készülék közvetlenül az arcra „rögzíthető”
- ✓ Használat közben szabad mozgást biztosít
- ✓ Extra csendes és könnyű (mindössze 57g)
- ✓ Több fokozatban állítható porlasztás
- ✓ Méhsejtes szerkezetű, bioelasztikus, korrózióálló membrán

- Átlagos szemcseméret: 3 µm
- Porlasztási kapacitás: 0,15 ~ 0,9 ml/perc
- Energiaforrás: DC 3,7 V litium-ion akkumulátor (180 mAh), (AC 220-230V 50/60Hz DC 5V 1A adapterrel tölthető, nem tartozék)
- Méret: 7,3 x 6,8 x 5 cm



Rugalmas arcmask
Gyógyszerszállító
Akkumulátor
Szilikon rögzítő szálak



Kis méret, közvetlenül az arcra rögzíthető!

Alaptartozékok: felnőttmaszk, gyermekmaszk, szájcsoncs, USB kábel
GYV35GY – gyógyszeradagoló; GYVMCS – szájcsoncs
GYVMGY – gyermekmaszk; GYVMF – felnőttmaszk

TOVÁBBI AJÁNLATUNK! ÚJ!
TÁROLÓTÁSKA
MESH INHALÁTOROKHOZ
Méret: 16 x 11 x 6,5 cm
VIVAMAX – GYVMIT



HORDOZHATÓ MESH INHALÁTOR

VIVAMAX – GYV23



- Extra csendes működés
- Két fokozatban szabályozható porlasztási intenzitás
- Könnyű (kb. 88 g), hordozható kivitel
- Átlagos szemcseméret: 2,5 µm
- Porlasztási kapacitás: kb. 0,15~0,3 ml/perc
- Gyógyszerszállító kapacitás: 10 ml
- Energiaforrás: DC 3.7 V litium-titán akkumulátor (1200 mAh) (AC 220-230V 50/60Hz DC 5V 1A adapterrel tölthető, nem tartozék)
- Méret: 11,7 x 4,6 x 4,3 cm

Alaptartozékok: felnőttmaszk, gyermekmaszk, szájcsoncs, USB kábel
GYV23GY – gyógyszeradagoló
GYV23T – tartozék szett (gyermekmaszk, felnőttmaszk, szájcsoncs)



VIVAHALER INHALÁCIÓS SEGÉDESZKÖZ

VIVAMAX – GYVH



- Speciális antisztatikus légkamra kimért dózisu inhalációhoz
- Tartozék szilikon maszkkal
- Folyamatos légzésritmust biztosít, vizuális ellenőrző szeleppel van ellátva

Kisgyermek maszk: GYVHMM
Újszülött maszk: GYVHMS



175 ml



További hasznos tartalmakért keresse fel weboldalunkat: www.vivamax.hu

SÓPIPA

GYSO2

EP



- Nátha, köhögés, hörghurut, légúti allergia esetére
- Műanyag kivitel ásványi sókristályokkal
- Kb. 1/2 évig használható
- A készülék hatóanyaga: nátrium-klorid: 99,20% ; kalcium-szulfát: 0,40% ; magnézium-klorid: 0,08% ; kalcium-klorid: 0,08% ; vas(III)-oxid: 0,001%



SÓPÁRNÁK PARAJDI SÓ TÖLTETTEL ÉS GYÓGYNÖVÉNYEKSEL

PARAJDI SÓ KINCSEK – GYPSSP...

- Többféle: natúr, levendulás, mentás, vegyes gyógynövényes
- Töltet: 1 kg; változatos, vidám huzatban
- Melegítve használható fülgyulladás, menstruációs görcs, ízületi fájdalom esetén
- Hűtve segítség lehet rándulás, ficam, egyéb izom vagy ínszalag sérülés után

Natúr	Levendulás	Gyógynövényes	Mentás
GYPSSP1	GYPSSP2	GYPSSP3	GYPSSP4



Több változat!

PÁROLOGTATÓ SÓ - HIMALÁJAI VAGY PARAJDI SÓBÓL

PARAJDI SÓ KINCSEK – GYPSPS...

Csak tegye ki az asztalra egy tálban, öntse le vízzel és élvezze a jótékony hatásait!

- A sótümbökből felszabaduló negatív ionok fertőtlenítik a levegőt és antibakteriális hatással bírnak.
- Jó közérzetünkhöz és hangulatunkhoz is hozzájárul a só természetes látványa.
- Kiszárlás: 1 kg

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

„FLAME” AROMADIFFÚZOR SÓKRISTÁLYOKKAL

Részletek a 16. oldalon!



Parajdi sóból	Himalájai sóból
GYPSPS1	GYPSPS2



PARAJDI FÜRDŐSÓK VALÓDI GYÓGYNÖVÉNYEKSEL

PARAJDI SÓ KINCSEK – GYPSFS...

Élvezze a sós fürdőt otthonában, és engedje, hogy a természet gyógyító erejével kényeztesse!

- 6 változatban
- Kiszárlás: 1 kg

Női problémákra	Légúti panaszokra	Stresszoldó hatású	Immunrendszer támogatására	Bőrproblémákra	Reumás panaszokra
GYPSFS1	GYPSFS2	GYPSFS3	GYPSFS4	GYPSFS5	GYPSFS6



6 változatban!

SALIN SÓTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK

Salin – GYSAL01

EP

2 év garancia

Sós levegő a hegyek szívéből!

- Napi minimum 8 óra (pl. éjszakai) használat ajánlott
- Max. 16 m²-es helyiségbe javasolt
- Ventilátor segítségével mikro-sókristályokkal dúsítja a levegőt

Sóbetét Salin készülékhez: GYSAL02

Salin Plus sóterápiás készülék: GYSAL03



OTTHONI LEVEGŐKEZELÉS

AROMADIFFÚZOROK

„PINGUI” ULTRAHANGOS ILLÓOLAJ PÁROLOGTATÓ FEHÉRZAJ FUNKCIÓVAL

VIVAMAX – GYVH62

3 funkció egy készülékben:

- Aroma párologtató választható intenzitással
- Fehér zaj generátor 10 féle hanggal, állítható hangerővel
- Éjszakai fény 7 féle választható színben
- Szabályozható intenzitás: folyamatos, illetve szakaszos párákibocsátás
- Antibakteriális hatású víztartály: 180 ml – akár 10-12 órás folyamatos működés
- USB-C töltőkábellel (adapter nem tartozék)

3 in 1

✓aromadiffúzor

✓hangterápia

✓éjszakai fény

Nyugtató
hangokkal!

2 év
garancia

ÚJ!



„KOALA” ULTRAHANGOS ILLÓOLAJ PÁROLOGTATÓ

VIVAMAX – GYVH54

2 év
garancia

- Kellemes, meleg fényű LED világítás kétféle erősséggel
- Akár éjszakai fényként is használható, de a LED világítás ki is kapcsolható
- **Szabályozható intenzitás:** folyamatos, illetve szakaszos pára kibocsátás
- **Antibakteriális hatású víztartály:** 160 ml – akár 12-14 órás folyamatos működés
- **Pára kibocsátási kapacitás:** 9-16 ml/óra
- USB töltőkábellel (adapter nem tartozék)



ULTRAHANGOS ILLÓOLAJ PÁROLOGTATÓ

VIVAMAX – GYVH35

2 év
garancia

- **Fény- és szinterápia:** összesen 7 féle színárnyalat, mely tetszés szerint választható vagy rotálható
- **Szabályozható intenzitás:** folyamatos vagy szakaszos működés
- **Antibakteriális hatású víztartály:** 120 ml – akár 3-6 órás folyamatos működés
- **Éjszakai mód:** a LED világítás kikapcsolható, alacsony fokozaton csendes működés
- **Pára kibocsátás:** 20-25 ml/óra



TOVÁBBI AJÁNLATUNK!

„PROVENCE” ULTRAHANGOS
ILLÓOLAJ PÁROLOGTATÓ

VIVAMAX – GYVH57



„FLAME” AROMADIFFÚZOR SÓKRISTÁLYOKKAL

VIVAMAX – GYVH55

2 év
garancia

Egyedi láng hatású, innovatív kialakítású diffúzor, különlegesen megvilágított, himalájai sókristályokkal!

- **Fény- és szinterápia:** 4 féle választható színű LED fény – kiválasztható csak a sókristály tálca megvilágítása
- Akár éjszakai fényként is használható, de a LED világítás ki is kapcsolható
- **Időzítő működés:** 1, 3 vagy 6 óra
- Természetes himalájai sókristályokkal
- **Antibakteriális hatású víztartály:** 250 ml – akár 7-8 órás folyamatos működés
- **Pára kibocsátási kapacitás:** 15-25 ml/óra
- USB töltőkábellel (adapter nem tartozék)



„ZEN SPA” AROMADIFFÚZOR AKKUMULÁTORRAL

VIVAMAX – Fekete: GYVH50B; fehér: GYVH50W

2 év
garancia

- **„Waterless” technológia:** illóolaj párologtatás víz nélkül
- **Beépített akkumulátor (2000 mAh):** egy feltöltéssel akár 26 órás üzemidő
- **Fény- és szinterápia:** kikapcsolható vagy tetszőlegesen választható 9 féle LED fény
- **Szabályozható intenzitás:** 3 fokozatban, igény szerint állítható aroma kibocsátás
- **Tartozék 15 ml-es aromatartó szett:** két plusz üvegcske az illóolajok áttöltéséhez
- **Pára kibocsátás:** max. 0,3 ml/óra
- USB töltőkábellel (adapter nem tartozék)



„Waterless” technológia:
illóolaj párologtatás víz nélkül



„EasyFill” technológia:
az illóolajat saját üvegében is behelyezheti



Autóban is használható:
pohártartóban is elfér



Vezeték nélküli kialakítás:
beépített akkumulátor akár 26 órás üzemidővel



„EasyFill”
technológia
– egyszerűen az
üvegre csavarható
porlasztófejjel!

Kompatibilis a legtöbb illóolaj üveggel:
gyors, egyszerű és könnyű használat!



Vezeték nélküli kivétel!

ILLÓOLAJOK ÉS KEVERÉKEK

ILLÓOLAJ KEVERÉKEK - GYEREKBARÁT VÁLTOZATBAN IS! (2 ÉVES KOR FELETT)

VIVAMAX – GYVI...

- 100% tisztaságú olajok nagy gondossággal fejlesztett keveréke (kiszerezés: 10 ml)
- A „gyerekbárát” jelzésű illóolaj keverékekben nem használunk olyan komponenseket, amelyek a szakirodalom szerint az arra érzékenyek körében nagyobb valószínűséggel válhatnak ki allergiás reakciókat.

IMMUNITY

VIVAMAX – GYVI16

Immunrendszert támogató illóolajok keveréke

Az immunrendszer jótékony segítői

A madagaszkári kámfora és vörös méhbalzsam légzőszervi támogatást nyújthat, miközben a boróka kifejtí antivirális hatását, a citrom pedig az immunrendszer működését segítheti.



IMMUNITY - KIDS Gyerekbárát

VIVAMAX – GYVI17

Immunrendszert támogató illóolajok keveréke

Győztes csapat a kórokozók elleni küzdelemben

A pálmazsír, citrom, grapefruit és tömjén segítheti az immunrendszer megfelelő működését.



GOODNIGHT

VIVAMAX – GYVI22

Illóolaj keverék a nyugodt éjszakákért

A megébredélt pihenés

A levendula, mandarin, római kamilla, ylang-ylang és zsálya nyugtató, stresszoldó, hangulatjavító tulajdonságának köszönhetően az illóolaj keverék aktívan részt vesz a mindennapos feszültség csökkentésében.



GOODNIGHT - KIDS Gyerekbárát

VIVAMAX – GYVI23

Illóolaj keverék a nyugodt éjszakákért

Könnyű megnyugvás a legkisebbeknek is

A levendula, mandarin, római kamilla nyugtató hatása kíméletesen segítheti a gyerekeket az ellazulásban, nyugodt alvásában.



PERFECTAIR

VIVAMAX – GYVI18

Légfertőtlenítő hatású illóolajok keveréke

Egészséges levegő, harmonikus otthon

A teafa, szegfűszeg, kakukkfű antibakteriális hatásával segíti tisztán tartani a levegőt, a citrom léfrissítő és hangulatjavító tulajdonsága pedig a nyugodt légkör megteremtését szolgálja.



PERFECTAIR - KIDS Gyerekbárát

VIVAMAX – GYVI19

Légfertőtlenítő hatású illóolajok keveréke

Gyengéd összetevőkből a tiszta levegőért

A teafa és a hemlock fenyő a levegő fertőtlenítésében vesz részt, a bergamott, levendula és majoranna pedig jótékony hatásukkal segítik a légzőrendszer optimális működését. A citrom, amellet, hogy léfrissítő, támogatja az immunrendszer működését is.



CLEARLUNGS

VIVAMAX – GYVI24

Illóolaj keverék a köhögésmentes napokért

Köhögje fel, felejtse el!

A kakukkfű, madagaszkári kámfora, kanadai hemlock fenyő rozmarin, havasi törpefenyő és tömjén hatékony keveréke hozzájárulhat a hurutoldáshoz és a légutak tisztán tartásához.



CLEARLUNGS - KIDS Gyerekbárát

VIVAMAX – GYVI25

Illóolaj keverék a köhögésmentes napokért

Pá-pá, köhögés!

A mirtusz, boróka, kanadai balzsamfenyő, kanadai hemlock fenyő, majoranna, tömjén megkönnyítheti a hurutoldást, miközben a citrom segítheti az immunrendszert a nátha elleni küzdelemben.



EASYBREATHE

VIVAMAX – GYVI20

Illóolaj keverék a tisztább légutakért

Segítünk fellélegezni!

Az eukaliptusz, kakukkfű, borsmenta, levendula és havasi törpefenyő harcol a náthás tünetekkel, támogatást nyújthat a légzőszervi panaszok enyhítésében, míg a citrom segítheti az immunrendszert a hatékony védekezésben.



EASYBREATHE - KIDS Gyerekbárát

VIVAMAX – GYVI21

Illóolaj keverék a tisztább légutakért

Apró orrok tisztítására

Az illóolaj keverékben található kanadai hemlock fenyő, boróka, fodormenta, erdei fenyő és atlasz cédrus segíthet az eldugult orrok tisztításában.



RELAX&CHILL

VIVAMAX – GYVI26

Illóolaj keverék nyugodt hétköznapiakért

Belső béke, tökéletes harmónia
Pálmazsír, majoranna, bergamott illóolajok segítenek ellazulni, és megtalálni a mindennapok rohanásában elvesztett belső békét.



TERMÉSZETES ILLÓOLAJOK

VIVAMAX – GYVI...

- 100% tisztaságú természetes illóolajok
- Kiszerezés: 10 ml

• Eukaliptusz (GYVI5)



• Citrom (GYVI6)



• Teafa (GYVI12)



• Édes narancs (GYVI7)



• Indiai citromfű (GYVI8)



• Borsmenta (GYVI13)



• Erdei fenyő (GYVI9)



• Levendula (GYVI10)



MULTIFUNKCIÓS ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ

VIVAMAX – GYVH59

2 év
garancia



Ionizátor funkció: negatív ion kibocsátás

Támogatja a levegő fertőtlenítését, segíthet a levegőben terjedő kórokozók semlegesítésében.



Intenzív pára kibocsátás: max. 300 ml/óra

Hatékonyan biztosítja az optimális páratartalom megteremtését.



Automatikus üzemmód: beállítható a kívánt páraszint

Kényelmes, felhasználóbarát megoldás az igény szerinti páratartalom biztosítására.



Időzítő funkció: 1, 2, 4, 8 óra működési idő

A beállítható működési idő egy további kényelmi funkció, mellyel a készülék működését az igényeihez igazíthatja.



Éjszakai üzemmód: a nyugodt alvást támogatja

A készülék fényei kikapcsolnak, a párasító csendesen működik tovább.



Aromaterápiás opció: illóolajat is csepegtethet közvetlen a víztartályba

Töltse meg a szoba levegőjét illatokkal, melyek javítják a közérzetét, hozzájárulnak a szervezet egészséges működéséhez.

- Szabályozható pára kibocsátás: 3 intenzitási fokozat
- Nagy méretű, antibakteriális hatású víztartály: 5 liter
- Ajánlott helyiségméret: max. 35 m²

5
liter



TOVÁBBI AJÁNLATUNK!

**CAPYBARA
ÉJSZAKAI FÉNY**

ECOLOGIC – GYEL08



KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

EASYBREATHE ILLÓOLAJ KEVERÉK

Részletek a 17. oldalon!



További hasznos tartalmakért keresse fel weboldalunkat: www.vivamax.hu

ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ

VIVAMAX – GYVH60

2 év
garancia

- Intenzív pára kibocsátás: max. 250 ml/óra
- Szabályozható pára kibocsátás
- Antibakteriális hatású víztartály: 3,2 liter
- Ajánlott helyiségméret: max. 30 m²
- Extra csendes működés: kevesebb, mint 35 dB
- Automatikus kikapcsolás alacsony vízszint esetén



PÁRATARTALOM- ÉS HŐMÉRŐ

VIVAMAX – GYVPM5

2 év
garancia

- Aktuális páraszint, valamint hőmérséklet kijelzés
- Dátum- és idő könnyen olvasható megjelenítése
- LCD kijelző LED háttérvilágítás funkcióval (10 mp után kikapcsol)
- Komfortfokozat megjelenítése színes értékelő skálán
- Vízszintes felületre (kihajtható támasztóval), fém felületre (beépített mágnessel), vagy falra is helyezhető



SALTY-AIR ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ TERMÉKCSALÁD

Ha Salvus gyógyvizes párasítás, akkor Salty-Air!

Hatékony segítség számos légúti probléma esetén!

Salvus gyógykőd = magas oldott ásványi anyag tartalommal bíró gyógypára a légutak egészségének megőrzésére

- ✓ Torokfájás esetén
- ✓ Reggeli rekedtség és hangszálgulladás enyhítésére
- ✓ Nátha és megfázásos tünetek enyhítésére
- ✓ Köhögés csillapítására
- ✓ Letapadt váladék lazítására
- ✓ Nyálkahártya természetes védekező képességének erősítésére
- ✓ Az immunrendszer optimális működésének támogatására



Salty-Air ultrahangos párasítóját használhatja:

Vízzel hagyományos hidegpárasításra egészségmegőrző céllal!

Salvus gyógypára képzésére légúti panaszok esetén!

Aromaterápiás célokra illóolaj hozzáadásával!



Mivel nyújt többet az egyedülálló Salty-Air ultrahangos párasító termékcsalád a hagyományos párasítókhoz képest?

- Amellett, hogy hagyományos párasítóként is kiválóan használható, forradalmian új kialakításának köszönhetően Salvus gyógypára képzésére is alkalmas, ami rendkívül jó hatással van a légúti panaszokra (nyákoldó, gyulladáscsökkentő, légzéskönnyítő).
- Speciális összetételű, antibakteriális hatású víztartálya és rozsdamentes acél porlasztó betéte ellenáll a Salvus gyógyvíz és illóolaj korrodáló hatásának.

A Salty-Air ultrahangos párasító termékcsalád összehasonlító táblázatát keresse a weboldalunkon: www.vivamax.hu



További hasznos tartalmakért keresse fel weboldalunkat: www.vivamax.hu

„SALTY-AIR ELITE” ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ

VIVAMAX – GYVH63

2 év
garancia

ÚJ!

- Párakibocsátási kapacitás: max. 250 ml/óra
- Digitális páraszint kijelzés
- Igény szerint beállítható a kívánt páraszint
- 3,2 literes víztartály antibakteriális tulajdonsággal
- Akár 12 órás folyamatos működésre alkalmas
- Beállítható a működési idő
- Aromaterápiás opció
- Szabályozható a párakibocsátás intenzitása
- Éjszakai fény funkció többszínű LED fénnel
- UV fény funkció
- Ajánlott helyiségméret: max. 30 m² hagyományos párasítás esetén

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

CLEARLUNGS ILLÓOLAJ KEVERÉK

Részletek a 17. oldalon!



„SALTY-AIR PREMIUM” ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ

VIVAMAX – GYVH48

2 év
garancia

- Párakibocsátási kapacitás: max. 250 ml/óra
- Távirányítóval kényelmesen működtethető
- Digitális páraszint kijelzés
- Igény szerint beállítható a kívánt páraszint
- 3,6 literes víztartály antibakteriális tulajdonsággal
- Akár 13 órás folyamatos működésre alkalmas
- Beállítható a működési idő
- Aromaterápiás opció
- Szabályozható a párakibocsátás intenzitása
- LED fény 7 színben: rotálható, tetszőlegesen választható vagy kikapcsolható
- Ajánlott helyiségméret: max. 30 m² hagyományos párasítás esetén

Távirányítóval és digitális
páraszint kijelzéssel



„SALTY-AIR CLASSIC” ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ

VIVAMAX – GYVH43

2 év
garancia

- Párakibocsátási kapacitás: max. 230 ml/óra
- 3,5 literes víztartály antibakteriális tulajdonsággal
- Akár 13 órás folyamatos működésre alkalmas
- Beállítható a működési idő
- Aromaterápiás opció
- Szabályozható a párakibocsátás intenzitása
- LED fény 7 színben: rotálható, tetszőlegesen választható vagy kikapcsolható
- Ajánlott helyiségméret: max. 25 m² hagyományos párasítás esetén



„SALTY-AIR ESSENTIAL” ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ

VIVAMAX – GYVH64

2 év
garancia

ÚJ!

- Párakibocsátási kapacitás: max. 250 ml/óra
- Vízfeltöltés a fedél eltávolítása nélkül is lehetséges
- 3,5 literes víztartály antibakteriális tulajdonsággal
- Akár 13 órás folyamatos működésre alkalmas
- Aromaterápiás opció
- Szabályozható a párakibocsátás intenzitása
- Színes LED világítás (külön is kapcsolható)
- Ajánlott helyiségméret: max. 30 m² hagyományos párasítás esetén

TOVÁBBI AJÁNLATUNK!

**„SALTY-AIR COMPACT”
ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ**

Párakibocsátás: max. 200 ml/óra

VIVAMAX – GYVH47





WINIX légtisztító család

A Winix nemzetközileg ismert és elismert márka: magas minőség, korszerű design, tartós és innovatív technológia, sokféle európai, illetve nemzetközi minősítés.

Kiknek ajánljuk Winix légtisztító készülékeinket?

- Gyerekszobába, a gyerekeknek fellépő gyakori légzőszervi problémák megelőzésére, enyhítésére
- Allergiásoknak, hisz a készülékek hatékonyan szűrik ki a levegőből az allergéneket
- Lakásban tartott állatok mellé, vagy kellemetlen szagok/dohányfüst kiszűrésére, hisz nagy hatékonysággal szűrik meg az állatszőrt, port és semlegesítik a szagokat
- Bármelynek, aki friss, tiszta, oxigéndús és optimális páratartalmú levegővel szeretne hozzájárulni egészsége megőrzéséhez

PLASMAWAVE®

A Winix speciális PlazmaWave technológia segítségével olyan hidroxil molekulákat hoz létre, amelyek természetes úton semlegesítik a baktériumokat és az egyéb, levegőben lévő gázokat, szagokat és szennyeződések, mindezt káros ózon kibocsátása nélkül.

cleancel

A Cleancel a Winix által kifejlesztett technológia, amely egy antimikrobiális réteg segítségével megvédi a készüléket a baktériumoktól és mikroszkopikus méretű szennyeződésektől, továbbá csökkenti a gombák és atkák elszaporodásának lehetőségét is a készülékben.

True HEPA

A nagy hatékonyságú True HEPA szűrő egészen 0,3 mikron méretig képes kiszűrni a részecskéket és szennyeződések 99,97%-át, beleértve a penész spórákat, a szagokat közvetítő apró részecskéket, illékony szerves vegyületeket, pollent, port, továbbá az állati bőr és szőr darabkákat is.

WINIX "ZERO COMPACT"

WINIX – GYWZC

2 év
garancia

- Négyszintű levegőtisztítás
- PlasmaWave technológia
- HEPA és aktív szén szűrő
- Levegőszennyezettség érzékelő



50 m²

WINIX "ZERO"

WINIX – GYWZ

2 év
garancia

- Négyszintű levegőtisztítás
- PlasmaWave technológia
- HEPA és aktív szén szűrő
- Levegőszennyezettség érzékelő
- Vizuális levegőminőség kijelző




99 m²

WINIX „T800 WIFI”

WINIX – GYWT800

2 év
garancia

- Négyszintű levegőtisztítás
- PlasmaWave technológia
- HEPA és aktív szén szűrő
- **SMART** applikációval és **WIFI** alapú távoli vezérléssel
- Levegőszennyezettség érzékelő
- Vizuális levegőminőség kijelző



120 m²

TOVÁBBI AJÁNLATUNK!

PLAZMA LÉGTISZTÍTÓ POLLENSZŰRŐVEL

Aktív szén és HEPA szűrő negatív ion generátorral kiegészítve a még tisztább levegőért.

EMED – GYP500



KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

PERFECTAIR ILLÓOLAJ KEVERÉK

Részletek a 17. oldalon!



WIFI alapú
távolsági vezérléssel

Termék név		Zero Compact	Zero	T800 „WIFI”
Cikkszám		GYWZC	GYWZ	GYWT800
Maximális helyiségméret (m²)		50	99	120
WiFi alapú távoli vezérlés és applikáció		✗	✗	✓
CADR (levegő tisztítóssági fok/érték - füst, por és pollen) m³/óra		250	390	500
Levegőtisztítási technológia	Előszűrő	✓	✓	✗
	Szén szűrő	✓	✓	✓
	TrueHEPA(99.97%)	✓	✓	✓
	360°-os légszűrés	✓	✗	✓
	PlasmaWave®	✓	✓	✓
Jellemzők	AQI (Levegőminőség kijelzés)	4 szintű	3 szintű	4 szintű
	Mód (Auto, éjszakai)	✓	✓	✓
	Szűrő csere kijelzés	✓	✓	✓
	Erősségi fokozatok	4	4	4
	Érzékelő	Részecskék	Részecskék, fény	Részecskék, fény
	Időzítő	✗	1/4/8 h	Smart app-ben állítható
Méretek (cm)		24.1 x 24.1 x 37	38 x 20.8 x 60	28,6 x 28,6 x 51,8
Súly (Termék)		3,1 kg	7 kg	4,7 kg
Tanúsítványok		ECARF, UK Allergy	ECARF, UK Allergy, AHAM	ECARF, UK Allergy, AHAM



Baktériumok



Penész



Pollen



Por



Illékony szerves
vegyület



Állati szőr/
bőrdarabka



Szagok



Haj/szőr-
részecske

PÁRAMENTESÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

“AQUARIA 20 WIFI” OKOS PÁRAMENTESÍTŐ KÉSZÜLÉK

OLIMPIA
SPLENDID – GYOA20
HOME OF COMFORT

3 év
garancia

Komplett levegőkezelő készülék: beépített légtisztító rendszerrel, WIFI alapú távoli vezérléssel és nagy hatékonyságú páraelszívó kapacitással!

- Olasz formatervezés, klasszikus elegancia
- Párátlanítási kapacitás: 20 liter/24 óra
- Három lépcsős légtisztítás: HEPA szűrő (99,97%-os hatékonyság, 3 mikron méretig), tisztítható porszűrő és aktívszén szűrő
- Víztartály: 5 liter (tömlőn át történő páraelvezetésre is van lehetőség)
- Érintő gombos kezelőfelület
- Távoli vezérlési lehetőség WIFI csatlakozással és SMART applikációval
- Ruhaszárító mód
- Időzíthető működés és gyerekzár
- Maximum légáram: 170 m³/óra
- Extra csendes működés, szinte észrevétlen



WIFI alapú
távoli vezérléssel



“AQUARIA 10 BASIC” PÁRAMENTESÍTŐ KÉSZÜLÉK

OLIMPIA
SPLENDID – GYOA10
HOME OF COMFORT

3 év
garancia

Praktikus és könnyen kezelhető

- Párátlanítási kapacitás: 10 liter/24 óra
- Kétszintű légtisztítás: porszűrő és aktívszén szűrő
- Víztartály: 2 liter (tömlőn át történő páraelvezetésre is van lehetőség)
- Ruhaszárító mód
- Időzíthető működés
- Maximum légáram: 110 m³/óra



Olimpia Splendid Aquaria páramentesítő készülékek

OLIMPIA SPLENDID HOME OF COMFORT	Aquaria 10 "Basic" páramentesítő	Aquaria 20 "WIFI" páramentesítő
Cikkszám	GYOA10	GYOA20
WIFI vezérlés	✗	✓
Párátlanítási kapacitás	10 L /24 óra	20 L /24 óra
Tartály űrtartalma (liter)	2	5
Légáram sebessége (m ³ /óra)	110	170
Ajánlott alapterület kb (m ²)	15-18	30-35
Zajszint max (dB)	40	38
Termék méretei (mm)	293x487x218	367x610x274
Hőmérséklet kijelző	✓	✗
Páratartalom kijelző	✓	✓
Időzítő	✓	✓
Állítható ventilátor sebesség (3 fokozat)	✓	✓
Ruhaszárító funkció	✓	✓
HEPA szűrő	✗	✓
Aktívszén szűrő	✓	✓
Porszűrő	✓	✓
Gyerekzár	✗	✓

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS (TENS) ÉS FÉNYTERÁPIA

> TENS TERÁPIA

A TENS kezelés olyan **gyógyszermentes fájdalomcsillapító módszer, amely elektromos ingerek, azaz impulzusok segítségével aktiválja a test fájdalmat elnyomó mechanizmusait** azzal, hogy az érző idegek stimulálásával a fájdalom idegi jelzéseit blokkolja és ezzel egyidejűleg fokozza a szimpatikus idegrendszeri funkciók normalizálását segítő endorfin termelődését. Ennek hatására – akár a kezelést követően több órán át – csökkenhet vagy megszűnhet a fájdalomérzet. Elsősorban mozgásszervi eredetű fájdalmak esetén hatásos.

A Vivamax TENS készülékek **modulált móddal** rendelkeznek, mely a hozzászokás megelőzését szolgálja. Emiatt kiválóan alkalmasak a krónikus, évek óta tartó fájdalmak kezelésére.

Az **EMS, azaz elektromos izomstimulációs** funkció elektromos impulzusok segítségével készíti az izmokat összehúzódnásra, aktiválja az izomrostokat, ezáltal optimalizálja az izomműködést, továbbá hatékonyan hozzájárulhat az izomregenerációhoz.



További hasznos tartalmakért keresse fel weboldalunkat: www.vivamax.hu



„T3” KOMBINÁLT TENS ÉS EMS KÉSZÜLÉK

VIVAMAX – GYVTT3

Intenzív fájdalomcsillapítás és izomstimulálás egy készülékben, szemléletes kijelzővel!

- Akkumulátoros kivitel
- 60 választható programmód: 30 TENS, 27 EMS, 3 masszázs
- 40 intenzitás fokozat
- 2 csatornás kivitel külön is szabályozható intenzitással
- Modulált mód a hozzászokás elkerülésére
- Szemléletes LCD kijelző
- 4 db 5 x 5 cm-es elektródatappancs, melyek egyidejű használatra alkalmasak
- Magasabb impulzus frekvencia: 2 Hz-120 Hz
- Áramforrás: 3,7 V Li-ion akkumulátor (500 mAh)
- Méret: 11 x 5,5 x 2,3 cm

TOVÁBBI AJÁNLATUNK! **ÚJ!**

TARTÓ TOK TENS/EMS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Tartsa biztonságosan készülékét és maradjon aktív kezelés közben is!

VIVAMAX – GYVTTOK



Akkumulátoros



3 in 1

- ✓ TENS
- ✓ EMS
- ✓ MASSÁZS



„T2” KOMBINÁLT TENS ÉS EMS KÉSZÜLÉK

VIVAMAX – GYVTT2

- Kombinált készülék: fájdalomcsillapítás és izomstimulálás egyben
- 22 választható programmód: 9 TENS, 8 EMS és 5 masszázs
- 40 intenzitás fokozat
- 2 csatornás kivitel külön is szabályozható intenzitással
- Modulált mód a hozzászokás elkerülésére
- 4 db 5 x 5 cm-es elektródatappancs, melyek egyidejű használatra alkalmasak
- Energiaforrás: 3 db AAA mini ceruzaelem
- Méret: 11 x 5,5 x 2,3 cm




3 in 1

- ✓ TENS
- ✓ EMS
- ✓ MASSÁZS



TENS KIEGÉSZÍTŐK ÉS ELEKTRODÁK



Haskezelő egység/ Alakformáló öv
GYVTTHK

Kezelő kesztyű
GYVTTNK

Térdkezelő egység
GYVTTTK



Könyökezelő egység
GYVTTKK



Derékezelő egység
GYVTTDK



Ízületkezelő egység
GYVTTIK



Kezelő zokni
GYVTTNZ

További elektróda szettek:

GYVTE	4x4-es elektróda szett TENS készülékhez (4db)
GYVTEK	32 mm-es kör alakú elektróda szett TENS készülékhez (4db)
GYVTTEMS	Extra méretű elektróda TENS készülékhez (1db)
GYVTTEN	5x5-ös elektróda szett TENS készülékhez (4db)
GYVTTENP	4x8-as elektróda szett TENS készülékhez (2db)

Sokoldalú infravörös fény a család egészségéért!

Az infralámpákban üvegyizzók és szűrők biztosítják az infravörös sugárzás kibocsátását, amely közvetlenül a bőrre koncentrálódik, majd a bőr hővezető tulajdonsága révén a mélyebb rétegekbe is eljut. Az infravörös fény abból a szempontból is különleges, hogy a fénysugár által közvetített hőből szinte semmi nemvész el a környező levegőbe, hanem annak egészét befogadja és hasznosítja a szervezet.

Valóban segíti a gyógyulást az infravörös fény?

A válasz egyértelműen: igen! Miután a vörös fénysugarak eléri a bőrt és kifejtik hőhatásukat, kezdetét veszi a hő pozitív hatásmechanizmusa, amely serkenti a vérkeringést és az anyagcserét, továbbá segíti az izmok ellazulását. Ez biztosítja az izomfájdalmak vagy megfázásos megbetegedések gyorsabb enyhülését is.

INFRALÁMPA 150W-OS IZZÓVAL

VIVAMAX – GYVIL150

- 4 fokozatban állítható a lámpa intenzitása
- Teljesítmény: 75-150 W között
- 3 választható kezelési idő: 40 perc, 30 perc, 10 perc
- A lámpa dőlésszöge állítható
- 150 W-os izzóval

Infralámpa izzó: 150 W-os: GYVIL150-I

2 év
garancia

Időzítő
Intenzitás kapcsoló

Milyen területeken alkalmazható hatékonyan az infravörös fény?

• Megfázásos és allergiás megbetegedések esetén:

- nátha, melléküreg és arcüreggyulladás esetén
- légúti betegségek (pl. hörghurut) esetén
- fülfájás, füludulás esetén

• Reumatikus panaszok, ízületi gyulladás kezelése:

- derékfájás, lumbágó
- ízületi fájdalmak: térd, váll, könyök, csipő stb.
- izomfájdalom, izommerevség

• Sportorvoslás területén:

- egyes sportsérülések
- izomfájdalmak, izomgörcsök oldása

• Természetgyógyászatban:

- kedvelt ún. „szelíd gyógymód”
- télen a napsütés áldásos hatásainak pótlására
- közérzet javítás
- ellenálló képesség erősítése

• Szépségápolás, kozmetikai használat:

- elsősorban bőrtisztításra
- sejtananyagcsere serkentése
- hatóanyagok felszívódásának javítására

TOVÁBBI AJÁNLATUNK!
**INFRALÁMPA
100 W-OS IZZÓVAL**
VIVAMAX – GYVIL100

Gyógyító polarizált fény: természetes segítség számos problémára!

A polarizált fény, olyan biokémiai reakciókat indít meg a sejteken belül, mely serkenti az anyagcserét és a sérült szövetek, sejtek regenerálódását. A szöveteken áthaladó és azok által fokozatosan elnyelt fényenergia olyan fotokémiai változásokat idéz elő, melyek gyógyászati szempontból jelentősek. Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy a polarizált fény kedvezően hat a sejtevékenységgel összefüggő biológiai folyamatok serkentésére, illetve helyreállítására. Fokozza a sejtaktivitást, így hozzájárulhat többek között a sebgyógyításhoz, felületi bőrsérülések és hegek enyhítéséhez. Emellett a test természetes védekezőrendszerét, az immunrendszert is stimulálja, erősíti, így közérzetünk javítása mellett az egészségünk hosszútávú fenntartását is hatékonyan támogatják a fényterápia rendszeres alkalmazásával.

Gyulladáscsökkentő hatását előszeretettel használják a reumatológia és fizioterápia területén is, hiszen a fényterápia az ízületi, mozgásszervi eredetű fájdalmak enyhítésében is eredményes lehet.

VIVALIGHT POLARIZÁLT FÉNYŰ GYÓGYLÁMPA

VIVAMAX – GYVPL

EP

3 év
garancia

Magyar Termék

A Vivalight gyógyfénylámpa által kibocsátott fény polarizáltsági foka rendkívül magas, eléri a 99%-ot. A polarizált fényterápia kiválóan alkalmas: felületi sérülések kezelésére, fájdalomcsillapításra, gyulladáscsökkentésre.

Színterápia szett: GYVST



További hasznos tartalmakért keresse fel weboldalunkat: www.vivamax.hu

MASSÍROZÓ KÉSZÜLÉKEK

SHIATSU MASSÁZSÜLÉS

VIVAMAX – GYVM40

2 év
garancia



Shiatsu masszázs

Tradicionális ujjnyomós masszázs



Hőterápia

Fokozza a masszázs jótékony hatását



Vibrációs masszázs

Az ülepárnába beépített vibráció a combok masszázsaért felel



Autós adapter

Szivargyújtóról autóban is működtethető

- Három hátmassázs módozat: alsó, felső és teljes hát masszázs
- Teljesítmény: 30 W

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

RELAX&CHILL ILLÓOLAJ KEVERÉK

Részletek a 17. oldalon!



SHIATSU MASSÍROZÓ PÁRNA

VIVAMAX – GYVM46

2 év
garancia

ÚJ!

- Shiatsu masszázs 2x4 görgővel
- Szabályozható intenzitás
- Opcionálisan kapcsolható hőterápiás funkció
- Számos testrészen használható
- Autós töltővel is rendelkezik
- Teljesítmény: 24 W



„INTENSE GUN VIBE” MASSÁZSPISZTOLY

VIVAMAX – GYVM44

2 év
garancia

- Intenzív masszázs: 4 sebességfokozat
- Könnyen hordozható, könnyű, kompakt méret
- Vezeték nélküli használat
- 4 db cserélhető masszázsfő
- C típusú USB töltő, telefontöltő adapterrel is kompatibilis
- Töltési/működési idő: kb. 3,5 óra
- Erős Li-ion akkumulátor (2000 mAh)
- Fordulatszám: 1800-3500 RPM
- Vibrációs amplitúdó: kb. 8 mm
- Súly: kb. 0,5 kg
- Méret: 14 x 4,6 x 9 cm



Hordozó táska
(nem tartozék)
GYVM44T



További hasznos tartalmakért keresse fel weboldalunkat: www.vivamax.hu



Masszírozók összehasonlító táblázata

			 ÚJ!
	„IntenseGun” terápiás masszázspisztoly	„IntenseGun Vibe” masszázspisztoly	„Relax&Tone” kézi masszírozó
Termékkód	GYVM36	GYVM44	GYVM47
Motor erőssége	12 W és 120 W között	25 W	30 W
Vibrációs amplitúdó	kb. 10 mm	kb. 8 mm	–
RPM (rezgésszám)	1800-3200	1800-3500	2000-3200
Magyar nyelvű használati utasítás	Igen	Igen	Igen
Garanciaidő	2 év	2 év	2 év
Motor típusa	Non-brush*	Non-brush*	Brush
Hordozótáska	Igen	Opcionálisan vásárolható	Nem
Súly	1,1 kg	0,5 kg	0,5 kg
Cserélhető fejek száma (db)	6	4	5
Üzemidő egy feltöltéssel	6 óra	3,5 óra	3 óra
Akkumulátor	Li-ion; 1500 mAh	Li-ion; 2000 mAh	Li-ion; 1200 mAh
Cserélhető akkumulátor	Igen	Nem	Nem
Hangerő	Normál	Halk	Normál

* Az innovatív „Non-brush” technológiával a motor hatékonyabb, és jelentősen csendesebb működésű.

„INTENSE GUN” TERÁPIÁS MASSZÁZSPISZTOLY

VIVAMAX – GYVM36

2 év
garancia

Az egyénre szabott, intenzív masszázsterápia igazi segítség azoknak, akik görcsös, merev izmokkal küzdenek.

A masszázspisztoly extra erős, magas frekvenciájú precíziós masszázssal aktiválja az izmokat, serkenti a véráramot, jelentősen csökkentheti az izmok regenerálódási idejét és enyhíthet egyes izompanaszokat.

- 6 db cserélhető masszázsfej
- Automatikus kikapcsolás 10 perc után
- 3 sebességfokozat
- Erős Li-ion akkumulátor (1500 mAh)
- Fordulatszám: 1800-3200 RPM
- Vibrációs amplitúdó: kb. 10 mm
- Súly: 1,1 kg
- Méret: 17 x 24 x 6,3 cm

A GYVM36 Intense Gun masszázspisztolyhoz kiegészítőként vásárolható:

- Cserélhető masszázsfej szett (6db) – GYVM36T
- Li-ion akkumulátor – GYVM36A



A masszázspisztoly extra erős, magas frekvenciájú precíziós masszázssal aktiválja az izmokat, serkenti a véráramot, jelentősen csökkentheti az izmok regenerálódási idejét és enyhíthet egyes izompanaszokat.

„RELAX&TONE” KÉZI MASSZÍROZÓ

VIVAMAX – GYVM47

2 év
garancia

ÚJ!

- Ergonomikus kialakítás, könnyű kezelhetőség
- 9 intenzitásfokozat
- 5 db cserélhető masszázsfej
- Izomlazítás, ami a napi stressz levezetésében is segít
- Vibrációs masszázs a vérkeringés fokozására, ami hozzájárulhat a feszebb, tónusosabb bőrhöz
- Li-ion akkumulátor (1200 mAh)



„VITALITY” KÉZI MASSZÍROZÓ

VIVAMAX – GYVMK3

2 év
garancia

- A négy cserélhető fejnek köszönhetően a masszázs személyre szabható
- Négy automata program
- Állítható masszázserősség
- Teljesítmény: 25 W



Tudta-e, hogy ergonomikus, ívelt formája miatt könnyebben elérheti a hát különböző részeit?

SHIATSU UNIVERZÁLIS MASSZÍROZÓ

VIVAMAX – GYVM42

Exkluzív shiatsu masszázsszélmény intenzív hőterápiával!



Shiatsu masszázs

Tradicionális ujjnyomós masszázs 4 db masszázsgörgővel.



Univerzális használat

A nyaki rész mellett számos más testrészben (pl. derék, hát, láb, stb.) is használható.



Kényeztető hőterápia

A kellemes meleg fokozza a shiatsu masszázs jótékony hatását.



Autós adapter

Szivargyújtóról autóban is működtethető.

- Teljesítmény: 24 W
- Külön rendelhető huzat a görgők védelmére: GYVMH
- További hálózati adapter: GYVM42AC
- További autós töltő: GYVM42A

2 év
garancia



Bármely testrészben
használható!

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

AKUPRESSZÚRÁS MASSZÁZSSZŐNYEG

Részletek az 58. oldalon!



LÉGPÁRNÁS LÁBMASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK HŐTERÁPIÁVAL

VIVAMAX – GYVM45

2 év
garancia

ÚJ!



Légpárnák

Folyamatos pulzáló mozgásuk révén a légpárnák segítenek ellazítani a lábfejeket és csökkenteni azok zsibbadtságát.



Hőterápia

A három fokozatban állítható hőterápia erősítheti a talpmasszázs emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatásait.



Forgó görgők

A görgők intenzív forgó mozgással átmasszírozzák talpunkat, érintve az akupunktúrás pontokat. Így segítenek harmonizálni a szervezet működését.

- 6 automata masszázsprogram
- Minden masszázsfunkció 3 intenzitásfokozatban állítható
- Opcionálisan kapcsolható hőterápia 3 fokozatban
- Praktikus távirányítóval a maximális kényelemért
- Beállítható masszázsidő: 10, 20 vagy 30 perc
- Gyors leeresztés funkció
- Levehető és mosható huzat
- Teljesítmény: 24 W



További hasznos tartalmakért keresse fel weboldalunkat: www.vivamax.hu

LÉGPÁRNÁS LÁBMASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK HŐTERÁPIÁVAL

ECOLOGIC – GYEL06
by vivamax

2 év
garancia

ÚJ!

- 4 automata masszázsprogram
- Légpárnák, forgó görgők és vibrációs masszázsmód
- 5 intenzitásfokozatban állítható
- Opcionálisan kapcsolható hőterápia 2 fokozatban
- Beállítható masszázsidő: 5-30 perc között (lépcsőzetesen 5 perccel növelve)
- Gyors leeresztés funkció
- Praktikus távirányítóval a maximális kényelemért
- Levehető és mosható huzat
- Teljesítmény: 40 W





MEMÓRIAHABOS ÉS ALVÁSKOMFORT TERMÉKEK

A **MemoryPlus memóriahabos párnák** kiváló minőségű alapanyagok felhasználásával készültek. Speciális memóriahab töltetük optimális alátámasztást biztosít. Termékeink nem csak mosható külső huzattal rendelkeznek, hanem a memóriahab magot belső védőhuzattal is elláttuk.

MemoryPlus memóriahabos fedőmatracokat keresse a 33. oldalon, memóriahabos ülőpárnákat a 35. oldalon!

MEMORYplus
by vivamax



MEMÓRIAHABOS ALVÓPÁRNÁK

MEMÓRIAHABOS PILLANGÓPÁRNA

MEMORYplus – GYVMF15

- Anatómiai szempontok figyelembevételével kialakított mélyedés a fejnek a maximális kényelemért
- Bőrbarát tencel és enyhén hűsítő hatású szövet
- Légelvezető barázdák, légáteresztő anyag a megfelelő szellőzésért
- Külső huzata levehető és mosható, belső huzat védi a memóriahabot
- Mérete: 63 x 39 x 13 cm
- Sűrűség: 45 kg/m³



KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

HANG- ÉS DALLAMTERÁPIÁS KÉSZÜLÉKEK

Részletek a 35. oldalon!



KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

GOODNIGHT ILLÓOLAJ KEVERÉK

Részletek a 17. oldalon!



MEMÓRIAHABOS DELUXE ALVÓPÁRNA

MEMORYplus – GYVMF8

- Oldalt és hanyatt fekvőknek is kényelmes
- Biztos alátámasztás a fejnek és a nyaki csigolyáknak
- Csökkentheti az izomgörcsöket és a fejfájás gyakoriságát
- Külső huzata levehető és mosható, belső huzat védi a memóriahabot
- Méret: 60 x 34 x 11/7 cm
- Sűrűség: 45 kg/m³

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

3D SZEMMASZK MEMÓRIAHABBAL

VIVAMAX – GYVSZM



MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI ALVÓPÁRNA

MEMORYplus – GYVMF4

- Formáját a test anatómiájához igazodva fejlesztették ki
- Kontúrja tökéletes alátámasztást nyújt a csigolyáknak
- Hipoallergén anyagának köszönhetően nem allergizál
- Külső huzata levehető és mosható, belső huzat védi a memóriahabot
- Méret: 50 x 30 x 10/7 cm
- Sűrűség: 45 kg/m³




Alvópárnáinkhoz további párnahuzatot vásárolhat. Keresse webáruházunkban!

REFLUXPÁRNÁK

MULTIFUNKCIÓS REFLUX PÁRNA - 3AZ1-BEN

MEDIZEN – GYMR3

- Sokoldalúan alkalmazható, variálható: ketté cipzározható, így egyszerre 3 féle magasságú párnát (12, 18, 30 cm) biztosít egy termék
- Párnamag: poliuretán hab és memóriahab
- Huzat: extra puha bársony, cipzárral rögzítve – levehető, mosható
- Méret: 63 x 63 x 12 vagy 18 vagy 30 cm – igénytől függően



Méret:
63 x 63 x 12 vagy
18 vagy 30 cm –
igénytől függően

REFLUX PÁRNA FELNŐTTEKNEK

MEDIZEN – GYMR1

Magyar Termék

- Speciális ék forma: Megemeli a felsőtestet, így rendszeres használata képes meggátolni a savas gyomornedv visszaáramlását
- Deréktámaszként, lábtámaszként is használható
- Méret: 70 x 85 x 18 cm

TOVÁBBI AJÁNLATUNK!

REFLUX PÁRNA
GYEREKEKNEK

MEDIZEN – GYMR2



Felnőtt méret:
70 x 85 x 18 cm



MEMÓRIAHABOS FEDŐMATRACOK

Szerezze vissza mindennapi lendületét nyugodt éjszakai alvással!




A jól kiválasztott fedőmatrac segítségével kényelmes, gerincbarát és pihentető alvóhellyé alakíthat bármilyen kemény és/vagy egyenetlen fekvőfelületet.

Az alvás fontos a testi és lelki egészségünk szempontjából is: hozzájárulhat egészségünk megőrzéséhez, erősítheti az immunrendszert, továbbá jobb lesz a kedvünk és csökken a feszültség érzése is. **Ébredjen pihenten, legyen jókedvű reggel és energikus egész nap!**

A **MemoryPlus** memóriahabos fedőmatrac előnyei:

- ✓ Igazodik a test formájához és súlyához
- ✓ Optimális alátámasztást nyújt a gerincnek
- ✓ Egyenletesen oszlatja el a test súlyát, enyhíti a nyomáspontokra gyakorolt terhelést
- ✓ Elnyeli az alvópartner mozgását
- ✓ Sűrű szerkezete gátolhatja a poratkák, pollen, penész bejutását, ezzel segíthet az allergiás tünetek csökkentésében
- ✓ A kiváló minőségű memóriahab 50 kg/m³ sűrűséggel biztosítja a matrac hosszú élettartamát
- ✓ Mosható huzat, csúszásgátló alj és gumipántok a rögzítéshez
- ✓ Választható vastagságban (4 és 6 cm), valamint többféle méretben



Hogyan válasszon fedőmatracot?

- Tartsa szem előtt, hogy milyen fekhelyre szánja a fedőmatracot
- Gondolja végig saját igényeit, elvárásait és mérlegelje egészségi állapotát is
- Tájékozódjon az elérhető típusokról és méretekről



További hasznos tartalmakért keresse fel weboldalunkat: www.vivamax.hu

Cikkszám	Méret	Vastagság
GYMM804	80x200 cm	4 cm
GYMM806	80x200 cm	6 cm
GYMM904	90x200 cm	4 cm
GYMM906	90x200 cm	6 cm
GYMM1404	140x200 cm	4 cm
GYMM1406	140x200 cm	6 cm
GYMM1604	160x200 cm	4 cm

MEMÓRIAHABOS PÁRNAFOTEL FEJTÁMASZTÓ PÁRNÁVAL

MEMORYplus – GYVMF17

ÚJ!

- Sokoldalú pihenőfotel, mely tökéletes kényelmet nyújt olvasás, filmnézés vagy pihenés közben
- Legombolható, henger alakú fejpárna a magasabb komfortérzetért
- A fotel karrészén zsebekkel: pl. telefonnak, távirányítónak, zsebkendőnek, stb.
- Kényelmes fogantyú a tetején, praktikus nagy zseb a hátán
- A fotel levehető, mosható, bársony külső huzattal és belső védőhuzattal rendelkezik
- Puha, kellemes tapintású, bársony borítás
- Méret: kb. 88 x 52 x 50 cm
- Henger alakú fejpárna: 42 x 15 cm



MEMÓRIAHABOS TÖBBFUNKCIÓS FÉLHENGER PÁRNA

MEMORYplus – GYVMF16

ÚJ!

- Használható lábtámaszként oldalt és hanyatt fekvés esetén, fejpárnaként és deréktámaszként egyaránt
- Bársonyos tapintású, levehető és mosható huzat
- Méret: 56 x 20 x 14 cm
- Sűrűség: 35 kg/m³



MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI NYAKPÁRNA

MEMORYplus – GYVMF3

- Hátsó anatómiai emelésének köszönhetően jobban megtámasztja a fejet, ezért a hagyományos nyakpárnákhoz képest kényelmesebb ülést biztosít
- Huzata szellőzőnyílásokkal van ellátva, mely biztosítja a levegő szabad áramlását
- Sűrűség: 55 kg/m³
- Mérete: 31 x 30 x 13 cm



MEMÓRIAHABOS LÁBTÁMASZTÓ PÁRNA

MEMORYplus – GYVMF7

- Sokoldalú felhasználás: oldalfekvéshez, kismamáknak, csípőproblémákkal küzdőknek, térdműtét utáni regeneráció alatt
- Hipoallergén anyagának köszönhetően nem allergizál
- Huzatanyag: 40% bambusz, 60% poliészter
- Külső huzata levehető és mosható, belső huzat védi a memóriahabot
- Méret: 25 x 20 x 15 cm
- Sűrűség: 50 kg/m³



“NATURE&RELAX COMPACT” HANG- ÉS DALLAMTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK

VIVAMAX – GYVFZ1

2 év
garancia

- 34 féle hang (ropogó tábornút, tenger morajlása, nyári zápor, madárcsicsergés, stb.)
- Állítható hang- és fényerő
- Időzíthető (30, 60 vagy 90 perces) működés
- Éjszakai fény funkció
- Színes LED világítás 7 féle választható színnel



- Memória funkció (megjegyzi az utolsó beállítást)
- Akkumulátoros kivitel (1800 mAh) - max. 8 órás folyamatos működés



Fehérzaj
variációkkal



Ventilátor
hangok



Természet-
hangok



Lágy
dallamok



Állítható
hangerő



Akkumulátoros
kivitel

34
hang



Hallgassa meg a készülék hangjait
weboldalunkon: www.vivamax.hu

“NATURE&RELAX MINI” HANG- ÉS DALLAMTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK

VIVAMAX – GYVFZ3

2 év
garancia

ÚJ!

- 16 féle hang (ropogó tábornút, tenger morajlása, nyári zápor, szívdobogás, ventilátor, stb.)
- Állítható hangerő
- Időzíthető (30 vagy 60 perces) vagy folyamatos működés
- Memória funkció (megjegyzi az utolsó beállítást)
- Akkumulátoros kivitel (2000 mAh)
- Babakocsira vagy kiságyra akasztható

TOVÁBBI AJÁNLATUNK! ÚJ!
CAPYBARA
ÉJSZAKAI FÉNY
by vivamax – GYEL08



MEMÓRIAHABOS ÜLŐPÁRNÁK

MEMÓRIAHABOS ERGONOMIKUS ÜLŐPÁRNA

MEMORYplus – GYVMF14


- Speciális kialakítás ülőmunkát végzőknek, aranyér problémákkal küzdőknek, derékfájástól szenvedőknek
- Kellemes tapintású, lélegző huzatanyag
- Huzata levehető és mosható
- Sűrűség: 45 kg/m³
- Mérete: 47 x 41 x 12 cm



MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI ÜLŐPÁRNA

MEMORYplus – GYVMF10

- Ergonomikus design a gerinc és a farkcsont tehermentesítésére ülés közben
- A csúszásgátló korongok segítenek a párnát stabilan a helyén tartani
- Huzata levehető és mosható
- Sűrűség: 45 kg/m³
- Mérete: 45 x 40 x 12 cm



MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI ÜLŐPÁRNA

MEMORYplus – GYVMF6

- Segít elkerülni, illetve enyhíteni a deréktájban keletkező nyomást, segítségével a gerincoszlop felveszi a megfelelő ívet
- Javasolt terhelhetőség: max. 100 kg
- A csúszásgátló korongok segítenek a párnát stabilan a helyén tartani
- Öves kialakításának köszönhetően a székhez rögzíthető
- Huzata levehető és mosható
- Sűrűség: 45 kg/m³
- Mérete: 45 x 38 x 8 cm



MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI ÜLŐPÁRNA "EXTRA"

MEMORYplus – GYVMF18

ÚJ!


- Ergonomikus kialakítással nagyobb súlyú felhasználók számára is
- Javasolt terhelhetőség: 100 kg felett is használható
- Csúszásgátló korongok segítenek a párnát stabilan a helyén tartani
- Öves kialakításának köszönhetően a székhez rögzíthető
- Huzata levehető és mosható
- Sűrűség: 45 kg/m³
- Méret: 45 x 37 x 10 cm



MEMÓRIAHABOS ÜLŐPÁRNA GÉLBETÉTTEL

MEMORYplus – GYVMF11

- Ergonomikus design a kényelmesebb ülésért
- Hűsítő gélbetét a magasabb komfortérzetért
- Öves kialakításának köszönhetően a székhez rögzíthető
- Huzata levehető és mosható
- Sűrűség: 45 kg/m³
- Mérete: 45 x 35 x 7 cm



MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI ÜLŐGYŰRŰ

MEMORYplus – GYVMF13

- A középső kivágás enyhíti a farokcsontra nehezedő nyomást
- Az alján lévő csúszásgátló korongok segítik a párnát stabilan a helyén tartani
- Enyhíti a deréktájon keletkező nyomást
- Sűrűség: 45 kg/m³
- Méret: 44 x 35 x 2/10 cm

TOVÁBBI AJÁNLATUNK!

FELFÚJHATÓ ÜLŐGYŰRŰ

MEDIZEN – GYEPU




EGYÉB ÜLŐPÁRNÁK ÉS DERÉKTÁMASZOK

MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI DERÉKTÁMASZ

MEMORYplus – GYVMF2

- Ergonomikus forma a gerinc ortopédiai megtámasztására, a helytelen testtartásból adódó panaszok enyhítésére/megelőzésére
- Használható háttámlás széken, illetve autóban is
- Sűrűség: 45 kg/m³
- Mérete: 34 x 31 x 12 cm



MEMÓRIAHABOS ÜLŐPÁRNA ÉS DERÉKTÁMASZ

MEMORYplus – GYVMF19

ÚJ!

- Deréktámaszként követi a gerinc ortopédiai ívét, segítve a helyes ülést
- Ülőpárnaként tökéletes alátámasztás az ágyéki csigolyáknak
- Övvel a székhez rögzíthető
- Huzata levehető és mosható
- Sűrűség: 45 kg/m³
- Méret: 39 x 39 x 10 cm



2 in 1



“AIR COMFORT PLUS” ÜLŐPÁRNA

MEDIZEN – GYMGP2

ÚJ!



- Dupla rétegű szilikon töltet, megerősített combrésszel: tartós és flexibilis
- Méhsejtes szerkezet: ideális és egyenletes nyomáseloszlás
- Nagyfokú légáteresztés: extra szellőzés és hőelvezetés
- Egyszerűen levehető, mosható huzat: higiénikus kivitel
- Praktikus csúszásgátló a huzat alján

Méret: 45 x 36 x 5 cm

TOVÁBBI AJÁNLATUNK!

“AIR COMFORT” ÜLŐPÁRNA

MEDIZEN – GYMGP



“FITKOMFORT” ÜLŐPÁRNA

ALVITAL – GYVA03

EP


Magyar Termék

- Gerincímélő speciális “U” kivágás: tehermentesíti a farkcsontot, így a gerincet a lehető legkisebb terhelésnek teszi ki!

TOVÁBBI AJÁNLATUNK!

ÉK ALAKÚ ÜLŐPÁRNA

ALVITAL – GYAL-05



ERGONOMIKUS DERÉKTÁMASZ

ALVITAL – GYAL-04

EP

Magyar Termék

- Ágyéki görbület mögé helyezve helyreállítja a gerinc szükséges geometriáját
- Helyes üléstartás kialakítása
- Megelőzheti a derék- és hátfájdalmat
- Autóban is használható



További hasznos tartalmakért keresse fel weboldalunkat: www.vivamax.hu

AKTÍV ÉLET ÉS ÍZÜLETVÉDELEM


MÁGNESES ELASZTIKUS SZORÍTÓK TURMALINNAL

MÁGNESES TÉRDSZORÍTÓ TURMALINNAL

VIVAfit – GYVFM...

EP

- Intenzív mágnesoterápia az anatómiailag fontos pontokon 13 darab, egyenként 1700-1850 Gauss erősségű mágneskoronggal.
- A turmalin az általa kibocsátott távoli infrasugaraknak és negatív ionoknak köszönhetően erősítheti a mágneses szorító ízületekre gyakorolt jótékony hatását.
- Segítheti a sportsérülések utáni regenerációt.
- Bőrbarát, puha szövésű, erős, elasztikus anyag patellakönnnyítéssel.
- Térd körméret: M (37-42 cm), L (42-47 cm), XL (47-54 cm), XXL (54-60 cm)



MÁGNESES TÉRDPÁNT TURMALINNAL

VIVAfit – GYVFT

EP

- A pánt két oldalán egy-egy kb. 1800-2000 Gauss erősségű mágnes található
- Anyaga vastag és tartós, ennek ellenére biztosítja a bőr megfelelő szellőzését



MÁGNESES BOKASZORÍTÓ TURMALINNAL

VIVAfit – GYVFMB...

- 8 db, egyenként 1700-1850 Gauss erősségű mágneskoronggal
- Bőrbarát, puha szövésű, erős elasztikus anyag
- Boka körméret: M (21-29 cm), L (29-37 cm)



EP

MÁGNESES KÖNYÖKSZORÍTÓ TURMALINNAL

VIVAfit – GYVFMK...

- 8 db, egyenként 1700-1850 Gauss erősségű mágneskoronggal
- Bőrbarát, puha szövésű, erős elasztikus anyag
- Karkörméret: M (24-26,5 cm), L (26,5-29 cm), XL (29-31,5 cm)



EP

MÁGNESES CSUKLÓSZORÍTÓ TURMALINNAL

VIVAfit – GYVFMCS...

- 6 db, egyenként 1700-1850 Gauss erősségű mágneskoronggal
- Bőrbarát, puha szövésű, erős elasztikus anyag
- Csukló körméret: M (15-18 cm), L (18-21 cm)



EP

MÁGNESES CSUKLÓ- ÉS KÉZFEJ SZORÍTÓ TURMALINNAL

VIVAfit – GYVFMKF...

- 8 db, egyenként 1700-1850 Gauss erősségű mágneskoronggal
- Bőrbarát, puha szövésű, erős elasztikus anyag
- Csukló körméret: M (15-17 cm), L (17-19,5 cm)




EP

ELASZTIKUS DERÉKSZORÍTÓ ÖV MÁGNESSSEL ÉS TURMALINNAL

VIVAfit – GYVFMTD...

- Intenzív mágnessterápia a derékrészen: elől és hátul 10-10 db egyenként 1800-2000 Gauss erősségű mágneskoronggal és jótékony hatású turmalinnal.
- A személyre szabható elasztikus erősséget a különleges kialakítású dupla hevederek biztosítják. Ehhez hozzájárul az extra erős tépőzár és a bordázott szerkezetű, rendkívül jól szellőző gumiszalag.
- Akár sportoláshoz is viselhető.
- Méretek: S (70-84 cm), M (85-94 cm), L (95-104 cm), XL (105-114 cm)



EP

MÁGNESES DERÉKSZORÍTÓ TURMALINNAL

VIVAfit – GYVFMD...

- A hátsó derékrészen 20 db egyenként 1800-2000 Gauss erősségű mágneskoronggal
- Jótékony hatású turmalinnal
- Hátul három merevítőszállal és dupla, tépőzáras hevederrel
- Derék körméret: M (70-92 cm), L (85-102 cm), XL (95-112 cm), XXL (105-122 cm), XXXL (115-132 cm)



EP

VIVAfit
by vivamax

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

MÁGNESES-TURMALINOS HÁTTÁMASZ

Részletek az 44 oldalon!

VIVAfit – GYVFMTM...



ELASZTIKUS SZORÍTÓK - VIVAFIT

ELASTOFIX DERÉKSZORÍTÓ

MEREVÍTÉSSEL ÉS ELASZTIKUS PÁNTRENDSZERREL

VIVAFIT – GYVFEFIX...

EP

ÚJ!

- A különösen erős elasztikusságú gumírozott hevederek biztosítják a személyre szabható szorítóerőt.
- Extra erős tépőzár és dupla, rugalmas pántok segítik a derék és az alsó háti szakasz megtámasztását.
- A hátsó derékrészen 4 db fém merevítés biztosít határozott tartást és védelmet.
- A heveder mesh anyaga tartós és jól szellőző.
- Derék körméret: M (80-91 cm), L (92-104 cm), XL (105-115 cm)



SPORT DERÉKSZORÍTÓ

MEREVÍTÉSSEL ÉS ELASZTIKUS PÁNTRENDSZERREL

VIVAFIT – GYVFSD...

EP

- A személyre szabható elasztikus erősséget a különleges kialakítású dupla hevederek biztosítják. Az extra erős tépőzárak és a bordázott szerkezetű gumiszalagok segítségével növelhetjük a szorító hatást.
- A hátsó merevítőszálak a gerinc alsó szakaszának biztosítanak tartást és védelmet.
- A derék hátsó részén egy zseb került kialakításra, ahova hideg-meleg gélpárna helyezhető a hatás fokozása érdekében. (nem tartozék)
- Derék körméret: M (80-100 cm), L (90-110 cm), XL (100-120 cm), XXL (110-130 cm), XXXL (120-140 cm)

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

HIDEG-MELEG GÉLPÁRNÁK

VIVAFIT – 10x15 cm GYVG200; 13,5x28 cm GYVG300
Részletek a 47. oldalon!



SPORT TÉRDSZORÍTÓ STABILIZÁLÓ PÁNTOKKAL

VIVAFIT – GYVFTSTT...

EP

- A tépőzáras stabilizáló pántoknak köszönhetően a szorítóerő és a tartás még intenzívebb, így a sérülések veszélye csökkenthető.
- Speciális légáteresztő anyagból készült, emiatt ideális viselet sporttevékenységekhez.
- A kompressziós hatás stabilabbá teszi a tartást, így segítheti a sérülések utáni regenerációt.
- A térdízület anatómiájához igazodó, egyedi szövési technikával készült anyag kifejezetten rugalmas és tartós.
- Térd körméret: S (28-34 cm), M (35-41 cm), L (42-47 cm), XL (48-55 cm), XXL (56-61 cm), XXXL (62-68 cm)

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

SPORT TÉRDSZORÍTÓ

VIVAFIT – GYVFSTT... EP



SPORT BOKASZORÍTÓ STABILIZÁLÓ PÁNTOKKAL

VIVAFIT – GYVFSTB...

EP

- A tépőzáras stabilizáló pántoknak köszönhetően a szorítóerő és a tartás még intenzívebb, így a sérülések veszélye csökkenthető.
- A bokaízület anatómiájához igazodó, egyedi szövési technikával készült anyag rugalmas és tartós.
- Boka körméret: S (18-21 cm), M (21-24 cm), L (24-27 cm), XL (27-31 cm)

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

SPORT BOKASZORÍTÓ

VIVAFIT – GYVFSTB... EP



TÉPŐZÁRAS TÉDRÖGZÍTŐ KERESZTPÁNTOKKAL

VIVAfit – GYVFTK...

EP

Különleges védelem és maximális kényelem - ha a térde extra törődést igényel!

- Szivacsbetétekkel a patella körül
- Kétoldalt rugalmas fém merevítéssel
- Egyénre szabható kompresszió a dupla, rugalmas keresztpántoknak köszönhetően
- Lyukacsos, légáteresztő anyag, kiváló szellőzés
- Térd körméret: S (33-39 cm), M (38-45 cm), L (43-50 cm), XL (48-55 cm), XXL (53-60 cm)



SPORT TÉRDSZORÍTÓ PATELLA GYŰRŰVEL

VIVAfit – GYVFSTP...

EP

- Kétoldalt rugalmas fém merevítéssel
- Szilikon gyűrű a térd extra védelmére
- Csúszásgátló csík és légáteresztés biztosítja a kényelmes mozgást
- Térd körméret: S (37-43 cm), M (43-48 cm), L (48-53 cm), XL (53-58 cm)

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

HERBAL FREEZE

Részletek a 46. oldalon!



ORTOCARE TÉRDSZORÍTÓ SZILIKON BETÉTTel

VIVAfit – GYVFTSZ...

EP

- Spirál szerkezetű, rugalmas fém merevítés: extra erős tartást biztosít a térdnek, ugyanakkor viselete mégis kényelmes
- Puha szilikongyűrű a térdkalács védelmére
- A térdízület anatómiájához igazodó, kombinált szövési technika
- Csúszásgátló szilikon csíkkal
- Trendi, sportos színvilág
- Térd körméret: S (30-37 cm), M (36-42 cm), L (42-48 cm), XL (48-54 cm)



TÉRDPAÑT DUPLA MEGTÁMASZTÁSSAL

VIVAfit – GYVFTIP

EP

- Célzott kompresszió és tartás a patella megfelelő részein
- Térdízület mobilitásának növelése
- Izmok, lágy szövetek tónusban tartása
- Kényelmes, párnázott, mégis jól szellőző anyag

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

MÁGNESES-TURMALINOS TÉRDPAÑT

Részletek az 38. oldalon!

VIVAfit – GYVFT



TOVÁBBI ÍZÜLETI SZORÍTÓK – ANATOMIC HELP

Az Anatomic Help márkát 1996-ban alapították Görögországban. Több, mint 250 féle ortopédiai és sportorvosi terméket tartalmazó portfóliójukat a nemzetközi előírásoknak és elvárásoknak eleget téve állították össze. A népes orvos és fizioterapeuta csapat különösen ügyel az anyagok és a dizájn megtervezésére, mind funkció, mind a küllem tekintetében.

AIR MESH MAGASÍTOTT DERÉKSZORÍTÓ

STABILIZÁLÓ PÁNTOKKAL

anatomichelp – GYAH5162

- Légáteresztő MESH anyag
- Pamut bélés
- Hátsó derékrészen 4 merevítő szállal
- Dupla heveder a még biztosabb tartásért
- Extra rugalmas, egyénileg állítható szorító
- Egy méret



EP

ELASZTIKUS TÉRDSZORÍTÓ

anatomichelp – GYAH1501...

- Tédrészen könnyített anyagból
- Térd körméret: S (25-30 cm), M (30-34 cm), L (34-38 cm), XL (38-42 cm), XXL (42-48 cm)



EP

ELASZTIKUS BOKASZORÍTÓ

anatomichelp – GYAH1600...

- Sarokrészen könnyített anyagból
- Boka körméret: S (19-22 cm), M (22-25 cm), L (25-28 cm), XL (28-31 cm), XXL (31-34 cm)



EP

ELASZTIKUS KÖNYÖKSZORÍTÓ

anatomichelp – GYAH1902...

- Mindennapos használatra, megelőzésre és sportolásra egyaránt
- Könyök körméret: M (22-25 cm), L (28-31 cm), XL (31-34 cm), XXL (34-37 cm)



EP

CSUKLÓ- ÉS KÉZFEJ SZORÍTÓ

anatomichelp – GYAH1405...

- Praktikus, nagy felületen ható szorító
- Csukló körméret: S (10-13 cm), M (14-17 cm), L (18-22 cm), XL (23-28 cm)



EP

KARTARTÓ HEVEDER

anatomichelp – GYAH0321...

- Stabil tartás, állítható vállpánt
- A vállrészen szivacsos betéttel
- Könyök-hüvelykujj távolság: S (26-33 cm), M (33-40 cm), L (40-48 cm), XL (48-55 cm)



EP

ELASZTIKUS CSUKLÓSZORÍTÓ

anatomichelp – GYAH0310...

- Csukló körméret: S (10-13 cm), M (14-17 cm), L (18-22 cm), XL (23-28 cm)



EP

TENISZKÖNYÖK PÁNT SZILIKON BETÉTTTEL

anatomichelp – GYAH0068

- Neoprén anyag, pamut bevonattal és szilikon betéttel
- Egy méret



EP

CSUKLÓ- ÉS HÜVELYKUJ RÖGZÍTŐ

anatomichelp – GYAH0501...

- Kivehető műanyag sínrel, kényelmes habszivaccsal és tépőzáras pánttal
- Csukló körméret: S (10-13 cm), M (14-17 cm), L (18-22 cm)



EP

TÉPŐZÁRAS CSUKLÓRÖGZÍTŐ

anatomichelp – GYAH0503...

- Kivehető fém merevítővel
- Csukló körméret: S (10-13 cm), M (14-17 cm), L (18-22 cm), XL (23-28 cm)



EP

NYAKMEREVÍTŐ

anatomichelp – GYAH0550...

- Pamut anyaggal bevont habszivaccsból
- Két méret: magasság S: 7 cm, L: 9 cm



EP

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

FISIOGEL

Részletek a 46. oldalon!



TOVÁBBI ÍZÜLETI SZORÍTÓK – THUASNE

Több, mint 170 éves múlttal rendelkező francia márka. A THUASNE egyszerű, adaptált és innovatív egészségügyi megoldásokat kínál a jobb mobilitás érdekében több, mint 85 országban. Valódi szakértelemmel bír az ortopédia és az otthonápolás terén.

IMMO CLASSIC VÁLLRÖGZÍTŐ

– GYTHICV...

- Lapocka-felkarcsont rögzítő mellény
- Jobb- és bal oldalon egyaránt alkalmazható
- 2 méretben



EP

SILISTAB EPI KÖNYÖKRÖGZÍTŐ

– GYTHSEK...

- Teniszkönyök és golfkönyök esetére
- Állítható kompressziós erősség
- 6 méretben



EP

SPORT TENISZKÖNYÖK PÁNT

– GYTHSTKP...

- Szilikon betét és csatos szorítópánt
- 2 méretben



EP

SPORT HÜVELYKUJJ RÖGZÍTŐ

– GYTHSHUR...

- Anatómiai kivágások, morfológiai illesztés
- 3 méretben



EP

LIGAFLEX MANU CSUKLÓRÖGZÍTŐ

– GYTHLMCS...

- A csukló és a hüvelykujj stabil rögzítésére oldalsó merevítéssel és tenyértámasszal
- Balos és jobbos kivitelben, 4 méretben



EP

SPORT NEOPRÉN CSUKLÓTÁMASZ

– GYTHSNCST

- Morfológiai illesztés, megerősített támasztás
- Egységes méret, mindkét oldalon használható



EP

GENU EXTREM TÉRDORTÉZIS

– GYTHGET...

- Oldalsó merevítéssel és szilikon csúszsárgítóval
- 6 méretben ízületi instabilitás esetére



EP

DYNASTAB CSUKLÓRÖGZÍTŐ

– GYTHDCS...

- Csukló íngyulladás és más panaszok esetén
- Szellőző, röntgenezhető anyag, 2 db eltávolítható sínrel
- 3 méretben




EP

MALLEO DYNASTAB BOKAORTÉZIS

– GYTHMDB...

- Fűzővel, keresztpánttal, merevítőkkal
- 3 méretben



EP

SPORT BOKARÖGZÍTŐ

– GYTHSB...

- Neoprén anyag, elasztikus pántrendszer
- 4 méretben



EP

LOMBAX ORIGINAL DERÉKRÖGZÍTŐ

– GYTHLOD...

- Elasztikus kompresszió, kétrészes zárás
- Szélessége: 21 cm
- 3 méretben



EP

HOSPITAL TÉPŐZÁRAS HASKÖTŐ

– GYTHK...

- Szülés után vagy has- illetve hátfájás esetén
- 3 méretben



EP

ELASTOFIX TARTÁSJAVÍTÓ HÁTTÁMASZ MEREVÍTÉSSEL ÉS ELASZTIKUS PÁNTRENDSZERREL

VIVAfit – GYVFEFIXTH...

EP

ÚJ!

- Nagy rugalmasságú, gumírozott dupla hevederek és erős tépőzárak segítségével személyre szabható a tartás feszessége.
- A vállpántokat különösen kényelmessé teszi a tetszés szerint igazítható párnázott borítás.
- A tartásjavító háttámasz különlegessége, hogy a gerinc mentén extra erős merevítés fut, melyet vastagon párnázott anyag fed a kényelmes viselet érdekében.
- Segítheti az optimális testtartás kialakítását és megtartását.
- Jól szellőző, magas minőségű anyagának köszönhetően a viselete kényelmes.
- Derék körméret: S (70-80 cm), M (80-90 cm), L (90-100 cm), XL (100-110 cm)



Állítható
magasság



TARTÁSJAVÍTÓ HÁTTÁMASZ MEREVÍTŐVEL

VIVAfit – GYVFTHT...

EP

- Párnázott merevítés a gerincoszlop biztos megtámasztására
- Széles és rugalmas gumipántok, kényelmes viselet
- Egyéni igényeknek megfelelően szabályozható szorítás
- Mellkas körméret: S (63-76 cm), M (71-86 cm), L (81-96 cm), XL (96-112 cm)



MÁGNESES TARTÁSJAVÍTÓ HÁTTÁMASZ TURMALINNAL

VIVAfit – GYVFMTH...

EP

Intenzív mágnessterápia jótékony hatású turmalinnal!

- Kiváló minőségű neoprén anyag és nagy rugalmasságú, gumírozott, tépőzáras oldalsó hevederek a még jobb tartásért
- Szabályozható, csatos vállpánt rész és 2 merevítő szál egyszerre biztosítja a tartást és a szabad mozgást
- 10 db nagy erősségű mágneskorong a gerinc mentén az intenzív mágnes-terápiáért
- A turmalin az általa kibocsátott távoli infrasugaraknak és negatív ionoknak köszönhetően erősítheti a hátra és derékra gyakorolt jótékony hatást
- Derékheveder hossza: S (80 cm), M (90 cm), L (100 cm), XL (110 cm), XXL (120 cm)





DELUXE TARTÁSJAVÍTÓ HÁTPÁNT

VIVAfit – GYVFTH

Erős tartás, észrevétlenül!

- Ergonomikus, kecses kialakításának köszönhetően ruha alatt viselve mások számára láthatatlan
- Kiváló minőségű, bőrbarát, légáteresztő anyag speciális szellőző lyukacsokkal
- Tépőzárral állítható, kényelmes, párnázott vállpántok
- Egy méretben


KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

NYÚJTÓ- ÉS LAZÍTÓ ESZKÖZÖK

Részletek az 55. oldalon!



EP



TARTÁSJAVÍTÓ HÁTPÁNT EXTRA ERŐSSÉGGEL

anatomichelp – GYAH0322...

- Masszív, mégis légáteresztő anyagból
- Övtámasz a stabilabb tartásért, extra párna a nagyobb kényelemért
- Mellkas körméret: S (55-70 cm), M (70-85 cm), L (85-100 cm), XL (100-115 cm), XXL (115-125 cm)

TOVÁBBI AJÁNLATUNK!

ELASZTIKUS TARTÁSJAVÍTÓ HEVEDER

anatomichelp – GYAH0326...



EP



ÍZÜLETVÉDŐ KRÉMEK, GÉLEK

FISIOGEL EMULGÉL 6 FÉLE GYÓGYNÖVÉNNYEL

FISIOGEL – GYEFG100

ÚJ!

Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású gyógynövények gondosan válogatott keveréke magas hatóanyagtartalommal, egyedi összetételben, kizárólag természetes összetevőkkel!

A gyógyszerészek által fejlesztett FisioGel hatékonysága egyedi összetételében rejlik. A hatóanyagokban gazdag krém magas koncentrációban tartalmaz **gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és keringésfokozó gyógynövényeket**, valamint regeneráló hatású természetes összetevőket. Népi gyógyászati tapasztalatok alapján az **édesgyökér** és **orvosi kamilla** gyulladáscsökkentő, az **eukaliptusz** lokális keringésfokozó hatásával, valamint a rozmaring sokoldalú tulajdonságainak hozzájárulásával aktívan részt vesz az izom- és ízületi fájdalom enyhítésében. A **gyömbér** és **mentol** egyedi kombinációja melegítő-hűsítő hatással célozza a fájdalom helyét. Helyileg alkalmazva célzott, mellékhatásoktól mentes és természetes megoldást kínál mozgásszervi problémák esetén.



Orvosi kamilla



Édesgyökér



Eukaliptusz



Rozmaring



Gyömbér



Mentol

HERBAL FREEZE GÉL

HERBAL FREEZE – GYEHF100

Intenzív, azonnali segítség izomfájdalom, ízületi gyulladás esetén!

A gyógyszerészek által fejlesztett gél azonnali enyhülést nyújt izom- és ízületi fájdalmak, sportsérülések, izomgörcsök esetén. Kellemesen hűsíti a sérült, fájó testrészt. A mentol, kámfor és a gyógyszerkönyvi minőségű gyógynövények ismert helyi fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatásúak, a **pantenol** gyorsítja a bőr regenerálódását. 5 féle gyógynövény felhasználásával készült: **eukaliptusz, levendula, rozmaring, zsálya, kakukkfű**. A Herbal Freeze gél tartósítószer-, illat- és mesterséges színezékmentes.



Eukaliptusz



Levendula



Rozmaring



Zsálya



Kakukkfű

LAVENDER FREEZE GÉL

LAVENDER FREEZE – 175 ml: GYELF175, 500 ml: GYELF500

Magas hatékonyság extra mentoltartalommal: gyors és tartós hatását a helyi érzéstelenítő hatású kámfor és a gyógyszerkönyvi minőségű levendulaolaj fokozza. Mozgásszervi panaszok, izomfáradtság, húzódás, zúzódás, reuma esetén ajánlott a bőre masszírozni a hát, nyak, váll, térd és könyök területén.

Segít a túlzottan igénybe vett végtagok gyors regenerálódásában. Mozgásszegény életmód esetén alkalmazva serkenti a helyi vérkeringést, frissíti a testet.

Tartósítószer-, illat- és mesterséges színezékmentes.

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

DR. KELEN TERMÉKEK

További ízületvédő krémeket keresse a webáruházban!

Kámforos sósórszesz gél (150 ml) – GYDK2

Ízület masszázs emulgél (100ml) – GYDK12

Fekete nadálytő emulgél (175 ml) – GYDK16



Kiszerezés: 100 ml



Kiszerezés: 100 ml

HŰSÍTŐEN TERMÉSZETES



Kiszerezés:
500 ml és 175 ml



KINEZIOLÓGIAI TAPASZOK

KINEZIOLÓGIAI TAPASZ KÍNÁLÓ – 6 FÉLE SZÍNNEL

VIVAMAX – GYVKTD

A tapasz az izmok, ízületek, ínszalagok stabilizálására, tehermentesítésére és fájdalomcsillapításra, valamint a regeneráció felgyorsítására használható!

- Vízálló, akár 4-5 napig is hordható
- Rugalmassága a bőrrel megegyező
- Légáteresztő
- Fényképes használati útmutatóval
- Hossza 5 m, szélessége 5 cm
- 12 db tapasz hatféle színben: 3 db bézs, 3 db fekete, 3 db kék, 1 db rózsaszín, 1 db mintás rózsaszín (terep jellegű mintával), 1 db mintás zöld (military jellegű, terep mintával)



EP

KINEZIOLÓGIAI TAPASZOK – MONOKRÓM SZÍNEK

VIVAMAX – Bézs: GYVKTB; Kék: GYVKTK; Fekete: GYVKTF
Lila: GYVKTL; Rózsaszín: GYVKTR


EP



KINEZIOLÓGIAI TAPASZOK – MINTÁS

VIVAMAX – Zöld mintás: GYVKTMZ
– Rózsaszín mintás: GYVKTMR
– Triktor: GYVKTRR

EP



EGYÉB FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS

MULTIFUNKCIÓS HIDEG-MELEG VIZES TÖMLŐK

VIVAfit – Kicsi: GYVFVTS; közepes: GYVFVTM; nagy: GYVFVTL

- Nagy méretű (5 cm átmérőjű), csepegésmentes, menetes kupakkal rendelkeznek.
- Hideg és meleg terápiára egyaránt alkalmas: jéggel (jégkockával vagy zúzott jéggel), valamint meleg vízzel (max. 50-60 °C) is feltölthető.
- Hosszú ideig tartja a víz hőmérsékletét.
- Idomul a kezelendő testrészhez, így célzottabban csillapíthatja a fájdalmat.

Cikkszám	Méret (2/3-ig töltve)	Űrtartalom átmérő	Maximális
GYVFVTS	kicsi	300 ml	14 cm
GYVFVTM	közepes	900 ml	19 cm
GYVFVTL	nagy	1200 ml	23 cm



HIDEG-MELEG GÉLPÁRNA – KÉT MÉRETBEN

VIVAfit – 10x15 cm – GYVG200; 13,5x28 cm – GYVG350

EP

- A hőmérsékletet hosszú ideig tartó tasak gél töltettel
- Mikrohullámú sütőben is melegíthető
- Lekerekített sarokkal
- Ízületi fájdalmak és egyes izomsérülések panaszainak enyhítésére
- Két méret: 10x15 cm (200 gr) és 13,5x28 cm (350 gr)

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

**KIEGÉSZÍTŐ ÍZÜLETKEZELŐ EGYSÉGEK
TENS ÉS EMS KÉSZÜLÉKEKHEZ**

Részletek a 24-25. oldalon!



Vénamasszírozás

Légpárnás masszírozó készülékek használata javasolt a láb keringési elégtelensége, visszeres jellegű problémák, valamint lábödéma esetén. A váltakozó légpárnás nyomástechnika felpezsdíti a vérkeringést, csökkentheti a nehézláb érzést és a duzzanatokat. Az intenzív masszázs javíthatja a nyirokkeringést, amely számos egészségügyi előnnyel jár együtt:

- **Méregtelenítés:** a nyirokfolyadék összegyűjti a sejtek közötti térben felhalmozódott anyagokat, és a nyirokcsomókhoz szállítva ezeket, könnyebben semlegesíthetnek a kórokozók és egyéb káros anyagok.
- **Szövetek regenerációja:** a nyirokkeringés javítása elősegítheti a szövetek gyorsabb regenerációját, mivel javulhat a sejtek közötti anyagcsere, így hatékonyabban távoznak a káros anyagok.
- **Anyagcsere javítása:** a nyirokkeringés fokozása segíthet a tápanyagok jobb hasznosításában és a zsíryanycsere optimalizálásában is.

A nyirokkeringés fokozása tehát hozzájárul a nyirokrendszer megfelelő működéséhez, amely így segíthet számos egészségügyi probléma leküzdésében, megelőzésében. Ezek mellett pedig esztétikai problémák, többek között a narancsbőr kezelését is segíthetjük vénamasszázzsal és a nyirokkeringés erősítésével, mellyel így karcsúsító és feszesítő hatást is elérhetünk.

LÉGPÁRNÁS VÉNAMASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

ECOLOGIC – GYVTVM2
by vivamax

2 év
garancia

ÚJ!

- Használható visszeres láb kiegészítő kezelésére
- Csökkentheti a nehézláb érzést
- Javíthatja a vér- és nyirokkeringést
- Ajánlott narancsbőr kezelésre
- Csökkentheti a lábduzzanatot
- Karcsúsító, feszesítő hatású

Főbb termékjellemzők:

- A teljes láb (lábfej, lábszár, térd és comb) kezelésére alkalmas
- Külön is alkalmazható az egyes területeken
- 3 kezelési mód 3 intenzitásfokozatban
- Hőterápiás funkció a térdnél és a lábfejnél
- Vezérlőegység LCD kijelzővel
- Méretre igazítható, tépőzáras mandzsetták

Mandzsetta körméretek:

- Lábszár lábfejnél: kb. 26-38 cm
- Lábszár vádlinál: kb. 30-50 cm
- Comb felső részénél: kb. 38-68 cm



HORDOZHATÓ LÉGPÁRNÁS VÉNAMASSZÍROZÓ

ECOLOGIC – GYELVM
by vivamax

EP

2 év
garancia

A lábszár keringési rendellenességeinek kezelésére!

- Könnyen felhelyezhető, tépőzáras mandzsetta
- Méretre igazítható: vádlikörméret kb. 36-48 cm
- Vezeték nélküli használat beépített akkumulátorral (1800 mAh)
- Egyszerűen értelmezhető vezérlőegység LCD kijelzővel
- 3 féle kezelési mód, mindegyik módban választható intenzitás 3 fokozatban
- Hőterápiás funkció a hatás fokozására
- Energiaforrás: DC 3,7 lítium-ion akkumulátor (AC 220-230V 50/60Hz, DC 5V 2A adapterrel tölthető – nem tartozék)

A légpárnás masszázs segíthet:

- Javíthatja a vér- és nyirokkeringést
- Csökkentheti a nehézláb érzést és a lábduzzanatot
- Használható visszeres láb kiegészítő kezelésére

Kiszerelés: 1 db/csomag!



Intenzív hőterápia
a revitalizáló hatás
fokozására!



KOMPRESSZIÓS TERMÉKEK ÉS GYÓGYZOKNIK

Veera

KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK EZÜST IONOKKAL

Esztétikum és egészségmegőrzés!

EP

A Veera termékek kiváló minőségű orvostechnikai eszközök, melyek elsősorban a vénás elváltozások megelőzésére, valamint korai tüneteinek kezelésére szolgálnak.

A fokozatos kompressziójú harisnyák gondosan kalibrált kompressziója javítja a vérkeringést, csökkenti a duzzanatot és a nehézlábérzést. Klinikailag tesztelt, tartós, finom tapintású, magas pamuttartalmú anyagból készültek, melyeket a Silver+ ezüst ion technológia tesz még hatékonyabbá és különlegesebbé.

Ajánlott mozgásszegény életmód, tartós ülő- vagy állómunka esetén, utazáskor, illetve visszérre való hajlammal rendelkezőknek és alakformálásra minden korosztály számára.

Miért érdemes Veera terméket választani?



KOMPRESSZIÓ

A megerősített sarokrész elősegíti a kompresszió helyes elosztását.



MINŐSÉG

Egyedi, rendkívül ellenálló, méhsejt mintájú kötési technika, mely garancia a tartósságra és az intenzív kompresszió legalább 6 hónapos megőrzésére.



KÖNNYEDSÉG

Hosszantartó könnyed, légies érzés a lábaknak!



FRISSESSÉG

Ezüst ionokkal dúsított szövetechnológia a hosszantartó frissesség és higiénia érdekében!



TARTÓSSÁG


A speciális duplaszálas kötésteknikának köszönhetően a termékeken nem fut fel a szem.



KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK

EP

40 DEN (8-12 Hgmm)			70 DEN (13-17 Hgmm)		
GYEKH40F1	fekete	1	GYEKH70F1	fekete	1
GYEKH40F2	fekete	2	GYEKH70F2	fekete	2
GYEKH40F3	fekete	3	GYEKH70F3	fekete	3
GYEKH40F4	fekete	4	GYEKH70F4	fekete	4
GYEKH40F5	fekete	5	GYEKH70F5	fekete	5
GYEKH40T1	testszín	1	GYEKH70T1	testszín	1
GYEKH40T2	testszín	2	GYEKH70T2	testszín	2
GYEKH40T3	testszín	3	GYEKH70T3	testszín	3
GYEKH40T4	testszín	4	GYEKH70T4	testszín	4
GYEKH40T5	testszín	5	GYEKH70T5	testszín	5
GYEKH40B2	barna	2	GYEKH70B2	barna	2
GYEKH40B3	barna	3	GYEKH70B3	barna	3
GYEKH40B4	barna	4	GYEKH70B4	barna	4
GYEKH40B5	barna	5	GYEKH70B5	barna	5



KOMPRESSZIÓS COMBFIXEK

EP

70 DEN (13-17 Hgmm)			140 DEN (18-21 Hgmm)		
GYEKC70F1	fekete	1-2	GYEKC140T1	testszín	1-2
GYEKC70F3	fekete	3	GYEKC140T3	testszín	3
GYEKC70F4	fekete	4	GYEKC140T4	testszín	4
GYEKC70T1	testszín	1-2			
GYEKC70T3	testszín	3			
GYEKC70T4	testszín	4			
GYEKC70B1	barna	1-2			
GYEKC70B3	barna	3			
GYEKC70B4	barna	4			




KOMPRESSZIÓS TÉRDHARISNYÁK

EP

40 DEN (8-12 Hgmm)			70 DEN (13-17 Hgmm)		
GYEKT40F1	fekete	1-2	GYEKT70F1	fekete	1-2
GYEKT40F3	fekete	3-4	GYEKT70F3	fekete	3-4
GYEKT40T1	testszín	1-2	GYEKT70T1	testszín	1-2
GYEKT40T3	testszín	3-4	GYEKT70T3	testszín	3-4
GYEKT40B1	barna	1-2	GYEKT70B1	barna	1-2
GYEKT40B3	barna	3-4	GYEKT70B3	barna	3-4




140 DEN (18-21 HMM)		
GYEKT140T1	testszín	1-2
GYEKT140T3	testszín	3-4



MIKROSZÁLAS KOMPRESSZIÓS TERMÉKEK

EP

70 DEN HARISNYÁK (13-17 Hgmm)			140 DEN TÉRDHARISNYÁK (18-21 Hgmm)		
GYEKM70G2	grafit	2	GYEKMT140F1	fekete	1/2
GYEKM70G3	grafit	3	GYEKMT140F3	fekete	3/4
GYEKM70G4	grafit	4			
GYEKM70G5	grafit	5			



A mikroszálas harisnyák a Veera kompressziós termékek minden előnyös tulajdonságával rendelkeznek, különlegességük azonban a speciális szövési technika, melynek köszönhetően a harisnyák melegebb, vastagabb érzetet adnak, így hűvösebb időben, télen is kényelmesen viselhetők.

A nyitott lábfejjel rendelkező kompressziós termékek előnyei:

- a melegben jobban szellőzik a láb
- a lábujjak szabadabban mozoghatnak
- kényelmes viselet azoknak, akiknek elváltozás van a lábujjain (bűtyök, kinövés, sérült köröm, diabéteszes láb)
- nyitott orrú cipőben, szandállal is viselhető

Vera

KOMPRESSZIÓS TÉRDHARISNYÁK nyitott lábfejjel

EP

70 DEN (13-17 Hgmm)			140 DEN (18-21 Hgmm)		
GYEKT70NYT1	testszín	1/2	GYEKT140NYT1	testszín	1/2
GYEKT70NYT3	testszín	3/4	GYEKT140NYT3	testszín	3/4

KOMPRESSZIÓS COMBFIX nyitott lábfejjel

EP

140 DEN (18-21 Hgmm)		
GYEKC140NYT1	testszín	1/2
GYEKC140NYT3	testszín	3
GYEKC140NYT4	testszín	4



KOMPRESSZIÓS ZOKNIK

KOMPRESSZIÓS ZOKNIK

EP

70 DEN (13-17 Hgmm)							
GYEKUE1	ekrü	1	39-41	GYEKUF1	fekete	1	39-41
GYEKUE2	ekrü	2	41-43	GYEKUF2	fekete	2	41-43
GYEKUE3	ekrü	3	43-45	GYEKUF3	fekete	3	43-45



A további zokniválasztékot (gyógy-, szorításmentes- és ezüst szálal zoknik) keresse webáruházunk kínálatában!

KOMPRESSZIÓS ZOKNI

VIVAfit – GYVFKZ...

- Könnyedebb lábérzetet, magasabb komfortérzetet biztosít
- Fokozatos kompresszióval
- Anyaga: nejlón, spandex és rézszál
- 3 méretben



„ACTIVE” KOMPRESSZIÓS ZOKNI

VIVAfit – GYVFSKZ...


- Könnyedebb lábérzetet sportoláskor
- Fokozatos kompresszióval
- Anyaga: nylon és spandex
- 2 méretben



VENOFLEX KOKOON ABSOLU NŐI ZOKNI

THIASME – GYTHVKAZ...

- Lágy, puha mikroszálal anyag félig áttetsző szövessel, lapos varrással
- Anatómiai kialakítás: strapabíró, megerősített lábujj- és a sarokrészszel
- Kétfázisú béléssel és rugalmas bordázott szegéllyel
- 3 méretben



VENOFLEX FAST COTON FÉRFI ZOKNI

THIASME – GYTHVFCZ...

- Magas pamuttartalommal, fokozatos kompresszióval
- Anatómiai kialakítás: varrás- és kompressziómentes a lábujjknál
- Csúszásmentes felsőbordázat
- 3 méretben



SZORÍTÁSMENTES- ÉS GYÓGYZOKNIK

EZÜSTSZÁLAL ZOKNI

VIVAfit – fehér: GYVFSSLW... ; – fekete: GYVFSSLB...

- Az ezüst antibakteriális hatásával
- Mérsékelheti a lábizzadást és a kellemetlen szagokat
- Anyaga: pamut, ezüstözött poliamid, gumi, elasztán
- 3 méretben: 35-38; 39-42; 43-45



KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

SZORÍTÁSMENTES- ÉS GYÓGYZOKNIK

További szorításmentes és gyógyzokni kínálatunkat keresse a webáruházban!



LÁBÁPOLÓ TERMÉKEK ÉS TALPBETÉTEK

BÜTYÖKKORREKCIÓS ESZKÖZÖK

DELUXE BÜTYÖKVEDŐ ÉS KORRIGÁLÓ

VIVAfit – GYVFDBK...

- A szilikon párna tompítja a bűtyköt érő nyomást, a szilikon elválasztó pedig helyes pozícióban tartja a nagylábujjat.
- Méretek: S (34-36), M (37-40), L (41-44)



EP

COMFORT BÜTYÖKVEDŐ

VIVAfit – GYVFCB...

- Kényelmes bűtyökvedő szilikonon bélelt rugalmas textilből
- Csökkenti a bűtyök okozta kellemetlen fájdalmat és megvédi a nagylábujj külső oldalát a kidorzsölődéstől
- Két méretben (S/L), párban kapható



EP

PÁRNÁS BÜTYÖKKORRIGÁLÓ

VIVAfit – GYVFPK...

- Párnázott, a talpon merevítővel
- A tépőzárok segítségével szabályozható a méret és a nagylábujj dőlésszöge
- Elsősorban éjszakai viselésre
- Két méretben (S/L), párban kapható



EP

SZILIKON BÜTYÖKVEDŐ

VIVAfit – GYEVMI

- Szilikon lábujj elválasztóval
- Egyszerre korrigálja és védi a bűtyköt
- Cipőben is kényelmes viselet
- Egy méretben, párban kapható



EP

SZILIKON BÜTYÖKVEDŐ

VIVAfit – GYEVMI2

- Két lábujj gyűrűvel és szilikon lábujj elválasztóval
- Egyszerre korrigálja és védi a bűtyköt
- Cipőben is kényelmes viselet
- Egy méretben, párban kapható



EP

SZILIKON BÜTYÖKVEDŐ

VIVAfit – GYEVMI4

- Megfelelő helyzetbe hozza a kislábujjat
- Korrigálja és védi a kislábujj bűtyköt
- Egy méretben, párban kapható



EP

BÜTYÖKKORRIGÁLÓ SÍN SZILIKON BETÉTTTEL

VIVAfit – GYVFBKS
by vivamax

- Jobb és bal oldalon egyaránt viselhető
- Talpéltnél vastag szilikon párnával
- Tépőzárral rögzíthető pántok
- Nappali és éjszakai viseletre egyaránt
- Egy méret



EP

ÉJSZAKAI BÜTYÖKKORRIGÁLÓ SÍN

VIVAfit – GYVFES
by vivamax

- A bűtyök korrekciójára szolgáló éjszakai sín
- Tépőzáras pánt segítségével szabályozható a méret és a nagylábujj dőlésszöge
- Egy méretben, párban kapható



EP

HARÁNTEMLŐ PÁRNA

VIVAfit – GYVFH
by vivamax

- A harántboltozat normál pozíciójának és az egészséges testtartás biztosítására
- Használata csökkenti a bűtyök kialakulásának esélyét
- Gumírozott pánttal
- Egy méretben, párban kapható



EP

LÁBUJJ TORNÁZTATÓ

VIVAfit – GYVFNT
by vivamax

- A nagylábujj ízületeinek lazítására
- Használata elősegítheti a nagylábujj helyes pozíciójának visszaállítását
- Növelheti az egyéb bűtyökkorrigáló eszközök hatékonyságát



EP

KALAPÁCSUJJ KORREKCIÓS GÉLPÁRNA

VIVAfit – GYVFK2
by vivamax

- Egyujjas kivitel
- Bőrbarát, puha szilikon anyagból készült, mely enyhítheti a fájdalmat és megszüntetheti a lábujj irritációját
- Csökkentheti a bőrkeményedés, tyúkszem és kalapácsujj okozta fájdalmakat, illetve azok kialakulását
- Egy méretben, párban kapható



EP

KALAPÁCSUJJ KORREKCIÓS GÉLPÁRNA

VIVAfit – GYVFK3
by vivamax

- Háromujjas kivitel
- Bőrbarát, puha szilikon anyagból készült, mely enyhítheti a fájdalmat és megszüntetheti a lábujj irritációját
- Csökkentheti a bőrkeményedés, tyúkszem és kalapácsujj okozta fájdalmakat, illetve azok kialakulását
- Egy méretben, párban kapható



EP

LÁBUJJVÉDŐ GYŰRŰ

VIVAfit – GYVFK1
by vivamax

- Szétválasztja a lábujjakat, ezzel csökkentve az ujjak egymáshoz dörzsölődését
- Csökkentheti a bőrkeményedés, tyúkszem és kalapácsujj okozta fájdalmakat
- Finoman párnázott, így nem sérti fel a bőrt
- Mérete állítható
- Kiszerezés: 1 db/csomag



EP

BÜTYÖKVÉDŐ GYŰRŰ

SZILIKON NAGYLÁBUJJ ELVÁLASZTÓVAL

VIVAfit – GYVFBGY
by vivamax

- Különleges szilikon bevonattal rendelkező gyűrű a nagylábujjra vagy a mellette lévő lábujjra
- Plusz szilikon betét a lábujjak közé
- Egy méret
- Kiszerezés: 1 db/csomag



EP

5 UJJAS LÁBUJJ TÁVTARTÓ

VIVAfit – GYVFLT
by vivamax

- Hosszan tartó viseletre, cipőben is hordható
- Lábujjdeformációk megelőzése és korrekciója
- Puha, rugalmas anyag
- Egy méretben, párban kapható



EP

5 UJJAS LÁBUJJ TÁVTARTÓ BÜTYÖKVÉDŐVEL

VIVAfit – GYVFLTB
by vivamax

- Csökkentheti a lábujj deformációt és az abból adódó kellemetlenségeket
- Extra bűtyökvédő párnával a nagylábujjnál
- Rugalmas szilikon, mindennapi viseletre alkalmas
- Egy méretben, párban kapható



EP

5 UJJAS ÉJSZAKAI LÁBUJJ TÁVTARTÓ

VIVAfit – GYVFLTE...
by vivamax

- Éjszakai vagy nyugalmi viseletre ajánlott
- Lábujjdeformációk megelőzése és korrekciója
- Két méretben: M (35-39), L (39-42)
- Párban kapható



EP

SZILIKON NAGYLÁBUJJ ELVÁLASZTÓ

VIVAfit – GYVFNE...
by vivamax

- Természetes helyzetbe igazítja a nagylábujjat
- Cipőben is kényelmesen viselhető
- Két méret: S és L
- Kiszerezés: 1 pár/csomag



EP

TALPBETÉTEK ÉS SAROKEMELŐK

„ACTIMOVE” SPORT TALPBETÉT

VIVAfit – GYVFAM...

- Sport célokra és hétköznapi viseletre egyaránt alkalmas
- Anatómiai kialakítású sarokágy: stabil tartás és alátámasztás
- Kiváló rezgéscsillapítású PU réteg
- Enyhe harántemelés
- Izzadságelvezető és légáteresztő felület
- Méretek: 37/38; 39/40; 41/42; 43/44; 45/46

ÚJ!




„DIABALANCE” UNIVERZÁLIS TALPBETÉT

VIVAfit – GYVFDB...

Extra kényelmes, sokoldalú talpbetét az igénybe vett lábaknak!

- Speciális, testhő hatására formálódó „plastazote” hab felsőrész
- Kiegyenlíti a nyomáspontokat - valódi védelmet nyújt fokozott igénybevétel esetén
- Rugalmas gélbetétek az ízületek tehermentesítésére
- Méretek: 36/37; 38/39; 40/41; 42/43; 44/45



„MEDIFIX” UNIVERZÁLIS TALPBETÉT

VIVAfit – GYVFMFIX...

- Haránt és hosszanti boltozat alátámasztása
- Kiváló rezgéscsillapítás, anatómiai sarokágy
- Méretek: 36/37; 38/39; 40/41; 42/43; 44/45

ÚJ!



SOFT&LIGHT TALPBETÉT

VIVAfit – GYVFSL...

- Pehelykönnyű, puha és rugalmas
- Kiváló szellőzés
- Méretek: 3 méretben, a kívánt hosszra vágható



MEMÓRIAHABOS TALPBETÉTEK

VIVAfit – Memory&Foam: GYVFMF...
– Memory&Comfort: GYVPMC...

ÚJ!

- Pamut felső és latex alsórészrel vagy frottír felső-rész bambusszal
- Méretek: 36-tól 46-ig, 6 féle méretben



LEATHER&MEMORY MEMÓRIAHABOS TALPBETÉT

VIVAfit – GYVFLM...

- 9 mm vastag emlékezőhab középréteggel
- Pamut felsőrész, csúszásgátló, latex alsórész
- Elérhető méretek: 35/36; 37/38; 39/40; 41/42; 43/44; 45/46



LEATHER&COMFORT HÁROMNEGYEDES BŐR TALPBETÉT HARÁNTEMELESSSEL

VIVAfit – GYVFLC...

- Lúdtalp- és harántemelő
- Rezgéscsillapító sarokágy, valódi bőr
- Elérhető méretek: 35/36; 37/38; 39/40; 41/42; 43/44; 45/46



MAXCOMFORT “PRO” 3/4-ES TALPBETÉT

VIVAfit – GYVFMCP.....

- PORON rezgéscsillapító párnával sarok részen
- Anatómiai lábágy
- Méretek: 2 méretben



DELUXE MÁGNESES TALPBETÉT

VIVAfit – GYVFMPT...

- 2 x 11 db nagy méretű, 880 Gauss erősségű mágnes
- Emelt sarokperem, rugalmas, puha talp
- Jó légáteresztés és nedvszívóképesség
- Méretek: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43



SZILIKON SAROKEMELŐ

VIVAfit – GYAH0751...

EP

- Speciális, különösen rugalmas és tartós szilikonból
- Kiszerezés: 2 db/csomag
- Méretek: S: 35-37, M: 38-40, L: 41-43, XL: 44-46



LEATHER&SOFT SAROKEMELŐ

VIVAfit – GYVFLS...

- Valódi bőr felső rész, 1 cm-es latex hab emelés
- Méretek: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46



JÓ KÖZÉRZET ÉS FITNESS

NYÚJTÓ- ÉS IZOMLAZÍTÓ ESZKÖZÖK

“GERINC DOKTOR PRO” HÁTNYÚJTÓ PAD

VIVAfit – GYVG2

Gerinckímélő borítással és intenzívebb akupresszúrással masszázssal!

Napi 5 perces használata segíthet:

- a hátfájás csökkentésében, illetve megelőzésében
- a helyes testtartás kialakításában
- a váll- és a hátizmok rugalmasságának javításában

- A szék támlájára helyezve segíti az ergonomikus üléstartást
- A nyújtópad hossza: 39 cm
- Edzettségi szinttől függően 3 fokozatban állítható az ív magassága: 7,5 cm, 10,5 cm és 12,5 cm



“MEDI NECK” NYAKNYÚJTÓ ÉS IZOMLAZÍTÓ PÁRNA

VIVAfit – GYVNY

Napi pár perc nyújtás segíthet megszabadulni a feszülő nyak- és vállizmok okozta kellemetlenségektől!

- Ergonomikus formatervezés a nyaki gerincszakaszra optimalizálva
- C-forma a nyak 3 irányú nyújtásának elősegítésére
- V-alakú tarkótámasz a gerinc rögzítésére nyújtás közben
- Masszázsponatok az izmok ellazításának fokozására
- Minőségi, rugalmas és tartós anyag
- Méret: 21 x 21,5 x 13 cm



TERÁPIÁS FELFÚJHATÓ NYAKPÁRNA

VIVAfit – GYVFNYT

EP

- Tehermentesíti a nyaki izmokat, nyújtja a nyaki szakaszt
- A felpumpálás erősségével egyénileg szabályozható megtámasztás és méret
- Egyszerű felfújás és leeresztés



BOKA- ÉS VÁDLINYÚJTÓ PEDÁL

VIVAfit – GYVNY


- Alsó lábszár és talpi kötőszövetek hatékony nyújtására
- Univerzális méret (35-45-ös lábméretig), széles lépőfelület
- A mozgástartomány természetes növelésére



MULTIFUNKCIÓS LÁBNYÚJTÓ HEVEDER

VIVAfit – GYVLNY

- Statikus és dinamikus nyújtógyakorlatokhoz
- Számos ínszalag és izomcsoport nyújtására, a mobilizáció fokozására
- Multifunkciós eszköz: számos gyakorlatra alkalmas



FITNESS, JÓGA- ÉS FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK

AKUPRESSZÚRÁS MATRAC ÉS PÁRNA


VIVAfit – GYVAMP

- A 230 db tűskével rendelkező szivacsos matrac stimulálja a test akupunktúrás pontjait, a 73 db tűskével ellátott szivacsos párna segítségével pedig a nyaki rész is kényelmesen elérhető. Segíti a relaxációt.
- Az akupunktúrás pontok stimulálása javítja a szervezet vérkeringését, csökkentheti az izomfeszülést és növeli az endorfin (boldogsághormon) szintjét.
- Méretek:
 - matrac - 68 x 42 x 2,5 cm
 - párna - 39 x 15 x 10 cm

TOVÁBBI AJÁNLATUNK!

AKUPRESSZÚRÁS
MATRAC



VIVAfit – GYVAM



TOVÁBBI AJÁNLATUNK!

AKUPRESSZÚRÁS
MASSZÁZSSZÖNYEG

VIVAfit – GYVAMSZ



DINAMIKUS ÜLŐPÁRNÁK

VIVAMAX – Fekete: GYVBDF; Kék: GYVBD

- Elősegíti az egészséges ülő testtartást
- Instabil ülőfelülete révén erősíti a hátizmokat
- Rendszeres használatával megelőzhető a hát- és derékfájás
- Használható különféle tornagyakorlatok végzéséhez is
- Tartozék pumpával
- Átmérő: 33 cm




EGYENSÚLYOZÓ TRÉNER

VIVAfit – GYVET

Fitness és gyógytorna gyakorlatokhoz egyaránt kiváló!

- Edzés/torna közben instabil közeget hoz létre, mely segít munkára bírni az izmokat
- Segítségével fejleszthetjük állóképességünket és egyensúlyérzékünket is
- Használata növeli az ízületi stabilitást, így a sérülések megelőzésére is alkalmas
- Átmérő: 58 cm, maximális teherbírás: 200 kg




Pumpával és két rugalmas gumikötéllel!

„BALANCEBOARD” EGYENSÚLYOZÓ ÉS FEJLESZTŐ ESZKÖZ

VIVAfit – GYVBB

- Az instabil közeg a célzott izomerősítést segíti elő
- Intenzív izommunka és mélyizmok aktivizálása
- Egyensúlyérzék és mozgáskoordináció javítása




SMR MASSZÁZS HENGER “2 AZ 1-BEN”

VIVAfit – GYVF10

Két 33 cm hosszú henger egy csomagban, melyek különböző helyeken és célokra használhatóak:

- A külső, bordázott hengert a nagyobb területek erőteljesebb megdolgozására használjuk
- A belső, puhább henger a kisebb felületek masszírozására, illetve finomabb gyakorlatokra alkalmas




Külső, bordázott henger!

Belső, sima felületű henger!

SMR HENGER

VIVAfit – GYVF19

- Erősebb bordázat a csomók és kötőtebb izmok lazítására
- Méret: 33 x 14 cm



SMR HENGER „SIMA”

VIVAfit – GYVF20

- Sima felület a kíméletesebb fascia masszázshoz
- Méret: 33 x 14 cm




További hasznos tartalmakért keresse fel weboldalunkat: www.vivamax.hu

TÜSKÉS MASSZÍROZÓ LABDÁK

VIVAfit – Zöld (9 cm): GYVTMLZ; fekete (7,5 cm): GYVTMLF

- Izomfájdalmak enyhítésére
- Fitness és rehabilitációs célokra



GÖRGŐS MASSZÍROZÓ

ECOLOGIC – GYELMR

- Praktikus és könnyű kézi eszköz izomlazításhoz
- Edzés előtti bemelegítéshez és levezetéshez




GIMNASZTIKAI LABDÁK

VIVAfit – GYVGL...

- Fitness és gyógytorna gyakorlatokhoz egyaránt kiváló!
- Ülőalkalmatossággént használva erősíti a hátizmokat, javítja a testtartást és az egyensúlyérzéklet!

Testmagasság	Labda átmérő	Cikkszám
< 129 cm alatt	35 cm	GYVGL35
130-139 cm	45 cm	GYVGL45
140-155 cm	55 cm	GYVGL55
156-170 cm	65 cm	GYVGL65
171-185 cm	75 cm	GYVGL75
186-195 cm	85 cm	GYVGL85
>196 cm	95 cm	GYVGL95

Tartozék pumpával!




KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!
DINAMIKUS ÜLŐPÁRNÁK
Részletek az 56. oldalon!



TÜSKÉS EGYENSÚLYOZÓ PÁRNA

VIVAfit – GYVTE

- Izommunka és akupresszúrás masszázs egyben
- Ideális talptornára, mozgáskoordináció javítására, egyensúlyérzék fejlesztésére
- Kiszérelés: 2 db (egy piros és egy kék)



EGYENSÚLYOZÓ PALLÓ

VIVAfit – GYVEP


- Egyensúlyérzék és mozgáskoordináció fejlesztése
- Serkenti az izommunkát, erősíti a helyes testtartásért felelős izmokat
- Javítja a stabilizációs képességet
- Maximális terhelhetőség: 100 kg
- Méret: 90 x 29 x 1,5 cm; ív magassága: 19 cm



AKUPRESSZÚRÁS MASSZÁZSSZŐNYEG

VIVAfit – GYVAMSZ

- A talp reflexpontjainak stimulációja fejleszt és vitalizál
- 150 db különböző méretű és formájú kavics stimulálja a talp idegvégződéseit
- Javíthatja a mozgáskoordinációt
- Serkenti a vérkeringést
- Méret: 35 x 120 cm



SZENZOROS MASSZÁZSSZŐNYEG SZETT (8 DB LAP)

VIVAfit – GYVSZMSZ

- Ortopédiai és szenzoros fejlesztés lépésről-lépésre
- Az egyenetlen talajon járás stimulálja a talp idegvégződéseit és ezáltal vitalizálhat
- Elősegítheti a mozgáskoordináció fejlődését és a testérzékelés alakulását
- 1 db lap mérete: 25 x 25 cm
- 4 féle mintázat, 8 féle szín eltérő kombinációban



Figyelem!
A 8 masszázslap színe
csomagonként eltérhet!

ELEKTROMOS MELEGÍTŐK



ELEKTROMOS MELEGÍTŐ TAKARÓ

VIVAMAX – GYVH53

2 év
garancia

- Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
- Automatikus kikapcsolás: 3 óra után
- Könnyen tisztítható, mosható
- Túlmelegedés elleni védelem
- Méret: 160 x 120 cm
- Teljesítmény: 120 W



ELEKTROMOS MELEGÍTŐ LEPEDŐ

VIVAMAX – GYVH42

2 év
garancia

- Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
- Automatikus kikapcsolás 3 óra után
- Kijelző háttérvilágítással
- Kézzel, langyos vízben mosható
- Túlmelegedés elleni védelem
- Extra hosszú kábel (230 cm)
- Méret: 150 x 80 cm
- Teljesítmény: 60 W



ELEKTROMOS MELEGÍTŐ PÁRNA

VIVAMAX – GYVH39

2 év
garancia

- Gyors melegítési mód
- Szabályozható hőmérséklet (6 fokozat)
- Automatikus kikapcsolás: 90 perc után
- Kijelző háttérvilágítással
- Levehető, mosható huzat
- Túlmelegedés elleni védelem
- Extra hosszú, levehető kábel, 230 cm
- Méret: 40 x 30 cm
- Teljesítmény: 100 W



ELEKTROMOS MELEGÍTŐ PÁRNA

VIVAMAX – GYVH18

2 év
garancia

- Belső borítása vízálló (PVC anyaga ellenáll a víznek, de a csatlakozó miatt vízbe nem meríthető)
- Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
- Levehető, kézzel mosható huzat
- Túlmelegedés elleni védelem
- Méret: 40 x 32 cm
- Teljesítmény: 60 W



Tipp: használja derék mögé helyezve is!

UNIVERZÁLIS MELEGÍTŐ PÁRNA ÉS LÁBMELEGÍTŐ

VIVAMAX – GYVH52

2 év
garancia

- Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
- Automatikus kikapcsolás: 90 perc után
- Könnyen tisztítható, mosható
- Túlmelegedés elleni védelem
- Méret: 42 x 66 cm
- Teljesítmény: 100 W



ELEKTROMOS LÁBMELEGÍTŐ

VIVAMAX – GYVH40

2 év
garancia

- Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
- Automatikus kikapcsolás: 90 perc után
- Távirányító háttérvilágítással
- Kivehető, mosható belső huzat
- Túlmelegedés elleni védelem
- Méret: 30 x 30 x 24 cm
- Teljesítmény: 100 W



SZÉPSÉGÁPOLÁS

BŐRÁPOLÓ KÉSZÜLÉKEK

Ultrahangos mélymasszázs az egész testen az üde és ragyogó bőrért:

Hozzájárulhat a megereszkedett bőr feszebbé tételéhez, a mély ráncok enyhítéséhez és kialakulásának megelőzéséhez, a bőrhibák eltüntetéséhez, kezeléséhez, a pórusok összehúzásához és a kollagéntermelés serkentéséhez is. Segítségével hatékonyabb lehet a bőrtisztítás, illetve intenzívebb a hatóanyag bevitel. Hatékony segítőtárs lehet a különböző testrészek alakformálásakor is, pl. kar, fenék, comb, has és derék, stb. További előnyös tulajdonsága, hogy használat során fellazítja a zsírlerakódásokat és növeli a bőr vízfelvevő képességét, így a bőrt feszebbé, élettel telibbé varázsolhatja.

„SKIN MAX” ULTRAHANGOS MÉLYMASSZÁZS KÉSZÜLÉK FÉNYTERÁPIÁVAL

VIVAMAX – GYVUM4

- Nagy kezelőfej: 30 mm (átmérő)
- 5 program: - Ultrahangos mélymasszázs
 - Extra hatékonyságú mélytisztítás
 - Intenzív hidratálás és hatóanyag bevitel
 - Fényterápiás bőrmegújítás
 - Nyugtató arcmasszázs vibrációs rezgéssel
- Fényterápia a sejtk aktivitás stimulálására (4 féle színnel: piros, kék, zöld és sárga)
- 3 intenzitásfokozat minden kezelési módban
- Vibrációs frekvencia: 3 MHz
- Maximális teljesítmény: 5 W
- Akkumulátoros kivitel (800 mAh)

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!
ULTRAHANG GÉL (500ML)
GLORY – GYUGG500



További hasznos tartalmakért
keresse fel weboldalunkat:
www.vivamax.hu



2 év
garancia

EMS, azaz elektromos stimuláció az arcon: Az elektromos impulzusokat az arcizmokon is hatékonyan alkalmazhatjuk. Az apró izomösszehúzódások fokozzák a lokális keringést, így több oxigén jut a bőr sejtjeibe és gyorsabban távoznak a méreganyagok – az arc bőr frissebbé, feszesebbé és fiatalosabbá válik. Az EMS technológiát alkalmazó arckezelők gyakran más hasznos funkciókkal is rendelkeznek, ilyen lehet a hőssokkterápia, fényterápia vagy magas frekvenciás masszáz, melyek tovább fokozzák a bőrregeneráló hatást.

„HOT&COOL” ARCKEZELŐ KÉSZÜLÉK EMS TECHNOLÓGIÁVAL

VIVAMAX – GYVAK1

- **Új technológiás arckezelő készülék extra funkciókkal:**
 - Hőssokk terápia – a sejtszintű működés stimulálása, hatóanyag felszívódásának növelése
 - Mikrovibrációs funkció – mélytisztítás, salakanyag eltávolítás
 - LED fotonterápia (kék és piros fénnel) – bőrsejtek megújítása, aktivizálása
 - EMS technológia, azaz elektromos idegstimuláció – kollagén termelés serkentése, bőrmegújítás
- **5 féle kezelési mód:**
 - Intenzív mélytisztítás
 - „Cool” arcvasalás hidegfelülettel
 - EMS bőrfeszítés mikroárammal
 - Mélyreható hidratálás és hatóanyag bevitel
 - Kollagén stimuláció
- 3 intenzitásfokozat
- Maximális teljesítmény: 8,5 W
- Akkumulátoros kivitel (1000 mAh)



További hasznos tartalmakért keresse fel weboldalunkat: www.vivamax.hu



2 év
garancia

ARCFESZESÍTŐ KÉSZÜLÉK EMS TECHNOLÓGIÁVAL

VIVAMAX – GYVAK2

Az arc- és nyakvonalhoz igazodó íves kialakítás

A készülék funkciói:

- EMS technológia – kollagéntermelés serkentése, bőrmegújítás
- Masszázs funkció melegítéssel – pórustisztítás, vitalizálás
- Mikrovibrációs funkció – mélytisztítás, salakanyag eltávolítás
- Fényterápia (4 színnel: piros, zöld, narancssárga, kék) – sejtaktivitás stimulálása
- Hidegterápia, arcvasalás hidegfelülettel – bőrnugtatás, a vízmegtartó képesség fokozása
- **6 féle kezelési mód:**
 - Masszázs – pórustisztítás és rugalmasság
 - Keringésfokozás – aktiválás a bőrmegújítás elősegítésére
 - Bőrfeszítés és fokozott hatóanyag bevitel
 - Ránctalanítás – bőrmegújítás és regeneráció
 - EMS mód – bőrfeszítés mikroárammal
 - Arcvasalás – frissítés és hűtés, vízmegtartás fokozása
- 4 intenzitásfokozat
- Maximális teljesítmény: 3 W
- Akkumulátor: 800 mAh



2 év
garancia

ÚJ!

ARCMASZÍROZÓ ROLLER EMS TECHNOLÓGIÁVAL

VIVAMAX – GYVAK3

A készülék funkciói:

- EMS technológia – a kollagéntermelés serkentése, bőrmegújítás
- Mikrovibrációs funkció – mélytisztítás, salakanyag eltávolítás
- **3 féle kezelési mód:**
 - Vibrációs masszáz – pórustisztítás, keringésfokozás és vitalizálás
 - EMS mód – bőrfeszítés mikroárammal
 - Vibrációs masszáz EMS bőrstimulációval kombinálva – bőrmegújítás és fokozott hatóanyag bevitel
- 3 intenzitásfokozat
- Maximális teljesítmény: 0,31 W
- Akkumulátor: 800 mAh



2 év
garancia

ÚJ!

KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

DR. KELEN KRÉMEK, GÉLEK

További kozmetikai krémeinket keresse a webáruházban!

Fit Figure 2in1 Zsírégető cellulit gél (150 ml) – GYDK4

Zöldkávés masszázstej mélyzsírégetéshez (500 ml) – GYDK5

Aranyér védőkrém (100 ml) – GYDK13



KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATUNK!

HOLT TENGERI SZAPPANOK

További információ a webáruházban!

Iszapszappan – GYGISZ

Sószappan – GYSSZ



EGYÉB OTTHONI ESZKÖZÖK

> HÁZI BETEGÁPOLÁS

MINIBIKE SZOBAKERÉKPÁR

ECOLOGIC – GYELMB

- Kardio típusú edzéshez minden korosztálynak és edzettségi szinthez!
- Terápiás (pl. műtét utáni rehabilitáció) és fitness célokra is
- Fokozatmentesen állítható erősségi fokozatok
- Digitális kijelző (idő, az elégetett kalória, pedálfordulatok száma és gyakorisága)
- Egyszerűen összecsukható és könnyen tárolható
- Lábbal és kézzel hajtva is használható
- Maximális teherbírás: 100 kg
- Méret: 48 x 36 x 23 cm



UNIVERZÁLIS ÖSSZECSUKHATÓ KISASZTAL

MEDIZEN – GYVTM3

- Összecsukható, hordozható kisasztal, mely ideális segítője az idősebb korosztálynak, illetve a mozgásukban korlátozott személyeknek
- Praktikus továbbá bármilyen szabadidős tevékenységhez
- Asztallap mérete: 60 x 40 cm
- Magassága: 28 cm
- Termék súlya: 2,5 kg
- Anyaga: MDF asztallap és acélcső lábak, gumis csúszásgátlóval



További termékeinket mozgásszervi panaszok esetén keresse a 38-43. oldalon, az Aktív élet és ízületvédelem fejezetben.

VIDA VÍZSZŰRŐ KANCSÓ

BWT – GYBWT-VF1

- Teljes kapacitás: 2,6 liter, szűrt víz kapacitás: 1,4 liter
- Utántöltés: nem szükséges a tetőt eltávolítani a vízfeltöltéshez
- Tartozék: 1 db magnézium vízszűrő betét

További termékek:

- GYBWT-MG3 3 db-os „Longlife” magnéziumos szűrőbetét



RÓMA NIGHT VÍZSZŰRŐ KANCSÓ (MECHANIKUS SZÁMLÁLÓVAL)

LAICA – GYLAJ81EC

- Teljes kapacitás: 3,7 liter; szűrt víz kapacitás: 2,2 liter
- Kijelző: mechanikus szűrőcsere emlékeztető
- Utántöltéskor nem szükséges a tetőt eltávolítani.
- Tartozék: 1 db bi-flux univerzális szűrőbetét

Bi-Flux
rendszer

További termékek:

- GYLA-LF2M 2 db-os Bi-Flux szűrőbetét
- GYLA-F3A3 3 db-os Classic szűrőbetét
- GYLA-M3M 3 db-os Mineral Balance (Bi-Flux rendszerű) szűrőbetét
- GYLA-G2M 2 db-os Magnézium aktív „Bi-Flux” szűrőbetét



LAICA GLASSMART ÜVEG VÍZSZŰRŐ PALACK

LAICA – GYLA-GS

- Újrahasználható, ellenálló üveg
- Szagmentes, higiénikus kupak
- Űrtartalom: 1,1 liter
- Mosogatógépben mosható
- Tartozék: 1 db Fast Disk szűrőbetét

ÚJ!

További termékek:

- GYLA-FD03A 3 db-os Szűrőbetét szett Laica Fast Disk rendszerű vízszűrőkhöz



VÍZSZŰRŐ KULACS (ROZSDAMENTES ACÉL)

LAICA – Zöld: GYLA-BR70A; Bordó: GYLA-BR70B


- Praktikus és ütésálló
- Hermetikus zárás
- Űrtartalom: 0,55 liter
- Könnyen hordozható: kis súly (0,26 kg)
- Tartozék: 1 db Fast Disk szűrőbetét

ÚJ!





További termékek:


- GYLA-FD03A 3 db-os Szűrőbetét szett Laica Fast Disk rendszerű vízszűrőkhöz







	„V33” Felkaros vérnyomásmérő GYV33 04		„V31BT” Felkaros vérnyomásmérő Bluetooth funkcióval GYV31BT 05		„V31” Felkaros vérnyomásmérő GYV31 05		„V14” Felkaros vérnyomásmérő GYV14 05
	„V26” Felkaros vérnyomásmérő GYV26 05		„517” Felkaros vérnyomásmérő GYCH-517 06		„330” Felkaros vérnyomásmérő GYCH330 06		„304” Felkaros vérnyomásmérő GYCH-304 06
	Felkaros vérnyomásmérő GYEL01 06		„V36” Csuklós vérnyomásmérő GYV36 07		Csuklós vérnyomásmérő GYEL07 07		Tárolótáska felkaros vérnyomásmérőhöz GYVT 07
	Színes kijelzős fül- és homlok-lázmérő GYV28 09		Érintésmentes infravörös lázmérő GYV34 09		Érintésmentes infravörös lázmérő GYEL05 09		Digitális lázmérő flexibilis fejjel (béka) GYV30 09
	Digitális lázmérő flexibilis fejjel GYVLT15S 09		Digitális lázmérő GYEL04 09		Antibakteriális digitális lázmérő GYCTA-303 09		Vízálló digitális lázmérő GYCTA302-CN 09
	Higanymentes analóg lázmérő GYVDL1 09		Lerázó tok GYVDL1 higanymentes lázmérőhöz GYVDL1L 09		Véroxigénszint mérő GYVOM 010		Testösszetétel elemző multi-funkciós mérleg GYVBF3 010
	Digitális személymérlegek GYCHMS324... 010		Salvus gyógyvíz GYSALV-VIZ 011		Kompresszoros inhalátor (tekénő) GYV13 012		Kompresszoros inhalátor (kutya) GYV25 012
	„Dr. Bongo” kompresszoros inhalátor GYEL03 012		Kompresszoros inhalátor GYV15 012		Kompresszoros inhalátor GYEL02 012		Tárolótáska MESH inhalátorokhoz GYVMT 013
	„AirMask” Hordozható MESH inhalátor AIMESH technológiával GYV35 013		Hordozható MESH inhalátor GYV23 013		VivaHaler inhalációs segédeszköz GYVWH 013		Sópipa 2 GYS02 014
	Sópárnák GYPSP... 014		Párolgató só GYPSP... 014		Parajdi fürdősók GYPSFS... 014		Salin sóterápiás készülék GYBAL01 014
	„Pingui” ultrahangos illóolaj párolgató GYVH62 015		„Koala” ultrahangos illóolaj párolgató GYVH54 016		Ultrahangos illóolaj párolgató GYVH35 016		„Provence” ultrahangos illóolaj párolgató GYVH57 016

	"Flame" aromadiffúzor sókristályokkal GYVH55 016		"Zen Spa" aromadiffúzorok GYVH50B; GYVH50W 016		Természetes illóolaj keverékek GYVL... 017		Természetes illóolajok GYVL... 017
	Multifunkciós ultrahangos párasító GYVH59 018		Ultrahangos párasító GYVH60 018		Páratartalom- és hőmérő GYVPM5 018		"Salty-Air Elite" ultrahangos párasító GYVH63 020
	"Salty-Air Premium" ultrahangos párasító GYVH48 020		"Salty-Air Classic" ultrahangos párasító GYVH43 020		"Salty-Air Compact" ultrahangos párasító GYVH47 020		"Salty-Air Essential" ultrahangos párasító GYVH64 020
	Winix "Zero Compact" légtisztító GYWZC 022		Winix "Zero" légtisztító GYWZ 022		Winix "T800 WIFI" légtisztító GYWT800 022		Plazma légtisztító pollenszűrővel GYPA500 022
	"Aquaria 20 Wifi" okos páramentesítő készülék GYQA20 023		"Aquaria 10 Basic" okos páramentesítő készülék GYQA10 023		"T3" Kombinált TENS és EMS készülék GYVTT3 025		"T2" Kombinált TENS és EMS készülék GYVTT2 025
	Tartó tok TENS és EMS készülékekhez GYVTTOK 025		Kiegészítő kezelőegységek GYVTT... 025		Infralámpa 150 W-os izzóval GYVIL150 026		Infralámpa 100 W-os izzóval GYVIL100 026
	Vivalight polarizált fényű gyógylámpa GYVPL 026		Shiatsu masszázslülés GYVM40 027		Shiatsu masszírozó párna GYVM46 027		"Intensegun Vibe" masszázspisztoly GYVM44 028
	"Intensegun" terápiás masszázspisztoly GYVM36 029		"Relax&Tone" kézimasszírozó GYVM47 029		Vitality kézimasszírozó GYVMK3 029		Shiatsu univerzális masszírozó GYVM42 030
	Légpárnás lábmasszírozó készülék hőterápiával GYVM45 030		Légpárnás lábmasszírozó készülék hőterápiával GYEL06 030		Memóriahabos pillangópárna GYVMF15 031		Memóriahabos deluxe alvópárna GYVMF8 032
	Memóriahabos anatómiai alvópárna GYVMF4 032		3D szemmaszk memóriahabbal GYVSZM 032		Multifunkciós reflux párna 3 az 1-ben GYMR3 032		Reflux párna felnőtteknek GYMR1 032
	Reflux párna gyerekeknek GYMR2 032		Memóriahabos fedőmatracok GYMM... 033		Memóriahabos párnafotel fejtámasztó párnával GYVMF17 034		Memóriahabos többfunkciós félhenger párna GYVMF16 034

	Memóriahabos anatómiai nyakpárna GYVMF3 034		Memóriahabos lábtámasztó párna GYVMF7 034		"Nature&Relax Compact" hang- és dallamterápiás készülék GYVFZ1 035		"Nature&Relax Mini" hang- és dallamterápiás készülék GYVFZ3 035
	Capybara éjszakai fény GYEL08 035		Memóriahabos ergonomikus ülőpárna GYVMF14 035		Memóriahabos anatómiai ülőpárna GYVMF10 035		Memóriahabos anatómiai üllőgyűrű GYVMF13 036
	Felfújható üllőgyűrű GYEPU 036		Memóriahabos anatómiai ülőpárna GYVMF6 036		Memóriahabos anatómiai ülőpárna GYVMF18 036		Memóriahabos ülőpárna gélbetéttel GYVMF11 036
	Memóriahabos anatómiai deréktámasz GYVMF2 036		Memóriahabos ülőpárna és deréktámasz GYVMF19 037		"Air Comfort" ülőpárna Plus GYMGP2 037		"Air Comfort" ülőpárna GYMGP 037
	"Fitkomfort" ülőpárna GYVA03 037		Irodai gyógy-ülőpárna GYAL-05 037		Ergonomikus deréktámasz GYAL-04 037		Mágneses térdszorító turmalinnal GYVM... 038
	Mágneses-turmalinos térdpánt GYVFT 038		Mágneses bokaszorító turmalinnal GYVFM... 039		Mágneses könyökszorító turmalinnal GYVFMK... 039		Mágneses csuklószorító turmalinnal GYVMCS... 039
	Mágneses csukló- és kézfej szorító turmalinnal GYVFMKF... 039		Elastikus derékszorító öv mágnessel és turmalinnal GYVFMTE... 039		Mágneses derékszorító GYVMD... 039		Sport derékszorító merevítéssel és elastikus pántrendszerrel GYVFSD... 040
	Elastofix derékszorító merevítéssel és elastikus pántrendszerrel GYVFEF... 040		Sport térdszorító stabilizáló pántokkal GYVFST... 040		Sport térdszorító GYVFST... 040		Bokaszorító stabilizáló pántokkal GYVFSTB... 040
	Sport bokaszorító GYVFSB... 040		Tépőzáras térdrögzítő keresztpántokkal GYVFTK... 041		Sport térdszorító patella gyűrűvel GYVFSTP... 041		Ortocare térdszorító szilikon betéttel GYVFTSZ... 041
	Térdpánt dupla megtámasztással GYVFTIP 041		Air Mesh magasított derékszorító stabilizáló pántokkal GYAH5162 042		Elastikus térdszorító GYAH1501... 042		Elastikus bokaszorító GYAH1600... 042
	Elastikus könyökszorító GYAH1902... 042		Csukló- és kézfej szorító GYAH1405... 042		Kartartó heveder GYAH0321... 042		Csuklószorító GYAH0310... 042

	Teniszkönyök pánt szilikon betéttel GYAH0068 042		Csukló és hüvelykujj rögzítő GYAH1501... 042		Tépőzáras csuklórögzítő GYAH0503... 042		Nyakmerevítő GYAH0550... 042
	Immo Classic vállrögzítő GYTHICV... 043		Silistab Epi könyökrögzítő GYTHSEK... 043		Sport teniszkönyök pánt GYTHSTKP... 043		Sport hüvelykujj rögzítő GYTHSHUR... 043
	Ligaflex manu csuklórögzítő GYTHLMCS... 043		Sport neoprén csuklótámasz GYTHSNCST... 043		Genu Extrem térdortézis GYTHGET... 043		Dynastab csuklórögzítő GYTHDCS... 043
	Malleo dynastab bokaortézis GYTHMDB... 043		Sport bokarögzítő GYTHSB... 043		Lombax original derékrögzítő GYTHLOD... 043		Hospital tépőzáras haskötő GYTHK... 043
	Elastofix tartásjavító háttámasz merevítéssel és elasztikus pántrendszerrel GYVFEFIXTH... 044		Tartásjavító háttámasz merevítővel GYVFTHT... 044		Mágneses tartásjavító háttámasz turmalinnal GYVFMTH... 044		Mágneses tartásjavító hátpánt GYVFTH... 045
	Tartásjavító hátpánt extra erősséggel GYAH0322... 045		Elasztikus tartásjavító hát- és vállpánt GYAH0326... 045		“Fisiogel” krém 6 féle gyógynövénnyel GYEFG100 046		Herbal Freeze gél GYEHF100 046
	Lavender Freeze gélek 175 ml és 500 ml GYELF175, GYELF500 046		Kámforsós borszesz gél 150 ml GYDK2 046		Izület masszáz emulgel 100 ml GYDK12 046		Fekete nadálytó emulgel 175 ml GYDK16 046
	Kineziológiai tapaszok Display: GYVKTD 047		Kineziológiai tapaszok - monokróm színek GYVKT... 047		Kineziológiai tapaszok - mintás GYVKT... 047		Multifunkciós hideg-meleg vizes tömlő három méretben GYVFVT... 047
	Hideg-meleg gélpárna két méretben GYVG200, GYVG300 047		Légpárnás vénamasszírozó készülék GYVTVM2 048		Hordozható légpárnás vénamasszírozó GYELVM 048		Kompressziós harisnyák GYEKH... 050
	Kompressziós combfixek GYEKC... 060		Kompressziós térdharisnyák GYEKT... 050		Mikroszálas kompressziós harisnyák GYEKM... 050		Kompressziós térdharisnyák nyitott lábfejjel GYEKT... 051
	Kompressziós combfix nyitott lábfejjel GYEKC... 051		Kompressziós zoknik GYEKU... 051		Kompressziós zokni GYVFKZ... 051		„Active” kompressziós zokni GYVFSKZ... 051

	Venoflex kokoon absolu női zokni GYTHVAZ... 051		Venoflex fast cotton férfi zokni GYTHVFCZ... 051		Ezüstszálas zokni FEHER: GYVFSSLW... FEKETE: GYVFSSLB... 051		Szorításmentes- és gyógyzoknik 051
	Deluxe bűtyökvédő és korrigáló GYVFBK... 052		Comfort bűtyökvédő GYVFCB... 052		Párnás bűtyök-korrigáló GYVFPK... 052		Szilikon bűtyökvédő GYEVM1 052
	Szilikon bűtyökvédő GYEVM2 052		Szilikon bűtyökvédő GYEVM4 052		Bűtyökkorrigáló sín szilikon betéttel GYVFBKS 053		Éjszakai bűtyök-korrigáló sín GYVFES 053
	Harántemelő párna GYVFIH 053		Lábujj tornáztató GYVFNT 053		Kalapácsujj korrekciós gélpárna Egyujjas GYVFK2 053		Kalapácsujj korrekciós gélpárna Háromujjas GYVFK3 053
	Lábujjvédő gyűrű GYVFK1 053		Bűtyökvédő gyűrű szilikon nagylábujj elválasztóval GYVFBGY 053		5 ujjas lábujj távtartó GYVFLT 053		5 ujjas lábujj távtartó bűtyökvédővel GYVFLTB 053
	5 ujjas éjszakai lábujj távtartó GYVFLTE... 053		Szilikon nagylábujj elválasztó GYVFNE... 053		„ActiMove” sport talpbetét GYVFAM... 054		„DiaBalance” univerzális talpbetét GYVDB... 054
	„MediFix” univerzális talpbetét GYVDB... 054		Soft&Light talpbetét GYVFSL... 054		Memory&Foam memóriahabos talpbetét GYVFMF... 054		Memory&Comfort memóriahabos talpbetét GYVFM... 054
	Leather&Memory memóriahabos gyógytalpbetét GYVFLM... 054		Leather&Comfort háromnegyedes bőrtalpbetét harántemeléssel GYVFLC... 054		Maxcomfort „Pro” 3/4-es talpbetét GYVFMCP... 054		Deluxe mágneses talpbetét GYVFMPT... 054
	Szilikon sarokemelő GYAH0751... 054		Leather&Soft sarokemelő GYVFLS... 054		„Gerinc doktor pro” hátnyújtó pad GYVGD2 055		„MediNeck” nyaknyújtó és izomlazító párna GYVNY 055
	Felfújható nyaktámasz GYVFNNT 056		Boka- és vádlínyújtó pedál GYVNY 056		Multifunkciós lábnyújtó heveder GYVLNY 056		Akupresszúrás matrac és párna GYVAMP 056
	Akupresszúrás matrac GYVAM 056		Dinamikus ülőpárnák GYVBD... 056		Egyensúlyozó tréner GYVET 057		„Balanceboard” egyensúlyozó és fejlesztő eszköz GYVBB 057

	SMR masszázshenger szett 2 az 1-ben GYVF10 057		SMR henger GYVF19 057		SMR henger "sima" GYVF20 057		Tüskés masszírozó labdák GYVTMLZ; GYVTMLF 057
	Görgős masszírozó GYELMR 057		Gimnasztikai labdák GYVGL... 058		Tüskés egyensúlyozó párna GYVTE 058		Egyensúlyozó palló GYVEP 058
	Akupresszúra masszázsszőnyeg GYVAMSZ 058		Szenzoros masszázsszőnyeg szett (8db lap) GYVSZMSZ 058		Elektromos melegítő takaró GYVH53 059		Elektromos melegítő lepedő GYVH42 059
	Elektromos melegítő párna GYVH39 059		Elektromos melegítő párna GYVH18 059		Univerzális melegítő párna és lábmelegítő GYVH52 059		Elektromos lábmelegítő GYVH40 059
	„SkinMax” ultrahangos mélymasszázs készülék fényterápiával GYVUM4 060		Ultrahang gél (500ml) GYUGG500 060		„Hot&Cool” arckezelő készülék EMS technológiával GYVAK1 061		Arcfeszítő készülék EMS technológiával GYVAK2 061
	Arcmasszírozó roller EMS technológiával GYVAK3 061		Fit Figure 2in1 zsírégető cellulit gél 150 ml GYDK4 061		Zöldkávés masszázstej mélyzsírégetéshez 500 ml GYDK5 061		Aranyér védőkrém 100 ml GYDK13 061
	Holt tengeri sószappan-120g GYGSSZ 061		Holt tengeri iszapszappan-120g GYGSSZ 061		„Minibike” szobakerékpár GYELMB 062		Univerzális összecsukszathó kisasztal GYVTM3 062
	Vida vízsűrő kancsó GYVBT-VF1 063		Róma night vízsűrő kancsó mechanikus számlálóval GYLAJ81EC 063		Laica glassmart üveg vízsűrő kancsó GYLA-GS 063		Vízszűrő kulacs (rozsdamentes acél) GYLA-BR70A 063
	Vízszűrő kulacs (rozsdamentes acél) GYLA-BR70B 063						

Forgalmazott márkáink rövid bemutatása



Otthon az egészségben! A márka szlogenje kifejezi cégünk küldetését: hozzájárulni embertársaink testi-lelki egészségének és mindennapi jó közérzetének megőrzéséhez, a hagyományos orvoslás és a modern technika vívmányainak felhasználásával. Innováció és hitelesség: talán ezzel a két szóval lehetne leginkább jellemezni a Vivamax márkát, miközben emberközpontú gondolkodással és vásárlóbarát szemlélettel fordulunk vásárlóink felé.



A logikus választás! Az EcoLogic az immár közel 30 éves Vivamax egészségmegőrző termékcsalád új almárkája, melyet azért hoztunk létre, hogy a változó piaci és vásárlói igényeknek eleget téve minőségi termékeket kínálhassunk az eddigieknél is kedvezőbb áron. A márka képviselésében orvostechikai eszközöket és az egészségmegőrzéshez, jó közérzet fenntartásához szükséges termékek is megtalálhatók.



A mosolygós lábakért! A VivaFit termékcsalád elsősorban a lábak egészségére fókuszál, ezt tükrözi a szlogenje is. A márka magában foglal minden olyan terméket, amely a könnyed járást, valamint az egészséges, esztétikus lábfejeket és talpakat szolgálja a talpbetétektől az ezüstszálas zoknin át a bűtyökkezelésig. A termékcsalád oszlopos tagjai továbbá a speciális ízületi szorítók, melyek közül kiemelkednek a mágneses szorítók turmalinnal, illetve a trendi dizájnnal tervezett, speciális szövésű sport szorítók.



Az ergonómia és alvás szakértője! Tartásjavító, kényelmi és alváskomfort párnái kiváló minőségű, prémium alapanyagok felhasználásával készültek. Speciális memóriahab töltetük optimális alátámasztást biztosít, melyet belső védőhuzattal láttunk el és kellemes tapintású külső huzattal óvunk a külső behatásoktól.



Kényelem és biztonság! A MediZen márka egészségvédő termékei jellemzően terápiás célokat szolgálnak, melyeknek elsődleges célja, hogy a termékek használói teljesebb és egészségesebb életet élhessenek. Hisszük, hogy a megfelelő terápiás és megelőző eszközök használata hozzájárulhat az életminőség jelentős javulásához.



Japán precizitással! Hogy mi a közös a vérnyomásmérésben és a Citizen márkában? Talán az, hogy egy jó vérnyomásmérő alapvető ismérve a pontosság, míg az eddig főleg exkluzív karóráiról ismert Citizen is a pontosságáról, precizitásáról híres. A precíziós technológiában világelső japán cégbirodalom küldetésének érzi, hogy „valódi értéket” teremtsen az egészségügyi termékek területén is. Megbízható vérnyomásmérőit hosszú garanciaidővel kínáljuk.



Légtisztítás és levegőkezelés professzionálisan! A nemzetközileg ismert és elismert márka igen kedvelt számos európai országban és az Egyesült Államokban is. A több évtizedes tapasztalattal rendelkező dél-koreai cég kifejezetten légtisztítók, légmosók és páramentesítők gyártására szakosodott. Termékeiket kiváló minőség, korszerű dizájn, tartósság és innovatív technológia jellemzi. Számos európai, illetve nemzetközi minősítéssel rendelkeznek.



Esztétikum és egészségmegőrzés! A népszerű olasz harisnyamárka termékei kiváló minőségű orvostechikai eszközök, melyek elsősorban a vénás elváltozások megelőzésére, valamint korai tüneteinek kezelésére szolgálnak. A precíz kompressziós zónák gondosan, a láb igényei szerint kalibrált kompressziója javítja a vérkeringést, csökkenti a duzzanatot és az elnehezült lábak érzését. Klinikailag tesztelt, tartós, finom tapintású, magas pamuttartalmú anyagból készültek, melyeket a Silver+ ezüst ion technológia tesz még hatékonyabbá és különlegesebbé.



Kiváló ár-érték arányú ízületvédő termékek Görögországból! Az Anatomic Help márkát 1996-ban alapították Görögországban. Több, mint 250féle ortopédiai és sportorvosi terméket tartalmazó portfóliójukat a nemzetközi előírásoknak és elvárásoknak eleget téve állították össze. A népes orvos és fizioterapeuta csapat különösen ügyel az anyagok és a dizájn megtervezésére, mind funkció, mind a küllem tekintetében.

JEGYZETEK


[illegible]

Viszonteladói webáruházunk: www.vivaldi.hu



Mit kínál a www.vivaldi.hu honlap a viszonteladóknak?

- ✓ Regisztrált viszonteladóinknak kényelmes online rendelési lehetőség
- ✓ Részletes termékinformációk, blogcikkek, letölthető tartalmak
- ✓ Aktuális akciók és folyamatosan frissülő outlet termékválaszték
- ✓ Letölthető árlisták
- ✓ Gyors rendelés Excel tábla betöltéssel
- ✓ Naprakész termék-, ár- és készletinformációk
- ✓ Intelligens keresési és szűrési lehetőség (pl. egészségpénztár)
- ✓ Reszponzív, bármilyen eszközről használható weboldal
- ✓ Aktuális számla és rendelési információk
- ✓ XML összeköttetési lehetőség webáruház rendszerekkel



VIVAMAX – Otthon az egészségben!

Még nem a viszonteladónk?

Ha szeretne viszonteladónk lenni, küldjön egy e-mailt az info@vivaldi.hu-ra, és kérje webáruházi regisztrációját!

 **VIVAMAX** – Otthon az egészségben!

Már **25** éve az egészségtudatos
emberek szolgálatában.

Miért válassza a  **VIVAMAX** márkát?

- ✓ Kiváló ár-érték arányú termékek
- ✓ Innovatív és széles választék
- ✓ Szigorú minőség-ellenőrzés
- ✓ Megnövelt garanciaidők
- ✓ Megbízható és gyors logisztikai megoldások
- ✓ Saját Vivamax márkaszervíz
- ✓ Kényelmes nagykereskedelmi webáruház
- ✓ Magyar nyelvű termékcsomagolások

A katalógusban szereplő termékek magyarországi forgalmazója:

Vivaldi Kft., 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37., +36-1/889-9080
info@vivaldi.hu, www.vivamax.hu; www.vivaldi.hu

Kiemelt viszonteladóink térképes üzletkeresőjét és termékeink
ajánlott fogyasztói árát itt tekintheti meg: www.vivamax.hu

Kövessen minket, keresse a Vivamax Egészséget!



YouTube



Facebook



Instagram



TikTok

