



ÚJ



ÚJ



Cikkszám	Salty-Air termékcsalád				
	GYVH63	GYVH48	GYVH43	GYVH47	GYVH64
Név	Salty-Air "Elite"	Salty-Air "Prémium"	Salty-Air "Classic"	Salty-Air "Compact"	Salty-Air "Essential"
Párakibocsátás	250 ml/h	250 ml/h	230 ml/h	200 ml/h	250 ml/h
Víz tartály kapacitása	3,2 L	3,6 L	3,5 L	2,6 L	3,5 L
Max. helyiség méret	30 m ²	30 m ²	25 m ²	20 m ²	30 m ²
Működési idő 1 feltöltéssel	12 óra	13 óra	15 óra	10 óra	13 óra
Fényterápia	✓	✓	✓	✗	✓
Aromaterápia	✓	✓	✓	✓	✓
Salvus vízzel használható?	✓	✓	✓	✓	✓
Antibakteriális víz tartály	✓	✓	✓	✓	✓
Extra funkciók	Digitális páraszint kijelzés, beállítható a kívánt páraszint, programozható működési idő, UV-fény funkció	Távírányító, szabályozható intenzitás, beállítható páraszint, digitális páraszint kijelzés, éjszakai mód, időzíthető működési idő	Szabályozható intenzitás, éjszakai mód, időzíthető működési idő	Szabályozható intenzitás, vízszint ellenőrző betekintő ablak. Kiváló ár-érték arány	Felülről is - a tető levétele nélkül tölthető, külön kapcsolható fény
Javasolt fogyár	34 990 Ft	34 990 Ft	27 990 Ft	22 990 Ft	19 990 Ft