



VIVAMAX



Otthon az egészségben!

A Vivamax hálózat akciós kiadványa, érvényes:
2021.12.01-2021.12.31-ig.

Ajándékozzon egészséget!

Hasznos karácsonyi ajándékok a Vivamax szaküzletektől

GYV19 felkaros vérnyomásmérő

VIVAMAX



Normál
és extra
karméretre is
(22-40 cm)

9.990 Ft


2. oldal

Salty-Air "Prémium"
ultrahangos párástó

VIVAMAX

3IN1

- ✓ Vízrel
- ✓ Salvus gyógyvízzel
- ✓ Illóolajokkal is használható!



22.990 Ft

5. oldal

"Intense Gun" terápiás
masszázsipisztoly

VIVAMAX



39.990 Ft

16. oldal

Ultrahangos mélymasszázs
készülék

VIVAMAX



19.990 Ft

16. oldal

Ultrahangos illóolaj párologtatók

VIVAMAX



13.990 Ft/db

10. oldal

GYV22 Érintésmentes
multifunkciós lázmérő

VIVAMAX



9.990 Ft

4. oldal

Kompresszoros inhalátor

VIVAMAX



14.990 Ft

4. oldal

Slim CrazyFit "Basic"
vibrációs tréner

VIVAMAX



49.990 Ft

9. oldal

Deluxe masszázsszülés
állítható nyakmasszázs

VIVAMAX



59.990 Ft

6. oldal

VIVAMAX GYV19 FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

VIVAMAX

EP Egészségpénztári termék!

GYV19

- Extra méretű LED kijelző látványos háttérvilágítással
- WHO skála szerinti eredményértékelés
- Felpumpálás közben mér
- Szabálytalan szívritmus kijelzés
- Mérés közbeni elmozdulás észlelése
- Praktikus tároló- és tartóállvány a készülékhez és a mandzsettához
- 2 x 120 memóriahely
- Utolsó 3 mérés átlagolása
- Energiaforrás: 3 db AA ceruzaelem
- Adapter: opcionális

3 év
garancia

11.990 Ft helyett
9.990 Ft
Szuper ár!

Ajánlatunk!
MÉRŐ FALÚ MANDZSETTA
FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐHÖZ

GYV365M
Szuper ár!
4.990 Ft helyett
3.990 Ft



Normál
és extra
karmérethez is
(22-40 cm)

VIVAMAX GYV14 FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

VIVAMAX

EP

GYV14

Mikro USB-s adapter kimenettel!

- Mandzsetta: normál és extra karmérethez is (22-40 cm)
- Könnyen értelmezhető, nagy méretű kijelző
- Szabálytalan szívritmus kijelzés
- Dátum- és időkijelzés
- 2x120 memóriahely
- Utolsó 3 mérés átlagolása
- WHO skála szerinti eredményértékelés
- Energiaforrás: 4 db AAA ceruzaelem
- Adapter: opcionálisan vásárolható

Normál
és extra
karmérethez is
(22-40 cm)

3 év
garancia

9.990 Ft helyett
8.990 Ft



Hálózati adapter
(GYV14AC): **2.490 Ft**

A kép illusztráció!



VIVAMAX GYV20 CSUKLÓS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

VIVAMAX

EP

GYV20

- Könnyen kezelhető és hordozható
- WHO skála szerinti eredményértékelés
- Szabálytalan szívritmus kijelzés
- Szemléletes LED kijelző
- Praktikus tárolódobozzal
- 2 x 120 memóriahely
- Utolsó 3 mérés átlagolása
- Dátum- és időkijelzés
- Energiaforrás: 2 db AAA ceruzaelem

3 év
garancia

5.990 Ft
Jav. fogy. ár: 6.990 Ft
Szuper ár!

Ajánlatunk!
CITIZEN CSUKLÓS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

GYCH-617 EP
Szuper ár!
11.990 Ft helyett
9.990 Ft



CITIZEN 517 FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

CITIZEN

EP

GYCH517

- Klinikailag validált!
- Könnyen értelmezhető, nagy méretű kijelző
- Szabálytalan szívritmus kijelzés
- 99 memória tárhely
- Utolsó 3 mérés átlagolása
- WHO skála szerinti eredményértékelés
- Dátum- és időkijelzés
- Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem
- Adapter: opcionálisan vásárolható

Normál
és extra
karmérethez is
(22-42 cm)

5 év
garancia

15.990 Ft helyett
13.990 Ft
Szuper ár!



CITIZEN 304 FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

CITIZEN

EP

GYCH304

- Klinikailag validált!
- Szabálytalan szívritmus kijelzés
- Utolsó 3 mérés átlagának kiszámítása
- Dátum- és időkijelzés
- Magas vérnyomás kijelzése szín-skálával
- 99 memória tárhely
- Automatikus kikapcsolás
- Energiaforrás: 4 db AA ceruzaelem

Japán precizitás!

5 év
garancia

9.990 Ft
Jav. fogy. ár: 12.990 Ft
Szuper ár!





T2 KOMBINÁLT TENS ÉS EMS KÉSZÜLÉK

VIVAMAX

EP Egészséggépztári termék!

GYVT2

- Fájdalomcsillapítás és izomstimulálás egyben
- 22 választható program: 9 TENS, 8 EMS és 5 masszázsmód
- 2 csatornás kivitel
- 40 intenzitás fokozat
- 4 db 5x5 cm-es elektródatappancs, melyek egyidejű használatra alkalmasak
- Áramforrás: 3 db AAA elem

3 év
garancia

3 az 1-ben

11.990 Ft

Jav. fogy. ár: 13.990 Ft

Ajánlatunk!
DIGITÁLIS IZOM-
ÉS IDEGSTIMULÁLÓ
KÉSZÜLÉK

GYVT1

14.990 Ft helyett
12.990 Ft



KIEGÉSZÍTŐ EGYSÉGEK TENS KÉSZÜLÉKHEZ

További TENS kiegészítőkért (derék-, könyök-, ízületi- és haskezelő egység) látogasson el üzleteinkbe vagy a vivamax.hu weboldalra!



6.990 Ft-tól



T3 KOMBINÁLT TENS ÉS EMS KÉSZÜLÉK

VIVAMAX

EP Egészséggépztári termék!

GYVT3

Akkumulátoros kivitel szemléletes kijelzővel és extra funkciókkal!

- Fájdalomcsillapítás és izomstimulálás egyben
- 60 választható program: 30 TENS, 27 EMS és 3 masszázsmód
- 2 csatornás kivitel külön is szabályozható intenzitással
- Modulált mód
- 4 db 5x5 cm-es elektródatappancs, melyek egyidejű használatra alkalmasak
- Magasabb impulzus frekvencia: 2 Hz-120 Hz
- Szemléletes LCD kijelző
- Akkumulátoros kivitel



3 az 1-ben

3 év
garancia

17.990 Ft

Jav. fogy. ár: 19.990 Ft



INFRALÁMPA 150W-OS IZZÓVAL

VIVAMAX

GYVIL150

Extra termékfunkciók:

- **Állítható a kezelés intenzitása:** 4 fokozat (75-150 W között)
- **Beállítható a kezelési idő:** 10, 30, 40 perc
- A lámpa dőlésszöge állítható

Az infraterápiát előszeretettel használják:

- Reumatikus jellegű panaszoknál
- Megfázásos és allergiás tünetek enyhítésére stb.

2 év
garancia

150W

Időzítő
Intenzitás
kapcsoló

11.990 Ft helyett
9.990 Ft

(Szuper ár!)

INFRALÁMPA 100W-OS IZZÓVAL

VIVAMAX

GYVIL100

A lámpa dőlésszöge állítható

Az infraterápiát előszeretettel használják:

- Reumatikus jellegű panaszoknál
- Megfázásos és allergiás tünetek enyhítésére stb.

100W

2 év
garancia

7.990 Ft

Jav. fogy. ár: 8.990 Ft



VIVALIGHT POLARIZÁLT FÉNYŰ LÁMPA

VIVAMAX

EP Egészséggépztári termék!

GYVPL

A polarizált fény kedvezően hat a sejttevékenységgel összefüggő biológiai folyamatok javítására, segítésére, illetve helyreállítására. Különösen jól alkalmazható ez a hatás olyan esetekben, amikor az elváltozás a test felületén jelentkezik, sebek, valamint fekélyek esetén.

3 év
garancia



Szinterápiás szett
(GYVST): **27.990 Ft**

54.990 Ft helyett
49.990 Ft

(Szuper ár!)



VÉROXIGÉNSZINT MÉRŐ (PULZOXIMÉTER)

VIVAMAX

GYVVOM

- Grafikus impulzus kijelzés
- Higiénikus és modern infravörös technológiával
- Színes és szemléletes OLED kijelző
- 4 irányú nézettel és 6 kijelző beállítással
- Beállítható figyelmeztető hang alacsony mért érték esetére
- SpO2 méréstartomány: 70-99%
- Pulzusszám mérési tartomány: 30-240 BPM

9.990 Ft helyett
8.990 Ft



WINIX MULTIFUNKCIÓS ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ

WINIX

GYWL500

- UV-C LightCel technológia: UV-C fénnel fertőtleníti a vizet
- Hideg és meleg pára készzésére egyaránt alkalmas
- 7,5 literes víztartály
- Magas pára kibocsátási kapacitás: 400 ml/óra
- Beállítható a kívánt páraszint 40% és 60% közötti értékre
- 5 fokozatban állítható pára intenzitás
- Időzíthető működés: 2, 4, 8 vagy 12 óra
- Kényelmesen, felülről tölthető
- Kapcsolható éjszakai fény funkció
- Tartozék vízlágyító kapszulával és aromapárnákkal eukaliptusz és levendula illatban



Hideg pára Meleg pára



2 év
garancia

50 m²

Új!

39.990 Ft
Jav. fogy. ár: 49.990 Ft
Bevezető ár!

KOMPRESSZOROS INHALÁTOR

EMED

EP Egészségpénztári termék!

GYA1600; GYA1500

Letisztult, olasz dizájn!

- A készülék bármely folyékony gyógyszert képes porlasztani, így megkönnyíti annak belégzését.
- Az inhalátor támogatja a hatóanyagok gyorsabb felszívódását.
- Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánlott.

Termékjellemzők:

- Zajszint: <63 dB
- Porlasztási kapacitás: 0,25 ml/perc
- Átlagos szemcseméret : 5 µm

Tartozékok:

- gyógyszeradagoló
- felnőtt maszk
- gyermek maszk
- szájszutor
- tartalék szűrő (2 db)



Új!

14.990 Ft/db
Jav. fogy. ár: 15.990 Ft

2 év
garancia

HORDOZHATÓ MESH INHALÁTOR

VIVAMAX

EP Egészségpénztári termék!

GYV18

- Extra csendes működés
- Salvus gyógyvízzel is használható!
- Könnyű (kb. 110 gr), hordozható kivitel
- Beépített zene funkcióval, USB csatlakozóval letöltheti rá saját zenéit (8MB)
- Átlagos szemcseméret: 2,5 µm
- Porlasztási kapacitás: kb. 0,35 ml/perc
- Gyógyszertartály kapacitás: 10 ml
- Energiaforrás: DC4.8 V lítium-titán elem vagy DC5.0V AC adapterrel
- Teljesítmény: 3 W
- Méret: 4 x 4 x 9 cm

Alaptartozékok:

- szájszutor
- 1 db felnőttmaszk
- 1 db gyermekmaszk
- mikro USB kábel, tartózsák

2 év
garancia

26.990 Ft helyett
23.990 Ft



RENDELÉSRE!
Elérhető kb. dec. 10-től.

GYV22 ÉRINTÉSMENTES MULTIFUNKCIÓS LÁZMÉRŐ

VIVAMAX

EP Egészségpénztári termék!

GYV22

- 3 színű eredményértékelés
- Választható néma üzemmód
- 32 memóriahely
- Automatikus kikapcsolás 30 mp után
- Mérési pontosság: +/-0,3 °C
- Mérési tartomány testhőmérséklet esetén: 32,0°C - 42,9°C
- Energiaforrás: 2 db AA elem

- ✓ Testhőmérséklet mérésére
- ✓ Bébiételekhez
- ✓ Fürdővízhez
- ✓ Szobahőmérséklet méréshez

4 az 1-ben



2 év
garancia

11.990 Ft helyett
9.990 Ft

Szuper ár!

DIGITÁLIS LÁZMÉRŐ FLEXIBILIS FEJEL

VIVAMAX

EP Egészségpénztári termék!

GYVLT15S

- Rugalmas, 60°-ban hajlítható fej
- Vízálló borítás
- Automatikus kikapcsolás
- Mérési idő: 60 mp
- Utolsó mérési eredmény tárolása
- Hangjelzés az egyszerűbb használatért

Ajánlatunk!
HIGANYMENTES
LÁZMÉRŐ

GYVDL1 EP

1.990 Ft helyett
1.690 Ft



990 Ft helyett
890 Ft



SALTY-AIR ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ TERMÉKCSALÁD

3az1-ben párasító rendszer, forradalmian új kialakítás: hagyományos-, Salvus gyógyvizet párasítás és aromaterápia egy készülékben! Víztartálya speciális, ellenálló műanyagból készült, míg ultrahangos porlasztójához korrózióálló rozsdamentes acél betétet használtunk.

1. Hagományos párasítás

A készülék segítségével ideális páratartalmat varázsolhat otthonába.

2. Salvus gyógyvizet párasítás

A Salvus gyógyvíz párja jótékony hatással van a légutak hurutos megbetegedéseinek kezelésére, nyákoldásra, rekedtség esetén a hangszálak regenerálására, illetve használható Astma bronchiale, Croup-szindróma és a dohányzás okozta panaszok esetében is.

3. Aromaterápia

Az illatosabb és egészségesebb levegőért és a még intenzívebb illatért, akár közvetlenül a korrózióálló víztartályba cseppentve.



- ✓ Vízrel
 - ✓ Salvus gyógyvízzel
 - ✓ Illóolajokkal
- is használható!



További hasznos tartalmakért keresse fel weboldalunkat!



SALTY-AIR "PRÉMIUM" ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ

VIVAMAX

- Távirányítóval kényelmesen működtethető
- Magas pára kibocsátási kapacitás: max. 250 ml/óra
- 3,6 literes víztartály
- Akár 13 órás folyamatos működésre alkalmas
- Beállítható működési idő
- Szabályozható intenzitás
- Beállítható páraszint
- Automatikus kikapcsolás alacsony vízszint esetén
- Ajánlott helyiségméret: max. 30 m² hagyományos párasítás esetén
- Korrózióálló műanyag tartály
- 7 féle szín rotálható vagy tetszőlegesen választható, illetve ki is kapcsolható
- Antibakteriális hatású víztartály (SGS tanúsítvány)



Távirányítóval és digitális páraszint kijelzéssel

Ajánlatunk!

100%-OS TISZTASÁGÚ VIVAMAX ILLÓOLAJOK

GYVL...

990 Ft-tól



GYVH48



22.990 Ft
Jav. fogy. ár: 24.990 Ft

SALTY-AIR "COMPACT" ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ

VIVAMAX

GYVH47

- Pára kibocsátási kapacitás: max. 200 ml/óra
- 2,6 literes víztartály
- Akár 10 órás folyamatos működésre alkalmas
- Szabályozható intenzitás
- Ajánlott helyiségméret: max. 20 m² hagyományos párasítás esetén
- Tetszőleges saját matricával igény esetén dekorálható
- Antibakteriális hatású víztartály (SGS tanúsítvány)



13.990 Ft
Jav. fogy. ár: 14.990 Ft



Dekorálja kedvenc MATRICÁJÁVAL!*

*A kép csak illusztráció, a csomag matricát nem tartalmaz.

SALVUS GYÓGYVÍZ 1,5 L

SALVUS

GYVALV

- A bükkszéki eredetű gyógyvíz összetételét tekintve a világon egyedülálló, igen magas összes oldott anyag tartalmú (22.500 mg/l).
- Magas ásványi só tartalmú, alkálihidrogén-karbonátos-kloridos, brómos-jodidos gyógyvíz
- Alkalmazási terület:
 - Légúti hurutos megbetegedések esetén: ultrahangos párasító készülékkel vagy szaunavízként belélegző kúra
 - Gyomorbetegségek esetén ivókúra



890 Ft
0,593 Ft/ml
Jav. fogy. ár: 990 Ft

PÁRATARTALOM ÉS HŐMÉRŐ BELTÉRI HASZNÁLATRA

VIVAMAX

GYVPM

- Páraszint- és hőmérséklet kijelzés
- Dátum- és idő kijelzés
- Ébresztőóra funkció
- Memória funkció
- Vízszintes felületre vagy falra is helyezhető

3.490 Ft helyett 2.990 Ft



DELUXE MASSZÁZSÜLÉS állítható nyakmasszázzsal

VIVAMAX

EP Egészségpénztári termék!

GYVM24

Duplasoros görgőkkel és nyakmasszázzsal a még intenzívebb masszázsszélmenyért!

Shiatsu nyakmasszázs: széles spektrumon állítható nyakmasszázs magasság.

Shiatsu hátmasszázs: a készülék dupla görgősorral rendelkezik.

Melegítő funkció: segíti az izmok és a szervezet jobb ellazulását.

Vibrációs masszáz: intenzív vibrációs motorok az ülő részen.

Pontmasszázs funkció: a shiatsu masszáz egy ponton megállítható.



79.990 Ft helyett
59.990 Ft
Szuper ár!

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

A 3 masszázszónában állítható duplasoros hátmasszírozó görgők a hagyományos masszírozókhoz képest nagyobb felületen masszíroznak. A készülék különlegessége az állítható magasságú, intenzív nyakmasszírozó egység, mely a csuklyás izmok intenzív masszírozásával teszi teljessé a terápiás masszázst.

"3D" HÁTMASZÍROZÓ

VIVAMAX

GYVM39



Nagy masszázsfelület

14 db görgő egyidejű mozgása nyújt extra masszázsszélmenyt.



S-track masszáz

3D masszáz, mely során a görgők mozgása a gerinc ívét követi.



Hőterápia

a kellemes meleg fokozza a masszáz jótkony hatását.

- Teljes hátat lefedő masszáz
- Teljesítmény: 30 W
- A termék mérete: 40 x 61 x 12 cm

Speciális masszázstechnika:
síkból kiemelkedő görgők a teljes hát felületén



34.990 Ft
Jav. fogy. ár: 39.990 Ft

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.



61 cm

SHIATSU UNIVERZÁLIS MASSZÍROZÓ PÁRNA

VIVAMAX

GYVM29

Számos testrészt masszírozására alkalmas!

- Állítható tartóhevederének köszönhetően a szék hát-támlájának bármely részére felszerelhető
- A melegítő funkció fokozza a masszáz jótkony hatását
- Több testrészen használható: nyak, hát, derék, comb, vádli
- Egygombos vezérlés



Shiatsu masszáz

Tradicionális ujjnyomós masszáz 4 masszázsgörgővel.



Kényeztető hőterápia

Fokozza a shiatsu masszáz jótkony hatását.



Univerzális használat

Masszírozza nyakát és csuklyás izmait vagy próbálja ki a hát egyéb területein, illetve más testrészeken is.



14.990 Ft helyett
12.990 Ft



DELUXE LÁBMASSÍROZÓ KÉSZÜLÉK LÉGPÁRNÁKKAL

VIVAMAX

GYVM28

Exkluzív masszázsszám a lábaknak

2 év
garancia



59.990 Ft
Jav. fogy. ár: 69.990 Ft

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

A Vivamax DeLuxe lábmasszírozó görgőkkel és légpárnákkal végez masszázst a lábfejen, így segít megszabadulni a napi stressztől, kikapcsolódni és ellazulni.



Légpárnák:
intenzív masszázs a lábfejek ellazítására



Hőterápiás görgők:
a talp stimulálása „előre-hátra” mozgással



Forgó görgők:
intenzív forgómozgással stimulálják a talp akupunktúrás pontjait



Személyre szabható masszázs:
2 automata mód, 6 intenzitás és 2 fokozatú hőterápia



VITALITY LÁBMASSÍROZÓ

VIVAMAX

GYVM20

Frissítő lábmasszázs az Ön otthonában is!

- Exkluzív masszázsszám a lábaknak
- Görgős masszázs a talpon, párnás masszázs a bokánál
- Innovatív melegítő funkció
- 3 automata masszázsprogram
- Távirányító segítségével könnyen kezelhető



Masszírozó párnák



Hőterápiás masszírozó golyócskák



Forgó görgők



2 év
garancia

44.990 Ft helyett
34.990 Ft
Szuper ár!

SHIATSU TALPMASSÍROZÓ

VIVAMAX

GYVM38

- A 16 db forgó masszázsfaj és a 10 db shiatsu masszírozó görgő biztosítja a teljeskörű talpmasszázst.
- A shiatsu masszázstechnikát alkalmazó görgők a tradicionális ujjnyomós technikához hasonló masszázst biztosítanak.
- Választható masszázserősség: alacsony és magas intenzitás.
- A masszázst még intenzívebbé teheti a kiegészítő hőterápia, mely tetszés szerint kapcsolható.
- A termék bármilyen lábméret esetén kiváló masszázst nyújt.
- Automatikus kikapcsolás 15 perc után
- Teljesítmény: 30 W

2 év
garancia

29.990 Ft
Jav. fogy. ár: 34.990 Ft



AKUPRESSZÚRÁS MASSZÁZSPAPUCS

VIVAfit

GYVFMP...

- 2x33 db rúgós masszírozófej
- Több méretben: 38-45

4.990 Ft
Jav. fogy. ár: 6.490 Ft
Szuper ár!



DELUXE MÁGNESES TALPBETÉT

VIVAfit

GYVFMP...

- 2x11 db nagy erősségű mágnessel
- Több méretben: 36-44

2.990 Ft helyett
1.990 Ft
Szuper ár!



"INTENSE GUN LITE" MASSZÁZSPISZTOLY

VIVAMAX

GYVM37

- Intenzív masszáz: 4 sebességfokozat
- Könnyen hordozható, könnyű, kompakt méret
- Vezeték nélküli használat
- 4 db cserélhető masszázsfej
- C típusú USB töltő, telefontöltő adapterrel is kompatibilis
- Töltési/működési idő: kb. 3,5 óra

A masszázspisztoly extra erős, magas frekvenciájú precíziós masszázsal aktiválja az izmokat, serkenti a véráramot, jelentősen csökkentheti az izmok regenerálódási idejét és enyhíthet egyes izompanaszokat.



Ajánlatunk!
"INTENSE GUN" TERÁPIÁS
MASSZÁZSPISZTOLY

GYVM36

Szuper ár!

49.990 Ft helyett

39.990 Ft

Részletek a 16. oldalon!

29.990 Ft

Jav. fogy. ár: 33.990 Ft

2 év
garancia

SHIATSU UNIVERZÁLIS MASSZÍROZÓ

VIVAMAX

GYVM23

Nyak-, derék- és hátmasszírozásra is kiváló!



Shiatsu masszáz

Tradicionális ujjnyomós masszáz 4 masszázsgörgővel.



Kényeztető hőterápia

Fokozza a shiatsu masszáz jóhatását.



Univerzális használat

Masszírozza nyakát és csuklyás izmait vagy próbálja ki a hát egyéb területein, illetve más testrészekén is.



24.990 Ft helyett
19.990 Ft

Szuper ár!

2 év
garancia

VITALITY KÉZIMASSZÍROZÓ

VIVAMAX

GYVMK3

Frissítse fel testét és lelkét egyaránt!

- A négy cserélhető fejnek köszönhetően a masszáz mélyre szabható
- Négy automata program
- Állítható masszázserősség
- A készülék ergonomikus, ívelt formája intenzívebbé teszi a masszázst



**Cserélhető
masszázsfejekkel!**



2 év
garancia

9.990 Ft helyett
8.990 Ft

MOTORIZÁLT SÉTÁLOPAD KAPASZKODÓVAL

VIVAMAX

Használja sétálásra vagy akár kocogásra!

- Állítható sebesség: 1-6 km/óra között
- LED kijelző: sebesség, idő és elégetett kalória megjelenítése
- Távirányítóval kényelmesen irányítható
- 2 csavar eltávolítása után könnyedén lehajtható kapaszkodó (igény esetén le is szerelhető)
- Praktikus telefontartóval
- Kompakt méret: akár az ágy alatt is tárolható (121 x 54 x 93 cm)
- Könnyen áthelyezhető (az elől lévő 2 görgő segítségével)
- Max. terhelhetőség: 100 kg

Ajánlatunk!

AKTIVITÁSMÉRŐ OKOSÓRÁK

Rosegold-pink: GYVORP;
rosegold-fekete: GYVORB; silver-fekete: GYVOSB

17.990 Ft/db
Jav. fogy. ár: 19.990 Ft

Részletek a 16. oldalon



GYVSP

Akár
6 km/órás
sebesség!

Ajánlatunk!
99.990 Ft

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

SLIM CRAZY FIT "BASIC" VIBRÁCIÓS TRÉNER

VIVAMAX

GYVF21

- Kis helyen elfér, csupán 14 cm magas
- 5 automata program
- 99 választható sebesség
- Teherbírás: 120 kg
- Egyszerűen kezelhető
- Távirányítóval is működtethető
- 2 gumikötél a hatékonyabb és változatosabb gyakorlatvezetésért

49.990 Ft
Jav. fogy. ár: 69.990 Ft
(Szuper ár!)



RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

SLIM CRAZY FIT "PRO PLUS" VIBRÁCIÓS TRÉNER

VIVAMAX

GYVF23

Lényeges különbségek az alapmodellhez képest:

- 3 féle vibrációs mód: lineáris, horizontális és intenzív 3D rezgés
- Dupla motoros kivitel, 2x200W teljesítmény
- Bluetooth hangszóró
- Kihajtható kapaszkodók
- Megnövelt teherbírás: 150 kg



89.990 Ft
Jav. fogy. ár: 99.990 Ft

RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.



"MULTICARE" TESTÖSSZETÉTEL ELEMZŐ MÉRLEG

VIVAMAX

GYVBF3

A készülék a testsúly mellett a következő értékeket is méri:



Testzsír: A zsírszövet aránya a teljes testtömeghez viszonyítva. Minden fogyókúra fontos mérőszáma a testtömeg csökkenés mellett.



Izomtömeg: Az izomtömeg százalékos arányát adja meg. Az egészséges életmódhoz elengedhetetlenül fontos testedzések hatékonyságának mérésére is használható!



Test hidratáltság: A szervezet víztartalmát adja meg. A napi megfelelő folyadékbevitel élettanilag rendkívül fontos, a funkció ennek nyomon követésére is használható.



Csonttömeg: A csonttömeg százalékos arányát mutatja. Kifejezetten hasznos lehet csontritkulás megelőzésében és felismerésében is.



Ajánlott napi kalóriabevitel: A betáplált értékek (nem, kor, magasság) és a mért eredmények alapján tesz javaslatot az optimális napi kalóriabevitelre.



BMI – Testtömeg index: Megmutatja a testtömeg és a magasság arányát. Az érték segítségével megtudhatja, hogy testtömege normál tartományba esik-e.

További termékjellemzők:

- Szuper vékony: 2,2 cm
- Méréshatár: 150 kg
- Memória: 12 felhasználó
- Energiaforrás: 2 x AAA elem (nem tartozék)



3 év
garancia

6.990 Ft
Jav. fogy. ár: 7.990 Ft

Letölthető gyakorlatfüzet: www.vivamax.hu

ULTRAHANGOS ILLÓOLAJ PÁROLOGTATÓK

VIVAMAX

GYVH37V; GYVH37

- Fény- és színterápia: 14 féle színárnyalat
- Átlagosnál nagyobb víztartály (300 ml) – akár 8 órás folyamatos működésre is alkalmas
- Időzíthető működési idő: 1, 3 vagy 6 óra
- Három fokozatban szabályozható pára kibocsátás
- Pára kibocsátás: max. 36 ml/óra
- Csendes működés: akár éjszaka is használható

2 féle
színben

2 év
garancia

Ajánlatunk!

“ESSENCE” AROMADIFFÚZOR

GYVH49

14.990 Ft

Jav. fogy. ár: 16.990 Ft

Részletek a 16. oldalon!



15.990 Ft helyett
13.990 Ft/db



ULTRAHANGOS ILLÓOLAJ PÁROLOGTATÓ

VIVAMAX

GYVH44

- **Aromaterápia:** bármilyen illóolajjal használható
- **Fény- és színterápia:** a színek rotálhatók vagy teljesen választhatók
- **Időzíthető működés:** folyamatos, illetve 1 vagy 3 órára beállítható működési idő. Akár 10 órás folyamatos működés
- **Víztartály kapacitás:** 300 ml
- **Pára kibocsátás:** max. 30 ml/óra

2 év
garancia

11.990 Ft
Jav. fogy. ár: 12.990 Ft



ULTRAHANGOS AROMAPÁROLOGTATÓ ÉS ÉJSZAKAI FÉNY

VIVAMAX

GYVH35

- **Szakaszos és folyamatos működés:** a folyamatos pára kibocsátás mellett lehetőség van szakaszos, 30 másodpercenkénti pára kifúvással használni.
- **Aromaterápia:** Vivamax illóolajok használatával segítheti a relaxációt, és hozzájárulhat a nyugodt alváshoz.
- **Fény- és színterápia:** a színek rotálhatók vagy teljesen választhatók
- **Víztartály:** 100 ml
- **Pára kibocsátás:** szakaszos: 15 ml/óra, folyamatos: 30 ml/óra

2 év
garancia

11.990 Ft helyett
9.990 Ft



100%-OS TISZTASÁGÚ VIVAMAX ILLÓOLAJOK

VIVAMAX

GYVI...

Az aromaterápia segít megőrizni jó közérzetünket és kedélyállapotunkat. Illóolaj párolgató készülékeinkhez vásároljon a 100%-os tisztaságú Vivamax illóolajok közül!

Grapefruit
illóolaj 10 ml

1.390 Ft



Teafa illóolaj
10 ml

1.390 Ft



Édes narancs
illóolaj 10 ml

990 Ft



Eukaliptusz
illóolaj 10 ml

990 Ft



Borsmenta
illóolaj 10 ml

1.390 Ft



Citrom illóolaj
10 ml

1.190 Ft



Levendula
illóolaj 10 ml

1.390 Ft



Erdei fenyő
illóolaj 10 ml

1.390 Ft



990 Ft-tól

ILLÓOLAJ PÁROLOGTATÓ USB CSATLAKOZÓVAL

VIVAMAX

GYVH27

- Bárhová magával viheti, használja akár autóban, akár a laptopjára!
- Állítható intenzitás: 10, 30, 60 másodpercenként fúj illóolaj párat a levegőbe
- Kivehető és könnyen tisztítható illóolajtartály (1 ml)

3 db-os utántöltő szett

(GYVH27U): **1.990 Ft**

3.990 Ft

Jav. fogy. ár: 5.990 Ft

Szuper ár!



VIVAMAX IONOS LÉGTISZTÍTÓ POLLENSZŰRŐVEL

VIVAMAX

GYVLH

- HEPA és aktív szén szűrő:** nagy hatékonysággal szűri ki a levegőben terjedő legfinomabb méretű – 3 µm nagyságú – szennyező anyagokat, baktériumokat, pollent, port, allergéneket.
- Negatív ion kibocsátás:** a negatív ionok semlegesíthetik a mikroszennyeződéseket.
- Aromaterápia:** a beépített illóolaj párologtató modulnak köszönhetően mindig a hangulatához illő illatot választhatja.
- Szabályozható intenzitás
- Ajánlott helyiségméret: max. 20 m²
- Magasság: 28 cm

Ajánlatunk!

PLAZMA LÉGTISZTÍTÓ HEPA SZŰRŐVEL

Szuper ár!
GYPA600
17.990 Ft
Jav. fogy. ár: 22.990 Ft

2 év
garancia

36.990 Ft helyett
29.990 Ft
Szuper ár!

További szűrőbetét
(GYVLHSZ): **5.990 Ft**



WINIX ZERO PRO

WINIX

GYWZP

- Ötszintű levegőtisztítás
- Levegőszennyezettség érzékelő
- Dual Sensor technológia (por és szag)
- Vizuális levegőminőség kijelző
- Szűrőbetét szett: 1 db aktív szén szűrő és 1 db antimikrobiotikus TrueHEPA szűrő

2 év
garancia

120 m²

- Mosható anyagú előszűrő
- Aktív szén szűrő (AOC)
- True HEPA szűrő
- Cleancel™ technológia
- Plasmawave® technológia

További szűrőbetét szett
(GYWZPSZ): **29.990 Ft**

99.990 Ft
Jav. fogy. ár: 119.990 Ft
Szuper ár!



RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

WINIX ZERO

WINIX

GYWZ

- Négyszintű levegőtisztítás
- Levegőszennyezettség érzékelő
- Vizuális levegőminőség kijelző
- Szűrőbetét szett: 4 db szén szűrőlap és 1 db TrueHEPA szűrő

2 év
garancia

99 m²

- Mosható anyagú előszűrő
- Aktív szén szűrő (AOC)
- True HEPA szűrő
- Plasmawave® technológia

További szűrőbetét szett
(GYWZSZ): **17.990 Ft**

79.990 Ft
Jav. fogy. ár: 89.990 Ft
Szuper ár!



FERTŐTLENÍTŐ KÉSZÜLÉK UV FÉNNYEL

Az UV-C fénnel történő fertőtlenítés kiváló kiegészítője lehet a védekezésnek és segítheti a megelőzést: használatával akár a kórokozók 99,9%-át is semlegesítheti. Előnye más fertőtlenítő eljárásokkal szemben, hogy gyors, tiszta, vegyszermentes és szagtalan módszer.

HORDOZHATÓ FERTŐTLENÍTŐ KÉSZÜLÉK UV FÉNNYEL

VIVAMAX

GYVUV1

- Hordozható kivitel, kényelmesen elfér egy táskában is
- Ideális még a nehezen elérhető felületek fertőtlenítésére is
- Nagyobb felületek esetén is használható
- Energiaforrás: 4 db AA elem


-50%

11.990 Ft helyett
5.995 Ft
Szuper ár!

HATÉKONYSÁG:
99,9%

-50%

14.990 Ft helyett
7.495 Ft
Szuper ár!



FERTŐTLENÍTŐ KÉSZÜLÉK UV FÉNNYEL

VIVAMAX

GYVUV2

- Aromaterápiás funkcióval a szagok semlegesítésére
- Kisebb eszközök (toll, kulcs, telefon, fésű, ékszer stb.) fertőtlenítésére
- Üzem módok: gyors (10 perc) és intenzív (30 perc)
- USB csatlakozóval működtethető





SMR MASSZÁZSHENGER 2 az 1-BEN

VIVAMAX

Két henger egy áráért!

GYVF10

Egy bordázott henger és egy sima felületű henger a hatékony SMR masszázs elérése érdekében!



Külső, bordázott henger!

7.990 Ft helyett
6.990 Ft

Belső, sima felületű henger!

SMR HENGER

VIVAMAX

GYVF19

- Erősebb bordázat
- Méret: 33 x 14 cm



4.490 Ft
Jav. fogy. ár: 4.990 Ft

SMR HENGER

VIVAMAX

GYVF20

- Sima felület
- Méret: 33 x 14 cm



3.990 Ft helyett
3.490 Ft

„GERINC DOKTOR PRO” HÁTNYÚJTÓ PAD

VIVAfit

GYVGD2

Gerinckímélő borítással és intenzívebb akupresszúrás masszázzsal!

Napi 5 perces használata segíthet:

- a hátfájás csökkentésében, illetve megelőzésében
- a helyes testtartás kialakításában
- a gerinc természetes görbületének visszaállításában
- a váll- és a hátizmok rugalmasságának javításában

A termék hossza 39 cm, íve 3 fokozatban állítható állapotától függően.

Új!



8.990 Ft
Jav. fogy. ár: 9.990 Ft
(Bevezető ár!)

„MINIBIKE PRO” SZOBAKERÉKPÁR

VIVAMAX

GYVF17

- Terápiás célokra javasolt
- Idősek számára is kényelmes
- Könnyen tárolható (akár ágy alatt is)
- Bármely helyiségben használható
- Lábbal és kézzel hajtván is használható
- Állítható erősségi fokozatok
- Digitális kijelző



22.990 Ft helyett
19.990 Ft

Akár kézzel is hajtható!



Digitális kijelző!

DINAMIKUS ÜLŐPÁRNÁK

VIVAMAX

Kék: GYVBD; Fekete: GYVBDF

Az optimális ültartásért!

- A levegővel telt párna tehermentesíti a gerincet
- Elősegíti a helyes testtartást
- Erősíti a hát- és hasizmokat
- Ülésre és tornagyakorlatokhoz is használható

Ajánlatunk!

GIMNASZTIKAI LABDÁK

GYVGL45-től
3.490 Ft/db-től



4.990 Ft helyett
3.990 Ft/db

(Szuper ár!)



AKUPRESSZÚRÁS MATRAC ÉS PÁRNA

VIVAMAX

GYVAMP

Az akupunktúrás pontok stimulálása javítja a szervezet vérkeringését, csökkenti az izomfeszülést, növeli az endorfintermelést.

AKUPRESSZÚRÁS MATRAC

VIVAMAX

GYVAM



9.990 Ft helyett
8.990 Ft



4.990 Ft
Jav. fogy. ár: 6.990 Ft

(Szuper ár!)

ORTOCARE TÉRDSZORÍTÓ SZILIKON BETÉTTEL ÉS FÉM MEREVÍTÉSSEL

VIVAfit

GYVFTSZ...

Új generációs szorító a stabil, mégis kényelmes tartásért!

- Spirál szerkezetű, rugalmas fém merevítés: extra erős tartást biztosít a térdnek, ugyanakkor viselete mégis kényelmes
- Puha szilikongyűrű a térdkalács védelmére
- A térdízület anatómiájához igazodó, kombinált szövési technika
- Rugalmas, tartós anyag: maximális védelem mellett is szabad mozgást enged a térdnek
- Csúszásgátló szilikon csík
- Méretek: S, M, L, XL


Speciális, kombinált szövési technika

Szilikon gyűrű a lágy szövetek és a térdkalács védelmére

Szilikon csúszásgátló csík

Két oldalt rugalmas, spirál szerkezetű fém merevítés

Extra rugalmas, mégis tartós anyag



5.990 Ft
Jav. fogy. ár: 6.490 Ft

TOVÁBBI ORTOCARE SZORÍTÓK

Bokaszorító

Könyökszorító

Csukló- és kézfej szorító

Derékszorító



5.990 Ft
GYVFBSSZ...



5.990 Ft
GYVFKSZ...



4.490 Ft
GYVFCSSZ...



8.990 Ft
GYVFDSSZ...

HERBAL FREEZE GÉL IZOMFÁJDALOMRA

HERBAL FREEZE

GYEHF100

- Intenzív, azonnali hatás izomfájdalom, ízületi gyulladás esetén!
- Gyors felszívódás
- Tartósítószer-, illat- és mesterséges színezékmentes
- 5 féle gyógynövény felhasználásával

Ajánlatunk!

LAVENDER FREEZE GÉL

GYELF175
Kiszerezés: 175 ml
1.790 Ft
Jav. fogy. ár: 1.990 Ft
10,3 Ft/ml



Kiszerezés: 100 ml

1.990 Ft helyett
1.690 Ft
16,9 Ft/ml



ELASZTIKUS DERÉKSZORÍTÓ ÖV MÁGNESSEL ÉS TURMALINNAL

VIVAfit

GYVFMTE...

- Intenzív mágnesoterápia elől-hátul 10-10 db mágnessel
- A turmalin az általa kibocsátott távoli infrasugaraknak és negatív ionoknak köszönhetően erősítheti a jótékony hatást
- A személyre szabható elasztikus erősséget a különleges kialakítású dupla hevederek, az extra erős tépőzár és a bordázott szerkezetű, rendkívül jól szellőző gumiszalag biztosítják
- Ergonomikus kialakításának köszönhetően egyszerre kényelmes, mégis erősen tart
- Méretek: S, M, L, XL

Ajánlatunk!

SPORT DERÉKSZORÍTÓ
MEREVÍTÉSSEL ÉS ELASZTIKUS
PÁNTRENDSZERREL

GYVFSZD...
4.990 Ft
Jav. fogy. ár: 5.990 Ft



7.990 Ft
Jav. fogy. ár: 8.990 Ft

DELUXE TARTÁSJAVÍTÓ HÁTPÁNT

VIVAfit

GYVFTH

- Ergonomikus, kecses kialakításának köszönhetően ruha alatt viselve mások számára láthatatlan
- Kiváló minőségű, bőrbarát, légáteresztő anyag speciális szellőző lyukacsokkal
- Tépőzárral állítható, kényelmes, párnázott vállpántok
- Egy méretben

Ajánlatunk!

ORTOCARE TARTÁSJAVÍTÓ
HÁTTAMASZ MEREVÍTŐVEL

GYVFTHT...
6.990 Ft helyett
6.490 Ft



5.490 Ft helyett
4.990 Ft

LÉGPÁRNÁS VÉNAMASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

VIVAMAX

GYVTVM

A láb keringési rendellenességeinek kezelésére!

- A teljes láb (lábfej, lábszár és comb) kezelésére
- A lábszár és comb mandzsetták külön is használhatóak
- 9 kezelési mód
- Méretre igazítható, tépőzáras mandzsetták
- Hálózatról és elemmel is működtethető

Javallatok:

- Használható visszeres láb kezelésére
- Javíthatja a vér- és nyirokkeringést
- Csökkentheti a nehézláb érzést és a lábduzzanatot
- Ajánlott narancsbőr kezelésére, karcsúsító, feszesítő hatású

Ajánlatunk!

VEERA KOMPRESSZIÓS
HARISNYÁK

GYEKH...
1.790 Ft-tól



33.990 Ft helyett
29.990 Ft

MEMÓRIAHABOS DELUXE ALVÓPÁRNA

MEMORY plus

GYVMF8

- Ergonómiai kialakításának köszönhetően tökéletes alátámasztást nyújt a nyaki csigolyáknak.
- Oldalt és hanyatt fekvőknek egyaránt ajánlott.
- Kétféle huzatanyag: a hipoallergén, antibakteriális hatású fedőréteg és légáteresztő oldalsó anyag.
- Mérete: 60 x 34 x 11/7 cm

Ajánlatunk!

MEMÓRIAHABOS ALVÓPÁRNA

GYVMF9

6.990 Ft



7.990 Ft

(Szuper ár!)

MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI ALVÓPÁRNA

MEMORY plus

GYVMF4

- Bambuszszálas hipoallergén huzattal
- Formáját a test anatómiájához igazodva fejlesztették ki
- Kontúrja tökéletes alátámasztást nyújt a csigolyáknak, ezzel biztosítva a nyugodt és pihentető alvást
- Huzata levehető, így könnyedén tisztítható
- Méret: 50 x 30 x 10/7 cm

Ajánlatunk!

MEMÓRIAHABOS LÁBTÁMASZTÓ PÁRNA

GYVMF7

5.990 Ft

Szuper ár!



6.990 Ft

(Szuper ár!)

MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI ÜLŐPÁRNA

MEMORY

GYVMF6

- Segít enyhíteni a deréktájban keletkező nyomást
- Huzata levehető és mosható
- Öves kialakításának köszönhetően a székhez rögzíthető
- Méret: 45 x 38 x 8 cm

RENDELÉSRE!
Elérhető kb. dec. 10-től.

6.990 Ft

(Szuper ár!)



FELFÚJHATÓ TERÁPIÁS NYAKPÁRNA

VIVAfit

GYVFNVT

- Tehermentesíti a nyaki izmokat, nyújtja a nyaki szakaszt

Ajánlatunk!

MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI NYAKPÁRNA

GYVMF3

4.990 Ft

Szuper ár!



5.490 Ft

MEMÓRIAHABOS ANATÓMIAI DERÉKTÁMASZ

MEMORY plus

GYVMF2

- Ergonomikus forma: biztosítja a gerinc ortopédiai megtámasztását
- A lyukacsos textília jobb szellőzést biztosít
- Szék támlájához is rögzíthető
- Használható autóban is
- Méret: 34 x 31 x 12 cm

5.990 Ft

(Szuper ár!)



ELEKTROMOS MELEGÍTŐ PÁRNA

VIVAMAX

GYVH18

- Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
- Túlmelegedés elleni védelem
- Méret: 40 x 32 cm
- Levehető, mosható huzat
- Teljesítmény: 60 W

RENDELÉSRE!
Elérhető kb. dec. 10-től.

7.990 Ft

8.990 Ft helyett



DELUXE MELEGÍTŐ PÁRNA

VIVAMAX

GYVH41

- Puhább, vastagabb kivitel
- Automatikus kikapcsolás
- Szabályozható hőmérséklet
- Levehető, mosható huzat
- Intenzitás kijelző háttérvilágítással
- Méret: 40 x 30 cm
- Extra teljesítmény: 100 W

9.990 Ft

Jav. fogy. ár: 11.990 Ft



MELEGÍTŐ LEPEDŐ


VIVAMAX

GYVH42

- Szabályozható hőmérséklet (3 fokozat)
- Automatikus kikapcsolás: 3 óra után
- Kijelző háttérvilágítással
- Túlmelegedés elleni védelem
- Extra hosszú, lecsatolható kábel (230 cm)
- Teljesítmény: 60 W

8.990 Ft

9.990 Ft helyett



GYAPJÚ VESEMELEGÍTŐ

MEDIZIN by vivamax


GYMV

Védje testét a hidegtől puha, gyapjú melegítővel!

- 100%-os merinó gyapjú (25 x 65 cm)
- Max. körméret: 120 cm
- Gumírozott pánt, csatos rögzítés

1.990 Ft

Jav. fogy. ár: 2.290 Ft





MÁGNESES-TURMALINOS KARLÁNCOK



Jade
HEALTH & BEAUTY

- ✓ Akár 2000 Gauss erősségű mágnesekkel
- ✓ Rozsdamentes acélból
- ✓ Kivehető szemek, könnyen méretre alakítható
- ✓ Több méretben

MÁGNESES KARLÁNCOK



MÁGNESES KARPHERECEK



Egyes modellek csak
RENDELÉSRE!
Elérhető kb. dec. 10-től.

A termékeket keresse az itt felsorolt üzletekben! Vivamax információs szám: 06-1/889-9080, weboldal: www.vivamax.hu

VIVAMAX mintaboltok és bemutatótermek

- Bp. XIV - Vivamed Egészségtár, Sugár f.sz., Örs v. tere 24., 70/3777-815
- Dunakeszi - Vivamed Egészségtár, Fő út és Liget u. sarkán (buszmegállónál) 70/377-7824

VIVAMAX szaküzletek

- Ajka - Factum-Med Kft., Szabadság tér 4/A., 88/201-373
- Békéscsaba - Prima-Protetika/Gyógy.Szű., Gyulai út 35., 20/952-2135
- Bp. IV - Jókai Biocentrum, Árpád út 77., 1/369-2461
- Bp. XXI - Medicator Kft., Deák tér 1. (csepeli piac) 1/280-5408
- Debrecen - Med-Inco Kft., Széchenyi u. 2., 52/453-570
- Eger - Rehab-Észak Kft., Knéich út 20., 36/320-826
- Gyula - Prima-Protetika/Gyógy. Szű., Semmelweis u. 4., 20/938-8720
- Hatvan - Omker Gyógy. bolt, Grassalkovich u. 13., 30/627-8014
- Hódmezővásárhely - Prima-Protetika/Gyógy. Szű., Kossuth tér 6., 20/939-1151
- Bp. XI - OrtoProfil Centrum - Sport Kórház, Karolina út 27., 1/488-6100/1255
- Kecskemét - Röntgen Kft., Aradi vértanúk tere 5., 76/482-250
- Kiskunfélegyháza - Prima-Protetika/Gyógy.Szű., Attila u. 2., 20/923-4014
- Komárom - Intermed Plusz Kft., Mártírok u. 11., 34/341 249
- Makó - Prima-Protetika/Gyógy.Szű., Szegedi út 2., 20/938-8727
- Mátészalka - Gyógy. Segédeszköz Szű., Kórház u. 2-4., 44/501-530
- Miskolc - Omker Gyógyászati Szaküzlet, Széchenyi u. 62., 30/627-8007
- Orosháza - Prima-Protetika/Gyógy.Szű., Könd u. 59. (Kórház üzletsoron), 20/939-0701
- Ózd - Rehab-Észak Kft., József Attila u. 31/a (Papagáj-ház) 48/471-611
- Szárvas - Prima-Protetika/Gyógy.Szű., Szabadság u. 26., 20/939-1101
- Százhalombatta - Oliva Biobolt, Szent István tér 8. magas fsz.1., 23/350 347
- Szeged - Prima-Protetika/Gyógy.Szű., Pácsi u. 2., 62/310-294
- Szeged - Prima-Protetika/Gy.Szű., Tisza L. krt. 97. (SZTK 1. em.) 20/501-6662
- Szentes - Medi-Vitas Kft., Sima Ferenc u. 39., 63/316-814
- Szerencs - Rehab-Észak Kft., Bekecs út 10. (Rendelőintézet területén), 47/560-130
- Székesfehérvár - Omker üzlet-Egészségcentrum, Távirdu u. 25., 22/503-026
- Szombathely - Medorto Gyógybolt, Király utca 33., 70/774-6743
- Szolnok - Sanitas 98 Kft., Batthyány u. 6., 56/515-258
- Veregyház - Medi-Shop Kft., Szent-Gy. A. u. 2., (Praxis házban), 20/579-3195

VIVAMAX partnerüzletek

- Baja - OrtoProfil-Alföld Kft., Rókus u. 10., (Kórház főbejárata mellett), 79/320-109
- Balassagyarmat - Rehab-Észak Kft., Rákóczi fej. u. 125-127 (Kórház terület), 30/681-1504
- Berettyóújfalu - Szi-Med Gyógyászati Szű., Orbán B. tér 7., 30/648-4375
- Bp. XI - OrtoProfil Centrum - Sport Kórház, Karolina út 27., 1/488-6100/1255
- Bp. XIII - Lajta-Medical Kft., Kék Golyó u. 15/A, 20/614-0444
- Bp. XII - OrtoProfil Centrum - OORI Szanatórium u. 19., 1/391-1900/1347
- Bp. XII - OrtoProfil Centrum-János Kórház, Diós árok 1-3., 1/458-4500/5089
- Bp. XVII - Replant 4 Care Gyógy. segédeszk. üzlet, Ferihegyi út 93., 30/905-7403
- Bp. XIX - Medigor Gyógy. Szű., Üllői út 250., (Spar üzlet mögött) 70/431-3776
- Bp. XX - OrtoProfil Centrum, Ady E. u. 1., 1/289-6252
- Bp. XX - OrtoProfil Centrum - Jahn Ferenc Kórház, Köves u. 1., 1/289-6386
- Bp. XXIII - OrtoProfil Centrum, Táncsics M. u. 104., 1/286-0113/128
- Cegléd - Szent Rókus Gyógy. Pont., Népkör u. 6., 53/312-505
- Celldömök - Celli Gyógybolt, Széchenyi u. 10., 30/828-6490
- Csenger - Egészség Centrum, Rákóczi u. 10., 30/9656-373
- Dorog - Kényelmi Cipők és Egészségmegőrző Eszk. Mária u. 17., 33/440-741
- Dunaújváros - OrtoProfil Centrum - Szent P. KH., Korányi S. u. 4-6., 25/550-494
- Esztergom - Medikont Kényelmi cipők boltja, Petőfi S. u. 45., 33/403-674
- Gödöllő - Medi-Shop Kft., Dózsa Gy. út 1-3., (Otp mellett) 20/984-4500
- Gyöngyös - Thaum Gyógyászati, Kossuth u. 32., 37/316-897
- Gyöngyös - Prima-Protetika/Gyógy. Szű., Dózsa Gy. u. 20-22. (Kórház bejáratánál), 20/968-4755
- Győr - ReplantMed GYSE szaküzlet, Vasvári Pál u. 2. (Kórház 1. em.), 30/506-7398
- Jászberény - OrtoProfil Centrum-Szent E. KH., Szelei u. 2., 57/500-200/0315
- Kalocsa - OrtoProfil Centrum-Szent K. KH., Kossuth L. u. 34-36., 78/461-150
- Keszthely - Ortoprofil-Mecsek Kft., Ady Endre u. 2., 83/311-060/1105
- Kiskunhalas - Prima-Protetika, Dr. Monszpart u. 1. (a kórháznál) 20/939-0025
- Kistelek - Prima-Protetika/Gyógy.Szű., Kossuth u. 19. (SZTK), 20/344-2141
- Lajosmizse - Prima-Prot/Gyógy.Szű., Dózsa Gy. út 104-106. (Egészségházban) 20/222-1205
- Mohács - Ortoprofil-Mecsek Kft., Szepey tér 7., (Kórház területén) 20/253-8913
- Mosonmagyaróvár - Lajta-Medical Kft., Csaba u. 5., 20/926-4777
- Nyergesújfalu - Gyógy. segédeszköz szű., Kossuth L. u. 150., 20/426 5870
- Nyíregyháza - Vitalitás Gyógyászati Szű., Dózsa György u. 7., 42/417-900
- Oroszlány - Gyógy. Segéde. Szű., Fürst S. u. 33. (volt Villamossági bolt), 34/352 505
- Paks - Ortoprofil-Mecsek Kft., Tolnai u. 2., 20/349-9771
- Pápa - Medigor Gy. Szű., Csáky u. 23., (Polgármesteri H. mögött), 70/619-1570
- Pécs - Ortoprofil-Mecsek Kft., Jókai u. 21., 72/216-392
- Siófok - Thétisz Kft., Dózsa Gy. u. 18-20., 84/311-735
- Székeszárd - Ortoprofil-Mecsek Kft., Béni B. Ádám u. 5-7., (Kórház gomba) 74/501-657
- Székeszárd - Medigor GySE szű., Béni B. Ádám u. 4-6/B (szakrendelővel szemben) 70/615-1930
- Szentendre - BükkösMed Egészségügyi Szű., Vasúti Villasar 14., 26/309-223
- Tata - Intermed Plusz Kft., Váralja u. 6., (A régi Szakrendelőben), 34/382-415
- Tatabánya - Intermed Plusz Kft., Dózsa Gy. 77. (Kórház "L" épület), 34/300-107
- Tiszaújváros - Harmónia Gyógy. kp., Szent I. út 24., 49/611-887 és 20/571-0119
- Vác - Tamasz-Rehab Kft., Zichy Hippolit u. 3., 27/313-599
- Veszprém - Medigor Gy. Szű., Bezerédi u. 2., 88/412-186
- Zirc - Gyógy. Segédeszköz Szű. - Kamron, Rákóczi tér 9. (volt KTSZ udvar), 30/309-8647

VIVAMAX partner webáruházak

Kiemelt viszonteladóink webáruházainak listáját megtekintheti a www.vivamax.hu weboldalon!

Az újságban szereplő akciós áraink a címlapon megjelölt időpontig, illetve a készlet erejéig érvényesek! Elképzelhető, hogy egyes termékek (különösen a „Rendelésre” jelzésűek) rajtuk kívülről okok miatt (pl. szállítási nehézségek/csúszások) nem érnek be akciós kezdetre. Ilyen esetekben az adott termék akcióját (maximum a csúszás idejével) igény esetén meghosszabbítjuk! Az árjelölésnél feltüntetett akción kívüli (felső) illetve javasolt fogyasztói árak a forgalmazó www.vivamax.hu weboldalán található javasolt fogyasztói árak, melyektől egyes üzletek akción kívül eltérhetnek. EP logóval jelölt termékeink elszámolhatók egyes egészségpénztárakban, de vásárláskor kérje az eladó vagy az egészségpénztár segítségét! A kiadvány adatainak összeállításakor a legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére előforduló esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk! Ha üzleteinkben átmeneti akciós készlethiányt tapasztal, a terméket rendelésre rövid időn belül pótoljuk. A kiadványban közölt információk tájékoztató jellegűek. Teljeskörű felvilágosításért kérjük keressen minket központi elérhetőségeinken: 06-1/889-9080; info@vivaldi.hu

Exkluzív karácsonyi ajándékötletek a Vivamaxtól

"INTENSE GUN" TERÁPIÁS MASSZÁZSPISZTOLY

VIVAMAX

GYVM36

Egyénre szabott, intenzív masszázsterápia igazi segítség azoknak, akik görcsös, merev izmokkal küzdenek.

A masszázspisztoly extra erős, magas frekvenciájú precíziós masszázssal aktiválja az izmokat, serkenti a véráramot, jelentősen csökkentheti az izmok regenerálódási idejét és enyhíthet egyes izompanaszokat.

- Szuper intenzív masszázs
- Vezeték nélkül használható
- Hosszú, akár 6 órás üzemidő
- Cserélhető masszázsfekék



RENDELÉSRE!
Gyors boltba szállítással.

AKTIVITÁSMÉRŐ OKOSÓRÁK

VIVAMAX

Rosegold-pink: GYVORP; rosegold-fekete: GYVORB; silver-fekete: GYVOSE



Aktivításmérés

Lépésszámláló és elégetett kalória kijelzés. Inaktivitási figyelmeztetés megjelenítése



Pulzus- és vérnyomásmérés

Mért adatok nyomonkövetése, grafikonos megjelenítés és átlagérték számítás



IP68 vízállóság

Akár úszásra is alkalmas



Magyar nyelvű alkalmazás



Hívás- és beérkező üzenet kijelzés

Értesítések küldésének egyedi beállítása vagy kikapcsolása



Multisport funkció

11 választható sportmód



Alvásmonitorozás

Alvásfázisok és átlagos alvásidő nyomonkövetése és grafikonos megjelenítése

Számos további hasznos funkcióval!



"ESSENCE" AROMADIFFÚZOR

VIVAMAX

GYVH49

- **Szabályozható működés:** folyamatos és szakaszos működésre is alkalmas
- **Időzíthető működési idő:** 1, 3, 5, vagy 6 óra
- **200 ml-es víztartály:** intenzitás fokozattól függően 6-7 órás folyamatos működési idő
- **Fény- és színterápia:** Többféle színárnyalat rotálható és tetszőlegesen választható. A funkciók elkülönülnek egymástól, illóolaj párologtatóként LED világítás nélkül is használható.
- **Aromaterápia:** 100%-os tisztaságú illóolajjal használható
- **Párakibocsátás:** max. 30 ml/óra



14.990 Ft
Jav. fogy. ár: 16.990 Ft



ULTRAHANGOS MÉLYMASSZÁZS KÉSZÜLÉK

VIVAMAX

GYVUM3

Extra nagy kezelőfelülettel és 8 intenzitással!

- Intenzív ultrahang-kezelés hatékony mikrovibrációval
- Narancsbőr (cellulitisz) kezelés
- Bőrfejesítés, alakformálás (comb, fenék, has, derék, kar, mell stb.)
- Bőrápoló kozmetikumok hatékonyságának növelése



24.990 Ft helyett
19.990 Ft
Szuper ár!



VIVAMAX
Otthon az egészségben!

Az akcióban szereplő boltok listáját keresse az újság 15. oldalán, vagy a **www.vivamax.hu** weboldalon!