

MESH (membrános) inhalátorok

Termékfotó			
Cikkszám és név	GYV18 Hordozható MESH inhalátor zene funkcióval	GYV35 Hordozható MESH inhalátor - arcra rögzíthető	GYV23 Hordozható MESH inhalátor - szabályozható porlasztással
Átlagos részecske méret	2,5 µm (< 5 MMAD)	2,5 µm (< 5 MMAD)	2,5 µm (< 5 MMAD)
Porlasztási kapacitás	0,15~0,9 ml/perc	0,15~0,9 ml/perc	0,15~0,3 ml/perc
Gyógyszertartály kapacitás	10 ml	6 ml	10 ml
Zajszint	Porlasztási technológia: MESH membrános. Extra csendes, szinte észrevétlenül működés.		
Tartozékok	Szájcsutóra, felnőttmaszk, gyermekmaszk		
Extrák	Zenével kísért kezelés; 3 saját szám tölthető rá	Több fokozatban állítható porlasztás	Két fokozatban szabályozható porlasztási intenzitás
Garancia	 2 év garancia		
Jav.fogy. ár	29 990 Ft	24 990 Ft	22 990 Ft

Kompresszoros inhalátorok

Termékfotó					
Cikkszám és név	GYEL02 Kompresszoros inhalátor (EcoLogic)	GYEL03 Kompresszoros inhalátor (Dr. Bongo) (EcoLogic)	GYV25 Kompresszoros inhalátor (kutya)	GYV13 Kompresszoros inhalátor (teknős)	GYV15 Kompresszoros inhalátor
Átlagos részecske méret	2 µm (< 5 MMAD)				
Porlasztási kapacitás	>0,2 ml/perc				
Gyógyszertartály kapacitás	6 ml				
Zajszint	Porlasztási technológia: kompresszoros				
Tartozékok	szájcsutóra, gyermekmaszk, felnőttmaszk, orrsonda, tartalék szűrők				
Extrák	kimagasló ár-érték arány	Kedves, gyerekbarát forma			igényes hordozó táskával
Garancia	 2 év kötelező jótállás + 1 év önként vállalt gyártói garancia				
Jav.fogy. ár	12 990 Ft	12 990 Ft	18 990 Ft	17 990 Ft	17 990 Ft



Mindegyik inhalátor használható Salvus gyógyvízzel is!